

別表2 支給基準

(1) 義肢 — 殻構造義肢

名 称	型 式	使用材料・部品及び工作法	価 格	備 考
上腕義手	装 飾 用	アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 ソケットは、断端との適合に注意し、装着感を良くするとともに安定性の確保に留意し、残存運動力を有効に伝えなければならないこと。 肩吊りバンドは、使用中容易に変形しない織物を用い、腋窩部に不快感、疼痛、皮膚の損傷を生じないように留意すること。	イの採型区分によるウの基本価格にエ及びオのそれぞれ使用する材料・部品の価格を合算した額とすること。	
	作 業 用	ソケットの工作及び幹部の取付けに際しては、作業中の繰返し荷重、振動荷重、衝撃に耐えられるよう留意し、信頼性を高めること。 その他は装飾用と同じ。		
	能 動 式	アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 ソケットは、断端との適合に留意し、装着感の良さ、安定性、運動の伝達性を確保するとともに、トータルコンタクト（全面接触型）を原則とすること。 コントロールケーブル（伝導索）は、可撓性の大きい滑らかな鋼製ケーブル又はナイロン単繊維をハウジング（ケーブル鞘）とともに用い、摩擦によるケーブルの損耗と力の伝達効率の低下を防ぐこと。 肩吊りバンドは、肘継手、手部の作動力源で、その適合はコントロールケーブルのアライメントとともに義手の機能を左右することから適合と取付けに細心の注意を払い、また、腋窩部を過度に圧迫しないこと。 肘継手及び手部は、繰返し使用に対し機能の低下を来たさず信頼性の高いものであること。		
	フ 手 ッ 部 ク 付 型	手部は、使用中変形を来たさず信頼性の高いものであること。 その他はハンド型手部付と同じ。		
	筋 電 電 動 式	アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作す		

肩 義 手	装 飾 用		ること。 肩継手は、可動で外転式、屈曲－伸展式又は複合運動式とし、衣服の損耗を防ぐために突起部のないよう留意すること。 ハーネス（胸郭帯）は、義手を肩部によく落着かせるようその取付位置を注意して選び、着脱に便利な構造とすること。 その他は上腕義手装飾用と同じ。
	作 業 用		肩継手は、必要に応じ固定できること。 その他は上腕義手作業用と同じ。
	能 動 式 普 通 用	ハ 手 ン 部 ド 付 型	肩継手は、装飾用と同じ。 コントロールケーブルの取付けにはその位置に留意し、コントロールケーブルに引張力が働くとき肩継手が動かぬようにすること。 外観を良くするため、肩幅の復元に留意すること。 その他は上腕義手能動式と同じ。
		フ 手 ッ 部 ク 付 型	手部は、使用中変形を来たさず信頼性の高いものであること。 その他はハンド型手部付と同じ。
	能 動 式 肩 甲 鎖 骨 切 除 用	ハ 手 ン 部 ド 付 型	ソケットの支持性を増すため、反対側の肩部までソケット後壁部を延長する等特別の配慮が必要であるとともに、疼痛、不快感のないよう適合に留意すること。 肩吊りバンドの工作に際しては、反対側の肩運動を有効に利用するため運動量増幅機構等を用い、コントロールケーブルのアライメントに際しては、機能の向上に特に留意すること。 その他は能動式普通用と同じ。
		フ 手 ッ 部 ク 付 型	手部は、使用中変形を来たさず信頼性の高いものであること。 その他はハンド型手部付と同じ。
肘 義 手	装 飾 用		上腕義手装飾用と同じ。
	作 業 用		幹部は、作業種目を考慮したものとする事。 その他は上腕義手作業用と同じ。
	能 動 式		上腕義手能動式と同じ。
	筋 電 電 動 式		上腕筋電電動式と同じ。
前腕義手	装 飾 用		アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作す

		ること。 ソケットは、断端との適合に注意し、装着感を良くするとともに残存運動力を有効に伝えるよう注意すること。 切断面に回旋能力が残っていない場合には、手継手部で回旋できることが必要であること。
作	業	アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 必要に応じて上腕カフ（締革）にハーネスを付けること。 ソケット、幹部及び肘継手は、作業中の繰返し荷重、振動荷重、衝撃荷重に耐えられるよう材質及び工作法を十分吟味すること。
能	長ハ	アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 ソケットは、切断端の運動を忠実に伝えるため及び装着感を良くするため、採型に細心の注意を払うこと。また、断端長の許す限り二重ソケットを原則とすること。 ・ 長断端用には、前腕の回内外運動をできるだけ良く伝えるようにソケット先端部の適合に留意すること。 ・ 中断端用には、肘の屈曲 — 伸展運動を忠実に伝えるとともに、135°の屈曲を妨げることのないように留意すること。 ・ 短断端用には、ソケット及び前腕部が別個に動く構造、いわゆるスプリットソケット構造とし、屈曲時に切断端の脱落を防止するため、ソケットは肘頭まで包含する構造とすること。 コントロールケーブルは、可撓性の大きい平滑な鋼製ケーブル又はナイロン単繊維をハウジングとともに用い、ケーブルの摩擦を少なくするとともに、摩耗によるケーブルの損傷を極力少なくすること。 肩吊りバンドの適合及びアライメントは、コントロールケーブルのアライメントとともに能動義手の機能を左右することから、適合と取付けには特に留意し、腋輪は、腋窩部の疼痛、不快感、皮膚の損傷を生じないように適切な保護用被覆を行う
動	断ン	
	端ド	
	用型	
式	長フ	
	断ッ	
	端ク	
	用型	
	中ハ	アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 ソケットは、切断端の運動を忠実に伝えるため及び装着感を良くするため、採型に細心の注意を払うこと。また、断端長の許す限り二重ソケットを原則とすること。 ・ 長断端用には、前腕の回内外運動をできるだけ良く伝えるようにソケット先端部の適合に留意すること。 ・ 中断端用には、肘の屈曲 — 伸展運動を忠実に伝えるとともに、135°の屈曲を妨げることのないように留意すること。 ・ 短断端用には、ソケット及び前腕部が別個に動く構造、いわゆるスプリットソケット構造とし、屈曲時に切断端の脱落を防止するため、ソケットは肘頭まで包含する構造とすること。 コントロールケーブルは、可撓性の大きい平滑な鋼製ケーブル又はナイロン単繊維をハウジングとともに用い、ケーブルの摩擦を少なくするとともに、摩耗によるケーブルの損傷を極力少なくすること。 肩吊りバンドの適合及びアライメントは、コントロールケーブルのアライメントとともに能動義手の機能を左右することから、適合と取付けには特に留意し、腋輪は、腋窩部の疼痛、不快感、皮膚の損傷を生じないように適切な保護用被覆を行う
	断ン	
	端ド	
	用型	
	中フ	
	断ッ	
	端ク	
	用型	
	短ハ	アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 ソケットは、切断端の運動を忠実に伝えるため及び装着感を良くするため、採型に細心の注意を払うこと。また、断端長の許す限り二重ソケットを原則とすること。 ・ 長断端用には、前腕の回内外運動をできるだけ良く伝えるようにソケット先端部の適合に留意すること。 ・ 中断端用には、肘の屈曲 — 伸展運動を忠実に伝えるとともに、135°の屈曲を妨げることのないように留意すること。 ・ 短断端用には、ソケット及び前腕部が別個に動く構造、いわゆるスプリットソケット構造とし、屈曲時に切断端の脱落を防止するため、ソケットは肘頭まで包含する構造とすること。 コントロールケーブルは、可撓性の大きい平滑な鋼製ケーブル又はナイロン単繊維をハウジングとともに用い、ケーブルの摩擦を少なくするとともに、摩耗によるケーブルの損傷を極力少なくすること。 肩吊りバンドの適合及びアライメントは、コントロールケーブルのアライメントとともに能動義手の機能を左右することから、適合と取付けには特に留意し、腋輪は、腋窩部の疼痛、不快感、皮膚の損傷を生じないように適切な保護用被覆を行う
	断ン	
	端ド	
	用型	
	短フ	
	断ッ	
	端ク	

		用 型	こと。
		筋 電 電 動 式	アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。
手 義 手	装 飾 用		前腕義手装飾用と同じ。
	作 業 用		前腕義手作業用と同じ。
	能 動 式		前腕義手能動式長断端用と同じ。
	筋 電 電 動 式		前腕筋電電動式と同じ。
手部義手	装 飾 用		アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 手袋型とすること。
	作 業 用		アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 手部又は前腕部に固定できるようにすること。 手部には、作業に必要な装置を付けること。
手指義手	装 飾 用		アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 キャップ式又は手袋型のいずれかによること。
	作 業 用		アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 指部は、作業に適するよう形成すること。
股 義 足	常 用	普 通	アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 ソケットは、装着感を良くするとともに完全に適合し、かつ、腸骨稜まで収納することにより、義足を懸垂するようにすること。革ソケットの場合は、ソケットの内側を牛クロム革で内張りすること。 回転台付の場合、皮革絞りのソケットは、変形防止のため帯鋼で補強枠を組み、取り付けること。 大腿部及び下腿部は、木製内部の水分を一定に保つための配慮を必要とすること。 アルミニウム合金の場合には、防蝕処理を施すこと。

大腿短断端を含む。

			運動部分の継手については、防音と減摩に十分留意すること。	
	カナデイアン式		アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 ソケットは、義足の懸垂、体重支持及び運動性を確保すること。 歩容に重要な影響を及ぼすので、アライメントは特に精密に決定すること。 カップリング（軸位調整装置）を用いて必ず試歩行を行うこと。 両脚の歩長をそろえるため、股屈曲角制限装置を取り付けること。	
	作業用		耐水性及び防蝕性に留意すること。 その他は足部を除き、常用普通と同じ。	
義足	常用		アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 ソケットは、装着感、体重支持及び運動性を良くするため、適合に留意し四辺型ソケットとすること。 ソフトインサートは、皮革、軟性発泡樹脂等のいずれでもよいこと。ただし、状況に応じてソフトインサートを省いてもよいこと。 アルミニウム合金を使用する場合は、防蝕処理を施すこと。	
	吸着式常用		アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 ソケットは、切断端の解剖、生理学的特性に適合した最適形状と軽度の圧迫によって、体重支持、懸垂力を生じるので、適合には特に留意し、装着感、切断端の変色、肉の盛り上がり、坐骨結節の位置等を、十分吟味すること。 義足の組立てに際しては、試歩行により装着感、安定性及び運動性を確保するための歩行分析を行い、ソケット適合の場合の修正、アライメントの調整を行い、正常歩行に近づけるよう努めること。 膝継手の運動を制御するためのブレーキ装置は、その機能が確実に信頼性のあるものを用い、	差込吸着式を含む。

			使用中の緩み、かじりつきののないものを用いること。 切断端の状況に応じて、懸垂補助、歩容の改善のため、シレジアバンド（懸垂帯）を用いてもよいこと。 SACH足部は、体重、健肢の足の寸法、常用する履物、装着者の活動性を考慮して、適切な寸法、性状で、かつ、信頼性の高いものを使用すること。 切断端の状況の許す限り、トータルコンタクトを原則とし、やむを得ない場合には切断端末部に空気室を設けてもよいこと。		
	作	業	用	耐水性及び防蝕性を与えるよう留意するとともに、十分な強度を持たせること。 その他は常用と同じ。	
膝 義 足	常	用	アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 ソケットの適合には綿密な注意を払い、装着感を良くするとともに運動性を確保すること。 ソフトインサートは、必ずしも必要としないが、断端末支持には断端末受を入れること。 下腿部に強化プラスチックを用いる場合は、変形を防止するよう十分留意すること。 膝継手が遊動式の場合には、膝関節の運動をコントロールする構造又は装置を必要とするほか、防音、運動部の減摩に留意すること。 膝継手は、衣服の損耗を防止するため皮革で包むこと。		
	作	業	用	耐水性及び防蝕性に留意すること。 その他は足部を除き、常用に同じ。	
下腿義足	常 用	普 通 （軽便式を含む）	アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 ソケットは、体重支持と義足の運動性のため、採型に特に留意すること。 膝継手軸の取付位置は、椅座時の快さ、歩行時のピストン運動及び遊脚時の義足の動きに重大な影響を与えるので、入念にその位置を決定すること。 アルミニウム合金を使用する場合は、防蝕処理		

	を施すこと。 大腿もも締め筋金は、歩容、義足の懸垂及び安定性に影響があるので、筋金のくせとり、長さの決定並びにもも締革の製作及び取付けには十分な配慮が必要であること。	
P T B 式	アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 ソケットは、体重支持、安定性及び運動性を良くするため、適合に留意し、カップリングを用いて試歩行を行った上で組み立てること。 精密な適合によってソケットのみを用い、ソフトインサートを省いてもよいこと。その場合、切断端末部はクッション材で支持すること。 外装は、強化プラスチック仕上げとすること。 膝カフを皮革で作る場合には、使用中に懸垂バンドが伸びるのを防止するため、表革と裏打との間に伸びのないベルト等をはさむこと。 膝継手金具及び大腿もも締革は、用いないことを原則とするが、切断端の状況によりやむを得ない場合は、膝継手金具又は大腿もも締革を用いてもよいこと。 適合判定は、試歩行の段階及び義足完成時に行うこと。	サイム切断を含む。
P T S 式	ソケット上部の適合には、細心の注意を払い、特に膝関節付近の解剖学的構造によく合わせることで、義足を懸垂させること。 採型後ギプスソケットによって適合をよく吟味、修正すること。 その他はP T B式と同じ。	
K B M 式	義足の懸垂は、内顆部の解剖学的構造によく適合したくさび又はF A J A Lの方法によって行われ、膝蓋骨部は露出するため、特に採型時及び仮合わせ時の適合は、綿密に吟味すること。 膝蓋靱帯より上部のソケットは、左右方向に変形しやすいものとなる傾向があるので、ソケット形成に際しては、補強材の種類、量、樹脂の強度を十分吟味して、強度、剛性を減少させぬよう留意すること。 その他はP T S式と同じ。	

	作 業 用	耐水性及び防蝕性に留意すること。 その他は常用普通と同じ。	
果 義 足		アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 義足の懸垂は、切断端の形状を利用し、ソケットを切断端に固定することによって行われるので、適合に十分留意すること。 足部は、遊動足部又はSACH足部の構造特性を利用したものとする。 特にソケットと足部との結合部の強度を保つように留意すること。	ピロゴフ切断を含む。
足根中足 義足	鋼 板 入 り	アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 切断端の骨突出部を損傷しないようソケットの適合とソケット構造に特に留意すること。 足底は、鋼板、ゴムベルト等を挿入して弾性と強度をもたせること。 足の形態の復元のため、スポンジで形成し、足底は牛なめし革を張り付けること。	
	足 袋 型	アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 足底は、ゴムベルトを入れ足部の変形を防止し、かつ、耐久性を増加するようにすること。 断端から踵までを包み足袋型とすること。 締付けは、前後いずれでもよいこと。 足部は、牛なめし革を張り付けること。	
足指義足		アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 踵部にゴムバンドで引き掛け、又は足袋型にし、足部を包んで装着できるようにすること。	

(注)

- 1 義手の作業用に付ける手先用具は、3個を範囲として必要な数だけオの完成用部品を加えること。
- 2 手先用具の取付部は、ピン固定法又は溝固定法により、太さは9mmとすること。
- 3 二重ソケットは、断端の表面を均等に受けるようにするものとし、支持部に取り付け、変形を防止するためにプラスチック等硬質の材料を使用すること。なお、皮膚接触面には、軟性の材料を付加することがあること。
- 4 殻構造義肢の耐用年数は、カの耐用年数によるものとする。


ア 基本工作法

工 程	作 業 の 内 容
(ア) 断端の観察	断端の表面の状況、関節の運動機能（屈伸、内転、外転等）の状況並びに肢位の観察及び特徴の把握
(イ) 採寸及び投影図の作成	情報カードの記録、製作に必要な寸法及び角度の測定並びに記録並びに投影図の作成
(ウ) 採 型	ギプス包帯法による陰性モデルの採型及び順型、陽性モデルの注型及び取出し並びに陽性モデルの修正
(エ) 適合のチェック	チェックソケットの製作、チェックソケットによる適合のチェック及び修正並びに継手の中心位置の設定
(オ) 陽性モデルの製作	チェックソケットへのギプスの注型、陽性モデルの修正、表面の仕上げ及び乾燥
(カ) ソケット製作	ストッキネットの被覆、強化材の付加、PVAスリーブの被覆、樹脂の注型、取外し及びソケットトリミング
(キ) 支持部材の外形の形成及び要素の結合	義手：パラフィン、プラスチックフォームギプス等による支持部材外形の形成及び要素の結合 義足：股継手、膝継手、足部等の機能部品の支持部材による結合及び足部の調整
(ク) 組立て	義手：継手等各部の組合せ及び結合並びにハーネスの取付け 義足：カップリングの取付け、ベンチアライメントの設定、各部の組合せ及び結合、懸垂装置の取付け並びに角度調整
(ケ) 仮合わせ	義手：ソケットトリミングの修正、ハーネスの調整及び機能の点検、義手操作の基本の指導並びに適合の修正 義足：アライメントの修正、適合の点検及び修正、各部の機能の点検並びに起立及び歩行の基本動作の指導
(コ) 外装及び仕上げ	義手：外形の研削、ストッキネットの被覆及びラミネーション 義足：カップリングの取外し、外形の形成、内部余肉の除去、外装並びにソケットの適合及び機能の最終点検
(カ) 適合検査	適合及びアライメントの点検並びに操作の指導


イ 採型区分

A 義手


1




2




3




4



5




6




7



B 義 足




1




2




3




4



5



6



7

ウ 基本価格

名 称	採型区分	型 式	価 格 円	備 考
義 手 用	A-1	装 飾 用	31,000	肩甲胸郭間切断用は、12,200円増しとすること。
		作 業 用	31,000	
		能 動 式	41,300	
	A-2	装 飾 用	33,000	吸着式は、24,000円増しとすること。
		作 業 用	33,000	
		能 動 式	38,700	
		筋電電動式	72,400	
	A-3	装 飾 用	30,100	吸着式は、24,000円増しとすること。
		作 業 用	30,100	
		能 動 式	34,800	
		筋電電動式	72,500	
	A-4	装 飾 用	29,200	顎上支持式は、12,000円増しとすること。 スプリット式は、18,000円増しとすること。
		作 業 用	29,200	
		能 動 式	30,700	
		筋電電動式	71,400	
	A-5	装 飾 用	26,500	
		作 業 用	26,500	
		能 動 式	30,200	
		筋電電動式	70,700	
	A-6	装 飾 用	10,100	
		作 業 用	10,100	
		能 動 式	15,300	
	A-7	装 飾 用	8,100	手指5本以内の切断を対象とし、多指切断であっても一単位として取り扱うこと。
		作 業 用	11,800	
義 足 用	B-1	受 皿 式	80,000	片側骨盤切断用は、16,300円増しとすること。
		カナディアン式	80,000	
	B-2	差 込 式	50,100	短断端切断用キップシャフトは、46,000円増しとすること。 I R C ソケットは、50,300円増しとすること。
		ライナー式	90,700	
		吸 着 式	130,500	
	B-3	差 込 式	48,500	大腿支柱付きは、22,100円増しとすること。
		ライナー式	67,200	
		吸 着 式	107,000	
	B-4	差 込 式	37,500	大腿支柱付きは、22,100円増しとすること。
		P T B 式	58,300	
		P T S 式	72,300	
		K B M 式	74,700	
	B-5	差 込 式	40,000	
		有 窓 式	60,300	
	B-6		21,000	
	B-7		16,100	足指5本以内の切断を対象とし、多指切断であっても一単位として取り扱うこと。

(注)

- 1 顆上支持式は、ミュンスタータイプ及びノースウェスタンタイプとすること。
- 2 ソフトインサートのシリコーン又は、完成用部品のライナーを使用して仮合わせ専用のチェックソケットを用いる場合に限り、41,000 円加算できること。
- 3 スプリット式とは、前腕極短断端に使用されるものでソケットと前腕支持部がセパレーツになっており、倍動式継手又は断端操作式能動継手を持つものであること。
- 4 義手の型式は、身体状況や日常生活の様々な場面に応じて選択されるものであり、支持部や完成用部品の肘継手、手先具の型式にかかわらず取り扱うこと。
- 5 TSBソケットについては、その概念がソケット適合の一要素であるため、下腿義足の型式の範囲内で取り扱うこと。
- 6 大腿義足・膝義足に、ソフトインサートのシリコーン又は完成用部品のライナーを使用した場合は、ライナー式により取り扱うこと。

エ 製作要素価格

(ア) ソケット

名 称	採型区分	使 用 材 料	価 格 円	備 考
義 手 用	A-1	アルミニウム、セルロイド 皮 革 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	10,000 8,150 18,300 4,650	
	A-2	アルミニウム、セルロイド 皮 革 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂 熱硬化性樹脂 (筋電電動式)	8,850 10,800 12,600 6,050 21,000	
	A-3	アルミニウム、セルロイド 皮 革 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂 熱硬化性樹脂 (筋電電動式)	8,850 11,700 12,600 4,350 21,000	
	A-4	アルミニウム、セルロイド 皮 革 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂 熱硬化性樹脂 (筋電電動式)	7,800 10,600 12,300 4,250 20,800	
	A-5	アルミニウム、セルロイド 皮 革 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂 熱硬化性樹脂 (筋電電動式)	9,350 8,050 11,700 6,100 20,800	
	A-6	セルロイド 皮 革 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	7,650 7,850 9,500 5,950	
	A-7	皮 革 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	3,550 3,550 3,050	
義 足 用	B-1	アルミニウム、セルロイド 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	19,800 32,400 13,600	
	B-2	木 製	44,200	エアクッションソケットは、13,900円増しとす

	アルミニウム、セルロイド 皮 革 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	13,200 17,300 25,200 14,800	ること。 二重式ソケットは、内ソケットの使用材料の価格を加算することができること。 主たる積層材にカーボンストッキネットを用い樹脂注型を行う場合は、15,300円増しとすること。
B-3	アルミニウム、セルロイド 皮 革 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	13,400 22,300 37,200 16,900	エアクッションソケットは、13,900円増しとすること。 二重式ソケットは、内ソケットの使用材料の価格を加算することができること。 主たる積層材にカーボンストッキネットを用い樹脂注型を行う場合は、15,000円増しとすること。
B-4	アルミニウム、セルロイド 皮 革 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	10,600 15,700 22,800 11,900	エアクッションソケットは、12,700円増しとすること。 二重式ソケットは、内ソケットの使用材料の価格を加算することができること。 主たる積層材にカーボンストッキネットを用い樹脂注型を行う場合は、5,950円増しとすること。
B-5	アルミニウム、セルロイド 皮 革 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	11,000 16,000 21,600 9,400	エアクッションソケットは、11,700円増しとすること。 主たる積層材にカーボンストッキネットを用い樹脂注型を行う場合は、8,300円増しとすること。
B-6	セルロイド 皮 革 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	10,900 9,350 20,000 9,250	エアクッションソケットは、10,900円増しとすること。 主たる積層材にカーボンストッキネットを用い樹脂注型を行う場合は、5,050円増しとすること。
B-7	皮 革 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	8,200 18,200 8,800	

(イ) ソフトインサート

名 称	採 型 区 分	使 用 材 料	価 格 円	備 考
義 手 用	A-1	皮 革	4,050	
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,100	
		皮革・軟性発泡樹脂	6,950	
	A-2	皮 革	3,550	
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,000	
		皮革・軟性発泡樹脂	6,650	

	A-3	皮 革 軟 性 発 泡 樹 脂 皮革・軟性発泡樹脂	3,550 4,000 6,650	
	A-4	皮 革 軟 性 発 泡 樹 脂 皮革・軟性発泡樹脂	3,450 3,950 6,450	
	A-5	皮 革 軟 性 発 泡 樹 脂 皮革・軟性発泡樹脂	3,450 3,950 6,450	
義 足 用	B-1	皮 革 軟 性 発 泡 樹 脂 皮革・軟性発泡樹脂	6,000 4,550 9,050	
	B-2	皮 革 軟 性 発 泡 樹 脂 皮革・軟性発泡樹脂 皮革・フェルト シ リ コ ー ン	4,600 4,250 6,000 8,300 37,700	
	B-3	皮 革 軟 性 発 泡 樹 脂 皮革・軟性発泡樹脂 皮革・フェルト シ リ コ ー ン	5,200 4,350 8,300 9,150 40,600	
	B-4	皮 革 軟 性 発 泡 樹 脂 皮革・軟性発泡樹脂 皮革・フェルト シ リ コ ー ン	3,800 4,050 6,200 7,150 32,400	
	B-5	皮 革 軟 性 発 泡 樹 脂 皮革・軟性発泡樹脂	4,050 6,500 7,050	
	B-6	皮 革 軟 性 発 泡 樹 脂 皮革・軟性発泡樹脂	2,550 2,900 5,150	
	B-7	皮 革 軟 性 発 泡 樹 脂 皮革・軟性発泡樹脂	1,950 2,300 3,950	

(注)

- 1 軟性発泡樹脂とは、PEライト及びスポンジであること。
- 2 ソフトインサートは、骨突起部等に部分的に当てるのではなく、断端の全体を覆うものであること。
- 3 シリコーンとは、F. R. P. 同様にラミネートされたものであり、完成用部品のライナーを加えられないこと。

(ウ) 支持部

名 称	型 式	部 位	使 用 材 料	価 格 円	備 考
義 手 用	装 飾 用 能 動 式	肩 部		7,750	
		上 腕 部	アルミニウム、セルロイド 熱硬化性樹脂	6,900 21,500	
		前 腕 部	アルミニウム、セルロイド 熱硬化性樹脂	8,800 17,600	
	作 業 用	上 腕 部		6,900	肩義手用及び上腕義手用に幹部を使用する場合に限ること。
		前 腕 部		8,800	前腕義手用に幹部を使用する場合に限ること。
	筋 電 電 動 式	上 腕 部	熱硬化性樹脂	27,100	
		前 腕 部	熱硬化性樹脂	27,000	
義 足 用	常 用	股 部		9,450	
		大 腿 部	木 製 アルミニウム、セルロイド 熱硬化性樹脂	28,000 28,300 29,300	
		下 腿 部	木 製 アルミニウム、セルロイド 熱硬化性樹脂	24,400 25,600 28,800	
		足 部	軟性発泡樹脂	13,100	
	作 業 用	大 腿 部		53,900	股義足用及び大腿義足用に鉄脚を使用する場合に限ること。
		下 腿 部		25,600	下腿義足用に鉄脚を使用する場合に限ること。

(注)

- 1 義手用及び義足用の支持部そのものが外装となる場合は、支持部に外装の価格を加算すること。ただし、熱可塑性樹脂で成型された支持部そのものが外装となる場合は、外装のプラスチックを加算することができないこと。
- 2 果義足用、足根中足義足用及び足指義足用の場合に限り、足部を加えることができること。
- 3 肩義手で、ソケットに続く部分の形状を健側のように整えるため又は上腕部との接続のために修正を行う場合は、8,050円増しとすること。
- 4 股義足で、ソケットに続く部分の形状を健側のように整えるため又は股継手の土台を積層するために大幅な修正を行う場合は、9,500円増しとすること。
- 5 熱可塑性樹脂については、セルロイドに準ずること。

(エ) 義手用ハーネス及び義足懸垂用部品

区 分	名 称	使 用 部 品	価 格 円	備 考
義 手 用 ハ ー ネ ス	肩 義 手 用	胸郭用ベルトハーネス一式	19,300	
		肩たすき一式	9,700	
	上腕義手用	胸郭用ベルトハーネス一式	19,100	
		肩たすき一式	9,700	
		8字ハーネス一式	8,850	
	前腕義手用	胸郭用ベルトハーネス一式	16,300	
		8字ハーネス一式	7,100	
		9字ハーネス一式	4,550	
		たわみ継手（一組）	2,200	
		前方支持バンド	2,200	
		上腕カフ（三頭筋パッド）	4,650	
義 足 懸 垂 用 部 品	股 義 足 用	懸垂帯一式	13,800	
	大腿義足用	シレジアバンド一式	6,650	
		肩吊带	5,800	
		腰バンド	7,950	
		横吊带	1,500	
		義足用股吊带	1,900	価格は、1本当たりのものであること。
	下腿義足用	腰バンド	7,950	
		横吊带	2,050	
		大腿もも締め一式	10,400	
		P T B 膝カフ一式	7,900	

(注)

- 1 肘義手用は、上腕義手用に準ずること。
- 2 手義手用及び手部義手用は、前腕義手用に準ずること。
- 3 膝義足用は、大腿義足用に準ずること。
- 4 サイム義足用は、下腿義足用に準ずること。
- 5 下腿義足常用軽便式の懸垂用膝カフは、P T B 膝カフに準ずること。
- 6 義手用ハーネスは、使用部品の項目に一式とされているものであっても、使用部品の組み合わせができること。
- 7 能動式に用いられるハーネスで、他の義手用ハーネスの組み合わせを必要とする場合には、それぞれ組み合わせることができること。
- 8 義足懸垂用部品は、使用部品の項目に一式とされているもの（大腿もも締め一式を除く。）は、他の義足懸垂部品を加えられないこと。

(オ) 外 装

名 称	外 装 部 位	使用材料等	価 格 円	備 考
義 手 用	肩 部	皮 革	5,050	
		プラスチック	13,900	
		塗 装	1,800	
	上 腕 部	皮 革	5,150	
		プラスチック	13,500	
		塗 装	1,600	
	前 腕 部	皮 革	5,050	
		プラスチック	10,500	
		塗 装	1,700	
義 足 用	股 部	皮 革	9,250	
		プラスチック	15,300	
		塗 装	2,950	
	大 腿 部	皮 革	7,600	
		プラスチック	13,700	
		塗 装	2,650	
	下 腿 部	皮 革	6,900	
		プラスチック	11,900	
		塗 装	2,350	
	足 部	表 革	4,650	
		裏 革	3,150	
		塗 装	3,050	
		リアルソックス	950	

リアルソックスは、完成用部品を加えることができること。

(注)

- 1 肩部及び股部については、ソケット自体が外装を兼ねる場合は、外装を加算できないこと。
- 2 足部の表革及び裏革については、木製足部の場合に加算することができること。ただし、耐久性を高める必要があると認められる場合は、木製足部以外の足部にも表革及び裏革を加算することができること。

オ 完成用部品

義手用部品及び義足用部品の名称、使用部品、価格等については、別表 2-2 に定めるところによること。

カ 耐用年数

(ア) 義肢本体

区 分	名 称	型 式	耐用年数 年	備 考
義 手	上 腕 義 手	装 飾 用 作 業 用 能 動 式	4 3 3	耐用年数以内の破損及び故障に際しては、原則として修理又は調整を行うこと。
	肩 義 手	装 飾 用 作 業 用 能 動 式	4 3 3	
	肘 義 手		3	
	前 腕 義 手		3	
	手 義 手		3	
	手 部 義 手	装 飾 用 作 業 用	1 2	
	手 指 義 手	装 飾 用 作 業 用	1 2	
義 足	股 義 足		4	
	大 腿 義 足	常 用 吸 着 式 作 業 用	3 5 3	
	膝 義 足	常 用 作 業 用	3 2	
	下 腿 義 足		2	
	果 義 足		2	
	足 根 中 足 義 足	鋼板入り 足袋型	2 1	
	足 指 義 足		1	

(イ) 完成用部品

材 料 ・ 部 品 名	耐用年数 年	備 考
継 手 類	3	耐用年数以内の故障に際しては、原則として小部品の取替えにより修理又は調整を行うこと。
リストメタル	3	
手 部	1	
手 袋	1	
足 部	1	
その他の小部品（消耗品）	1	

備 考

- 1 本表の価格は、医師の採型技術料は含まないものであること。
- 2 耐用年数は、通常の装用状態において、当該材料・部品が修理不能となるまでの予想年数を示したものであること。




(2) 義肢 — 骨格構造義肢

名 称	型 式	使用材料・部品及び工作法	価 格	備 考	
肩 義 手	装 飾 用	アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 外形カバーは、容易に着脱できるように製作すること。	イの採型区分によるウの基本価格にエ及びオのそれぞれ使用する材料・部品の価格を合算した額とすること。		
上腕義手	装 飾 用	肩義手と同じ。			
前腕義手	装 飾 用	肩義手と同じ。			
股 義 足	カナディアン式	アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 外形カバーは、断端の状態、職業等を考慮して、一体的又は膝上下分離式及び軟性又は硬性の選択を行い、容易に着脱できるように製作すること。		片側骨盤切除用を含むものであること。	
大腿義足	差 込 式	股義足と同じ。		キップシャフト（短断端切断用）を含むものであること。 吸着式には、差込吸着式を含むものであること。	
	吸 着 式	股義足と同じ。			
膝 義 足	常 用	アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 外形カバーは、断端の状態、職業等を考慮して、軟性又は硬性の選択を行い、容易に着脱できるように製作すること。			
下腿義足	P T B 式	膝義足と同じ。			
	P T S 式	膝義足と同じ。			
	K B M 式	膝義足と同じ。			
	長 断 端 用	膝義足と同じ。		サイム義足を含むものであること。ただし、この場合外形カバーは加算できないこと。	
(注)					
1 二重ソケットは、断端の表面を均等に受けるようにするものとし、支持部に取り付け、変形を防止するためにプラスチック等硬質の材料を使用すること。なお、皮膚接触面には、軟性の材料を付加することがあること。					
2 骨格構造義肢の材料・部品の耐用年数は、カの耐用年数によるものとする。					



ア 基本工作法

工 程	作 業 の 内 容
(ア) 断端の観察	断端の表面の状況、関節の運動機能（屈伸、内転、外転等）の状況並びに肢位の観察及び特徴の把握
(イ) 採寸及び投影図の作成	情報カードの記録、製作に必要な寸法及び角度の測定並びに記録並びに投影図の作成
(ウ) 採型	ギプス包帯法による陰性モデルの採型及び順型、陽性モデルの注型及び取出し並びに陽性モデルの修正
(エ) 適合のチェック	チェックソケットの製作、チェックソケットによる適合のチェック及び修正並びに継手の中心位置の設定
(オ) 陽性モデルの製作	チェックソケットへのギプスの注型、陽性モデルの修正、表面の仕上げ及び乾燥
(カ) ソケットの製作	ストックINETの被覆、強化材の付加、PVAスリーブの被覆、樹脂の注型、取外し及びソケットトリミング
(キ) 支持部材の外形の形成及び要素の結合	義手：パラフィン、プラスチックフォームギプス等による支持部材外形の形成及び要素の結合 義足：股継手、膝継手、足部等の機能部品の支持部材による結合及び足部の調整
(ク) 組立て	義手：継手等各部の組合せ及び結合並びにハーネスの取付け 義足：カップリングの取付け、ベンチアライメントの設定、各部の組合せ及び結合、懸垂装置の取付け並びに角度調整
(ケ) 仮合わせ	義手：ソケットトリミングの修正、ハーネスの調整及び機能の点検、義手操作の基本の指導並びに適合の修正 義足：アライメントの修正、適合の点検及び修正、各部の機能の点検並びに起立及び歩行の基本動作の指導
(コ) 外装及び仕上げ	義手：フォームラバーの穴掘り及び外形の研削、ストックINETの被覆 義足：カップリングの取外し、外形の形成、内部余肉の除去、外装並びにソケットの適合及び機能の最終点検
(サ) 適合検査	適合及びアライメントの点検並びに操作の指導

イ 採型区分
A 義手



B 義足



ウ 基本価格

名 称	採型区分	型 式	価 格 円	備 考
義 手 用	A-1	装 飾 用	31,000	肩甲胸郭間切断用は、12,200円増しとすること。
	A-2	装 飾 用	33,000	吸着式は、24,000円増しとすること。
	A-3	装 飾 用	29,300	顎上支持式は、12,000円増しとすること。 スプリット式は、18,000円増しとすること。
義 足 用	B-1	カナディアン式	80,000	片側骨盤切断用は、16,300円増しとすること。
	B-2	差 込 式	50,100	短断端切断用キップシャフトは、46,300円増しとすること。 I R C ソケットは、50,300円増しとすること。
		ライナー式	90,700	
		吸 着 式	130,500	
	B-3	差 込 式	48,500	
		ライナー式	67,200	
		吸 着 式	107,000	
	B-4	差 込 式	37,500	大腿支柱付きは、22,100円増しとすること。
		P T B 式	58,300	
		P T S 式	72,300	
		K B M 式	74,700	
	B-5	差 込 式	40,000	
		有 窓 式	60,300	

(注)

- 1 顎上支持式は、ミュンスタータイプ及びノースウェスタンタイプとすること。
- 2 スプリット式とは、前腕極端断端に使用されるものでソケットと前腕支持部がセパレーツになっており、倍動式継手又は断端操作式能動継手を持つものであること。
- 3 ソフトインサートのシリコーン又は、完成用部品のライナーを使用して仮合わせ専用のチェックソケットを用いる場合に限り、41,000円加算できること。
- 4 T S B ソケットについては、その概念がソケット適合の一要素であるため、下腿義足の型式の範囲内で取り扱うこと。
- 5 大腿義足・膝義足に、ソフトインサートのシリコーン又は完成用部品のライナーを用いた場合は、ライナー式により取り扱うこと。

エ 製作要素価格
(ア) ソケット

名 称	採型区分	使 用 材 料	価 格 円	備 考
義 手 用	A-1	アルミニウム、セルロイド 皮 革 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	10,000 8,150 18,300 4,650	
	A-2	アルミニウム、セルロイド 皮 革 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	8,850 10,800 12,600 6,050	
	A-3	アルミニウム、セルロイド 皮 革 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	7,800 10,600 12,300 4,250	
義 足 用	B-1	アルミニウム、セルロイド 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	19,800 32,400 13,600	
	B-2	木 製 アルミニウム、セルロイド 皮 革 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	44,200 13,200 17,300 25,200 14,800	エアクションソケットは、13,900円増しとすること。 二重式ソケットは、内ソケットの使用材料の価格を加算することができること。 主たる積層材にカーボンストッキネットを用い樹脂注型を行う場合は、15,300円増しとすること。
	B-3	アルミニウム、セルロイド 皮 革 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	13,400 22,300 37,200 16,900	エアクションソケットは、13,900円増しとすること。 二重式ソケットは、内ソケットの使用材料の価格を加算することができること。 主たる積層材にカーボンストッキネットを用い樹脂注型を行う場合は、15,000円増しとすること。
	B-4	アルミニウム、セルロイド 皮 革 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	10,600 15,700 22,800 11,900	エアクションソケットは、12,700円増しとすること。 二重式ソケットは、内ソケットの使用材料の価格を加算することができること。 主たる積層材にカーボンストッキネットを用い樹脂注型を行う場合は、5,950円増しとすること。
	B-5	アルミニウム、セルロイド 皮 革 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	11,000 16,000 21,600 9,400	エアクションソケットは、11,700円増しとすること。 主たる積層材にカーボンストッキネットを用い樹脂注型を行う場合は、8,300円増しとすること。

(イ) ソフトインサート

名 称	採型区分	使 用 材 料	価 格 円	備 考
義 手 用	A-1	皮 革	4,050	
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,100	
		皮革・軟性発泡樹脂	6,950	
	A-2	皮 革	3,550	
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,000	
		皮革・軟性発泡樹脂	6,650	
	A-3	皮 革	3,450	
		軟 性 発 泡 樹 脂	3,950	
		皮革・軟性発泡樹脂	6,450	
義 足 用	B-1	皮 革	6,000	
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,550	
		皮革・軟性発泡樹脂	9,050	
	B-2	皮 革	4,600	
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,250	
		皮革・軟性発泡樹脂	6,000	
		皮革・フェルト	8,300	
		シ リ コ ー ン	37,700	
	B-3	皮 革	5,200	
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,350	
		皮革・軟性発泡樹脂	8,300	
		皮革・フェルト	9,150	
		シ リ コ ー ン	40,600	
	B-4	皮 革	3,800	
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,050	
		皮革・軟性発泡樹脂	6,200	
		皮革・フェルト	7,150	
		シ リ コ ー ン	32,600	
	B-5	皮 革	4,050	
		軟 性 発 泡 樹 脂	6,450	
		皮革・軟性発泡樹脂	7,050	

(注)

- 1 軟性発泡樹脂とは、PEライト及びスポンジであること。
- 2 ソフトインサートは、骨突起部等に部分的に当てるのではなく、断端の全体を覆うものであること。
- 3 シリコンとは、F. R. P. 同様にラミネートされたものであり、完成用部品のライナーを加えられないこと。

(ウ) 支持部

名 称	価 格 円	備 考
肩 義 手 用	12,400	
上 腕 義 手 用	9,900	
前 腕 義 手 用	9,750	
股 義 足 用	14,900	
大 腿 義 足 用	14,800	
下 腿 義 足 用	9,750	

(注)

- 1 肩義手で、ソケットに続く部分の形状を健側のように整えるため又は上腕部との接続のために修正を行う場合は、8,000円増しとすること。
- 2 股義足で、ソケットに続く部分の形状を健側のように整えるため又は股継手の土台を積層するために大幅な修正を行う場合は、9,450円増しとすること。

(エ) 義手用ハーネス及び義足懸垂用部品

区 分	名 称	使 用 部 品	価 格 円	備 考
義 手 用 ハ ー ネ ス	肩 義 手 用	胸郭用ベルトハーネス一式	19,300	
		肩たすき一式	9,650	
	上腕義手用	胸郭用ベルトハーネス一式	19,100	
		肩たすき一式	9,700	
		8字ハーネス一式	8,800	
	前腕義手用	胸郭用ベルトハーネス一式	16,300	
		8字ハーネス一式	7,100	
		9字ハーネス一式	4,550	
		上腕カフ（三頭筋パッド）	4,650	
義 足 用 部 品	股 義 足 用	懸垂帯一式	13,700	
	大腿義足用	シレジアバンド一式	6,650	
		肩吊帯	5,800	
		腰バンド	7,950	
		横吊帯	1,500	
		義足用股吊帯	1,900	価格は1本当たりのものであること。
	下腿義足用	腰バンド	7,950	
		横吊帯	2,050	
		大腿もも締め一式	10,400	
		P T B 膝カフ一式	7,900	

(注)

- 1 肘義手用は、上腕義手用に準ずること。
- 2 手義手用及び手部義手用は、前腕義手用に準ずること。
- 3 膝義足用は、大腿義足用に準ずること。
- 4 サイム義足用は、下腿義足用に準ずること。
- 5 下腿義足差込式用軽便式の懸垂用膝カフは、P T B 膝カフに準ずること。

- 6 義手用ハーネスは、使用部品の項目に一式とされているものであっても、使用部品の組み合わせができること。
- 7 能動式に用いられるハーネスで、他の義手用ハーネスの組み合わせを必要とする場合には、それぞれ組み合わせることができること。
- 8 義足懸垂用部品は、使用部品の項目に一式とされているもの（大腿もも締め一式を除く。）は、他の義足懸垂部品を加えられないこと。

(オ) 外 装

名 称	価 格 円	備 考
肩 義 手 用	9,850	
上 腕 義 手 用	7,800	
前 腕 義 手 用	6,950	
股 義 足 用	24,700	
大 腿 義 足 用	19,800	
膝 義 足 用	17,700	
下 腿 義 足 用	15,600	
(注)		
1 外装はフォームカバーを用いる場合にのみ加えること。		
2 リアルソックスを必要とする場合は、オの完成用部品の価格を950円増しとすること。		

オ 完成用部品

義手用部品及び義足用部品の名称、使用部品、価格等については、別表 2-2 に定めるところによること。

カ 耐用年数

材 料 ・ 部 品 名	耐用年数 年	備 考
パイプ（チューブアダプター）	5	耐用年数以内の故障に際しては、原則として小部品の取替えにより修理又は調整を行うこと。
継 手 類	3	
リストメタル	3	
手 部	3	
ターンテーブル	3	
手 袋	1. 5	
足 部	1. 5	
フォームカバー（義手用）	1. 5	
フォームカバー（義足用）	0. 5	
その他小部品（消耗品）	1	

備 考

- 1 本表の価格は、医師の採型技術料を含まないものであること。
- 2 耐用年数は、通常の装用状態において、当該材料・部品が修理不能となるまでの予想年数を示したものであること。

(3) 装 具

区 分	名 称	基 本 構 造	使用材料・部 品及び工作法	価 格	備 考
下肢装具	股 装 具	骨盤から大腿下部に及ぶもの A 金属枠 骨盤部が金属枠で作られているもの。S型支柱のものも含まれること。 B 硬 性 骨盤及び大腿部が陽性モデルによってモールドされたもの。補強用の支柱付きのものを基本とすること。 1 不燃性セルロイド 2 皮 革 3 プラスチック C 軟 性 布を主材料としたもの	アの基本工作法により、エ及びオによりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。	イの採型区分によるウの基本価格にエ及びオのそれぞれ使用する材料・部品の価格を合算した額とすること。	
	長下肢装具	大腿上部より足底に及ぶもの A 両側支柱 下肢の長軸に沿って内外の両側に金属の支柱をもち、大腿部と下腿部においてそれぞれ両支柱を結ぶ一つ以上の金属の半月をもつもの 1 高力アルミニウム合金 2 鋼 B 片側支柱 下肢の長軸に沿って内外のどちらか一方に金属の支柱をもつもの 1 高力アルミニウム合金 2 鋼 C 硬 性 陽性モデルを用いてモールドされたもの。内外の両側に金属の支柱と両支柱を結ぶ金属の半月で補強されているものを基本とすること。 1 不燃性セルロイド 2 皮 革 3 プラスチック			
	膝 装 具	大腿から下腿に及ぶもの A 両側支柱 内外側に金属支柱をもち、両支柱			

を結ぶ金属の半月を大腿部及び下腿部でそれぞれ一つ以上もつもの

B 硬 性

陽性モデルを用いてモールドされたもの。金属支柱付きのもの及び平ばねの入ったものも含まれること。

- 1 不燃性セルロイド
- 2 皮 革
- 3 プラスチック

C スウェーデン式

D 軟 性

布を主材料としたもの

短下肢装具

下肢上部より足底に及ぶもの

A 両側支柱

下腿の長軸に沿って内外の両側に金属の支柱をもち、両支柱を結ぶ一つ以上の金属の半月をもつもの

- 1 高力アルミニウム合金
- 2 鋼

B 片側支柱

下肢の長軸に沿って内外のどちらか一方に金属の支柱をもつもの

- 1 高力アルミニウム合金
- 2 鋼

C S型支柱

下腿の周囲をらせん状に走る金属の支柱をもつもの

- 1 高力アルミニウム合金
- 2 鋼

D 鋼線支柱

下腿の長軸に沿って走る鋼線の支柱と両支柱を結ぶ金属の半月をもつもの。鋼線の支柱は、足関節の高さ付近で円形に曲げられて、コイルばねの機能をもたせてあること。

E 板ばね

下腿の後方に長軸に沿って走る金属又はプラスチックのばねをもつもの。ばねの上端は、金属又はプラスチックの半月につながるものとする

顆上部型プラスチック短下肢装具（NYU型）及びS型プラスチック短下肢装具は、硬性短下肢装具（支柱付き）に含まれること。

		F 硬 性 陽性モデルを用いてモールドされたもの（材料は不燃性セルロイド、プラスチック、皮革等） 1 支柱付き 金属の支柱と半月によって補強されたもの 2 支柱なし 金属支柱のないもの G 軟 性 ゴムひもを用いて足関節を背屈位に保つもの		
	ツイスター	骨盤帯と足部を布ひも、ゴムひも又は鋼製ケーブルによって結び、下肢の内外旋を制御するもの A 軟 性 布ひも又はゴムひもを用いたもの B 鋼製ケーブル 鋼製ケーブルを用いたもの		
	足 底 装 具	足部に対する装具であつて、靴型装具以外のもの A アーチサポート（ふまず支え） 足の縦アーチを支えるもので、中足支えを含むものを基本とすること。 1 陽性モデルを用いてモールドされたもの 2 採寸によって製作されたもの B メタタルザルサポート（中足支え）足の中足アーチを支えるもの C 補 高 1 2 c m未満 2 2 c m以上 D 内側及び外側楔		踵骨棘用装具は、補高に含まれること。 スピッツイ及びトムゼンライン（ふまず支え）は、A-2に含まれること。 ランゲ（ふまず支え）は、A-2に含まれること。
靴型装具		医師の処方のもとに治療に用いられる靴であつて、ふまず鋼の入っているものを基本とすること。 皮革又は布を主材料としたもの A 長 靴 下腿の上部に及ぶもの B 半長靴（編上靴）		靴型装具の要素 ・ 整形靴（陽性モデルから作成した特別製の木型を用いるもの） ・ 矯正靴（内・外反足の矯正用）

		側革が果部より高いもの C チッカ靴 側革が果部に及ぶもの D 短 靴 側革が果部より低いもの	
体幹装具	頸 椎 装 具	肩甲骨から頭蓋に及ぶものを基本とすること。 A 金属枠 B 硬 性（スポンジラバーを含む。） 陽性モデルを用いてモールドされたもの 1 不燃性セルロイド 2 皮 革 3 プラスチック C カラー 1 あご受けのあるもの 2 あご受けのないもの	高さ調整は、カラーの場合には適用しないこと。
	胸 椎 装 具	骨盤から胸背部に及ぶもの A 金属枠 B 硬 性（頸椎装具に準ずる。） C 軟 性	
	腰 椎 装 具	骨盤から腰部に及ぶもの A 金属枠 B 硬 性（頸椎装具に準ずる。） C 軟 性	ナイトブレイスは、金属枠腰椎装具に含まれること。 ウィリアムブレイス、前屈ブレイスは、金属枠腰椎装具・腰部継手付に含まれること。
	仙 腸 装 具	骨盤を含むもの A 金属枠 B 硬 性（頸椎装具に準ずる。） C 軟 性 布を主材料にし、板ばねで補強したもの D 骨盤帯 骨盤を带状に一周するもの 1 芯のあるもの 2 芯のないもの	オスグッドブレイス、コールドウェイトブレスは、金属枠仙腸装具に含まれること。









上肢装具	肩 装 具	肩関節を外転位に保持するもので、骨盤から前腕に及ぶものを基本とすること。 A 金属棒 体幹の部分が金属棒のもの B 硬 性 陽性モデルを用いてモールドされたもの。金属支柱により補強されたものも含まれること。 1 不燃性セルロイド 2 皮 革 3 プラスチック			
	肘 装 具	上腕から前腕に及ぶもの A 両側支柱 両側に金属支柱をもち、金属の半月をもつもの B 硬 性 陽性モデルを用いてモールドされたもの。金属支柱により補強されたものも含まれること。 1 不燃性セルロイド 2 皮 革 3 プラスチック C 軟 性			
	手背屈装具	前腕から手部に及ぶもので、手関節を背屈位に保持するもの A バネ型 前腕部と手部を板ばねによって結ぶもの B トーマス型 ゴムによって手関節を背屈位に、母指を外転位に保つもの C オッペンハイマー型 鋼線を主材料として、手関節背屈、MP伸展、母指外転位をとらせるもの D 硬 性 1 不燃性セルロイド 2 皮 革 3 プラスチック			
	長対立装具	前腕から手部に及ぶもので、手関節			

	を背屈位に保持し、母指を対立位に保つもの。高力アルミニウム合金等にフェルトの内張りした構造を基本とすること。		
短対立装具	母指を対立位に保つもの。高力アルミニウム合金等にフェルトの内張りした構造を基本とすること。		
把持装具	前腕から手部に及ぶもので、母指と示中指間におけるつまみを可能にするもの。通常は高力アルミニウム合金等にフェルトの内張りしたものを基本とするが、プラスチックを主材料としたものも含まれること。 A 手関節駆動式 手関節の運動によってつまみを可能にするもの B ハーネス駆動式 ハーネスを力源とするもの		
MP 屈曲装具 (ナックルベンダー) 及び MP 伸展装具 (逆ナックルベンダー)	手部から示指より小指の基節に及ぶもので、MP 関節を屈曲又は伸展させるもの A バネ型 ゴムを用いるもの B プラスチック C 軟 性		
指装具 (指用 ナックルベンダー及び指用 逆ナックルベンダー)	P I P 及び D I P 関節を伸展位又は屈曲位、あるいは内外反位に保持するもの		
B . F . O (食事動作補助器)	前腕を平衡をとった状態で支え、ボールベアリングを利用してわずかな力で運動を可能にしたもの		付属品として車いすを加えることができること。

ア 基本工作法

工 程	作 業 の 内 容
(ア) 患肢及び患部の観察	患部の表面の状況、関節の運動機能(屈伸、内転、外転等)の状況並びに肢位の観察及び特長の把握
(イ) 採寸及び投影図の作成	情報カードの記録、製作に必要な寸法及び角度の測定並びに記録並びに投影図の作成
(ウ) 採 型	ギプス包帯法による陰性モデルの採型
(エ) 陽性モデルの製作	陰性モデルへのギプスの注型、陽性モデルの修正、表面の仕上げ及び乾燥
(オ) 組立て	陽性モデルにデザインの記入(アライメント) フレーム: 曲げ加工、組立て及び調整 モールド: プラスチック板切断、加熱成形加工、トリミング及び調整 筋金、締め革、足部覆い、足底板、ネックリング、パッド、ベルト等の仮止め及び各部の結合
(カ) 仮合わせ(中間適合検査)	筋金、締め革、足部覆い、足底板、ネックリング、パッド、ベルト等の調整、試し使用及び仕上げ
(キ) 仕上げ	筋金、締め革、足部覆い、足底板、ネックリング、パッド、ベルト等の付属品の取付け及び仕上げ
(ク) 適合検査	装具の適合の最終検査並びに装着及び使用による機能の最終検査

イ 採型区分
A 下肢装具



B 靴型装具




1




2


C 体幹装具




1




2



3









4



5

D 上肢装具



ウ 基本価格

名 称	採 型 区 分	価 格 円		備 考
		採 型	採 寸	
下肢装具用	A - 1	23,000	7,100	
	A - 2	29,200	7,800	
	A - 3	19,900	7,250	
	A - 4	16,800	6,800	
	A - 5	15,400	6,600	
	A - 6	14,000	6,450	
	A - 7	10,200	5,550	
	A - 8	44,400	13,100	
靴型装具用	B - 1	14,000	6,450	健足については、採型・採寸による場合にかかわらず、採寸による場合の価格とすること。
	B - 2	10,200	5,550	
体幹装具用	C - 1	27,000	7,450	
	C - 2	21,100	6,900	
	C - 3			
	(金属枠、硬性)	20,600	6,450	
	(軟性)	6,450	6,450	
	C - 4			
	(金属枠、硬性)	17,700	6,350	
	(軟性)	6,400	6,350	
上肢装具用	C - 5			
	(金属枠、硬性)	15,600	6,150	
	(軟性、骨盤帯)	6,150	6,150	
	D - 1	28,100	7,600	
	D - 2	15,400	6,600	
	D - 3	13,900	6,400	
	D - 4	12,400	6,200	
	D - 5	10,000	5,650	
	D - 6	7,500	4,000	

(注)

- 1 採型とは、アの（ウ）及び（エ）が行われるものであること。なお（エ）が行われない場合は採寸とすること。
- 2 採寸とは、アの（イ）が行われるものであること。
- 3 2種類以上の装具を組み合わせた装具の場合は、個々の価格のうち、最も高い価格とすること。
なお、左右を製作する場合は、一側を一単位として加算することができること。
- 4 補高用足部（脚長差を補正するために使用する義足用足部をいう。以下同じ。）を使用する場合は、29,800円増しとすること。
- 5 補高用足部は、健肢とに大幅な脚長差が生じる場合にのみ加えることができること。
- 6 補高用足部の場合は、エの（イ）のbの付属品等の加算要素として補高の価格を加算することができないこと。
- 7 健足は、採寸で取り扱うこと。

エ 製作要素価格

(ア) 下肢装具

a 継手

名 称	種 類	価 格 円	備 考
股 継 手	固 定	5,500	
	遊 動	6,550	
膝 継 手 (片 側)	固 定	5,350	
	遊 動	5,850	
	プラスチック継手	12,300	
足 継 手 (片 側)	固 定	4,500	
	遊 動	5,300	
	プラスチック継手	9,200	

(注)

- 1 固定継手は、継手のない支柱を使用する場合にのみ用いることができること。
- 2 遊動継手は、継手のある支柱を使用する場合にのみ用いることができ、固定・遊動切替式のものも含まれること。
- 3 鋼線支柱は、遊動の価格とし、片側を1単位とすること。
- 4 短下肢装具用の板バネ支柱は、足継手の遊動の価格とすること。
- 5 可撓性のプラスチック継手（継手部分として独立した形状を有するものに限る。）の場合は、プラスチック継手の価格とすること。ただし、ヒンジ継手の場合は、片側を1単位とすること。
- 6 継手部分として独立していない形状のプラスチック継手については、その形状を問わずフレキシブルアングルの場合に限り、可撓性のプラスチック継手として取り扱うこと。
- 7 完成用部品に指定されているプラスチック製の継手は、遊動継手として取り扱うこと。

b 支持部

名 称	種 類	価 格 円	備 考
大 支持部	A 半 月	4,000	
	B 皮革等		
	1 カフバンド	6,900	
	2 大腿コルセット	13,700	
	C モールド		
	1 熱硬化性樹脂	22,300	
下腿支持部	2 熱可塑性樹脂	10,000	
	A 半 月	3,850	
	B 皮革等		
	1 カフバンド	5,900	
	2 下腿コルセット	10,700	
	C モールド		
	1 熱硬化性樹脂	20,700	
	2 熱可塑性樹脂	8,400	

足 部	A あぶみ	2,200	歩行用あぶみは、あぶみに準ずること。 足底装具は、Bの足部に準ずること。
	B 足 部		
	1 皮革等		足部の半分以上を覆うものであること。
	大	12,000	
	小	6,200	
	2 モールド（熱硬化性樹脂）	12,300	
	3 モールド（熱可塑性樹脂）	7,200	
	C 標準靴	750	標準靴は、完成用部品を加えることができること。

(注)

- 1 半月及び皮革の価格は、1か所当たりのものであること。
- 2 補高、ヒールの補正及び足底の補正を必要とする場合は、(イ)の靴型装具に準ずること。
- 3 大腿支持部の坐骨支持式は、18,400円増しとすること。
- 4 下腿支持部のPTB支持式、PTS支持式及びKBM支持式は、12,700円増しとすること。
- 5 足板の補強を行った場合は、8,450円増しとすること。
- 6 短下肢装具の硬性には、カフバンドを加算することができないこと。
- 7 標準靴とは、一般のレディメイドの靴ではなく、義肢装具材料メーカーが製作販売している半完成品の靴を加工して靴付きの下肢装具を製作する場合の基準であり、オの完成用部品を加算すること。

c その他の加算要素

名 称	種 類	価 格 円	備 考
膝サポーター	軟 性（支柱付き）	14,000	ファンロックは、ダイヤルロックに含まれること。 バネ式又はゴム式を含むものであること。
	軟 性（支柱なし）	6,450	
キャリパー		16,200	
ツイスター	軟 性	4,650	
	鋼製ケーブル	2,900	
膝当て		3,850	
T・Yストラップ		4,400	
スタビライザー		15,000	
ターンバックル		5,000	
ダイヤルロック		7,300	
伸展・屈曲補助装置		3,900	
補高用足部		42,200	
足底裏革（すべり止め用）		1,650	
高さ調整		3,200	
内張り	大腿部	1,800	
	下腿部	1,450	
	足 部	1,100	

(注)

- 1 キャリパー及びツイスターを使用する場合は、オの完成用部品を加えることができないこと。
- 2 ヒールの補正及び足底の補正を必要とする場合は、(イ)の靴型装具に準ずること。
- 3 骨盤帯を使用する場合は、(ウ)の体幹装具に準ずること。
- 4 懸垂帯を使用する場合は、(1)のエの(エ)の義足懸垂用部品に準ずること。
- 5 補高用足部とは、健肢とに大幅な脚長差が生じる場合にのみ加えることができること。
- 6 補高用足部は、完成用部品を加算することができること。
- 7 高さ調整の価格は、1か所当たりのものであること。
- 8 内張りは、モールドの場合に限ること。

(イ) 靴型装具

a 製作要素

(a) 患 足

名 称	種 類	価 格 円	備 考
靴	整 形 靴	36,300	
	特 殊 靴	45,000	
チャッカ靴	整 形 靴	37,500	
	特 殊 靴	46,800	
半 長 靴	整 形 靴	38,600	
	特 殊 靴	48,600	
長 靴	整 形 靴	41,000	
	特 殊 靴	53,600	

(注)

- 1 靴型装具は、右又は左の一侧を1単位とすること。
- 2 整形靴は、標準木型に皮革、フェルト等を張って、補正して作られるものとする。
- 3 特殊靴は、陽性モデルから作成した特殊木型を用いて作られるものとする。
- 4 グッドイヤー式及びマッケイ式の価格は、2割増しとすること。
- 5 靴型装具に支柱を必要とする場合は、(ア)の下肢装具の製作要素とオの完成用部品を加えることができる。

(b) 健 足

名 称	価 格 円	備 考
短 靴	22,400	
チャッカ靴	23,200	

半 長 靴	24,000	
長 靴	25,700	
(注) 1 右又は左の一侧が健足である場合に加えることができること。 2 オの完成用部品を加えることができないこと。 3 グッドイヤー式及びマッケイ式の価格は、2割増しとすること。		

b 付属品等の加算要素

名 称	種 類	価 格 円	備 考
月型の延長		3,700	通常の月型芯を足先方向又は足継手より上の方に延長したものであり、それぞれの方向に延長した場合であっても当該価格で取り扱うこと。
スチールバネ入り		4,650	足底より近位へ延長する場合に限ること。 足関節の側方安定性を向上させる目的で付加されたものであり、使用本数にかかわらず一単位とすること。
トウボックス補強		2,300	
鉛板の挿入		2,350	
足背バンド		1,950	
マジックバンド（裏付き）		1,350	3個を超える場合の超える分1個当たりとすること。
補高	敷き革式	6,600	補高が2cmを超える場合は、超える部分につき2cm単位で1,400円を加算すること。
	靴の補高	3,100	補高が2cmを超える場合は、超える部分につき2cm単位で950円を加算すること。
ヒールの補正	トルクヒール	5,100	
	ウェッジ・ヒール	3,100	
	カットオフ・ヒール		
	キール・ヒール		
	サッチ・ヒール		
	トーマス・ヒール		
	逆トーマス・ヒール		
	フレア・ヒール		
	階段状ヒール		

足底の補正	内側ソール・ウェッジ	4,050	
	外側ソール・ウェッジ		
	デンバー・バー	3,100	
	トーマス・バー		
	メイトー・半月バー		
	メタルザル・バー		
	ハウザー・バー		
	ロッカー・バー		
	蝶型踏み返し		

(ウ) 体幹装具

a 支持部

称	種 類	価 格 円	備 考
頸椎支持部	A モールド（熱可塑性樹脂）		モールドのサンドイッチ構造は、16,300円増しとすること。
	1 支柱付き	36,000	
	2 支柱なし	28,100	
	B フレーム	26,000	
	C カラー		
	1 あご受けあり	12,500	
	2 あご受けなし	10,100	
胸椎支持部	A モールド（熱可塑性樹脂）		モールドのサンドイッチ構造は、13,200円増しとすること。
	1 支柱付き	36,500	
	2 支柱なし	27,100	
	B フレーム	36,600	
	C 軟 性	21,400	
腰椎支持部	A モールド（熱可塑性樹脂）		モールドのサンドイッチ構造は、9,950円増しとすること。
	1 支柱付き	24,300	
	2 支柱なし	18,300	
	B フレーム	29,500	
	C 軟 性	16,700	
仙腸支持部	A モールド（熱可塑性樹脂）		モールドのサンドイッチ構造は、8,600円増しとすること。
	1 支柱付き	19,500	
	2 支柱なし	14,600	
	B フレーム	25,800	
	C 軟 性	15,000	

D 骨盤帯	
1 芯のあるもの	14,500
2 芯のないもの	9,500

(注)

- 1 体幹装具の価格は、基本価格と支持部ごとのそれぞれの価格を合算した額とすること。ただし、他の装具と組み合わせるものについては、この限りではないこと。
- 2 後方がフレーム、前方が軟性の場合は、フレームの価格で取り扱うこと。
- 3 ジュエット型の場合は、支持部ごとのフレームの価格で取り扱うこと。

b その他の加算要素

名 称	種 類	価 格 円	備 考
体 幹 装 具 付 属 品	高さ調整	3,200	
	ターンバックル式	5,000	
	腰部継手	5,450	
	バタフライ	8,550	
	肩バンド	2,700	
	会陰ひも	2,000	
	腹圧強化バンド	2,700	
内 張 り	頸椎支持部	2,900	
	胸椎支持部	3,550	
	腰椎支持部	3,250	
	仙腸支持部	1,950	

(注)

- 1 高さ調整の価格は、1 か所当たりのものであり、頸椎装具についてのみ加算することができること。
- 2 バタフライについては、モールド又はフレームの場合にのみ加えることができること。

(エ) 上肢装具

a 継 手

名 称	種 類	価 格 円	備 考
肩 継 手	A 固 定 (片側)	5,350	
	B 遊 動 (片側)	8,350	
	C 肩回旋装置	18,800	
肘 継 手 (片 側)	A 固 定	3,800	
	B 遊 動	3,850	
	C プラスチック継手	9,900	
手 継 手 (片 側)	A 固 定	3,150	
	B 遊 動	6,250	

	C プラスチック継手	8,800	
	D 鋼線支柱	5,950	
M P 継手	A 固 定	3,850	
	B 遊 動	4,300	
I P 継手	A 固 定		
	1 金属（アルミニウム）	2,350	
	2 モールド（熱可塑性樹脂）	1,900	
	B 遊 動	3,250	
	C 鋼線支柱	1,700	
(注)			
1 固定継手は、継手のない支柱を使用する場合にのみ用いることができること。			
2 遊動継手は、継手のある支柱を使用する場合にのみ用いることができ、固定・遊動切替式のものも含まれること。			
3 プラスチック継手は、オの完成用部品を加えることができないこと。			

b 支持部

名 称	種 類	価 格 円	備 考
胸 郭 支 持 部 (半 身)	A モールド（熱可塑性樹脂）	13,300	
	B フレーム	8,600	
骨 盤 支 持 部 (半 身)	A モールド（熱可塑性樹脂）	14,600	
	B フレーム	14,000	
上 腕 支 持 部	A 半 月	3,550	
	B 皮革等		
	1 カフバンド	5,000	
	2 上腕コルセット	8,200	
	C モールド（熱可塑性樹脂）	7,900	モールドのサンドイッチ構造は、6,150円増しとすること。
前 腕 支 持 部	A 半 月	3,700	
	B 皮革等		
	1 カフバンド	5,100	
	2 前腕コルセット	6,550	
	C モールド（熱可塑性樹脂）	7,500	モールドのサンドイッチ構造は、6,350円増しとすること。
手部背側パッド	A モールド	2,250	
	B フレーム	2,100	
手 掌 パ ッ ド	A モールド	3,500	
	B フレーム	4,000	
(注)			
1 胸郭支持部及び骨盤支持部を加算する場合は、体幹装具に関する他のものを加えられないこと。			
2 半月及び皮革の価格は、1か所当たりのものであること。			

c その他の加算要素

名 称	種 類	価 格 円	備 考
基節骨パッド	モールド フレーム	2,450 3,500	価格は、背側若しくは掌側又はその両方を1単位とすること。
中・末節骨パッド	モールド フレーム	2,050 1,600	価格は、背側若しくは掌側又はその両方を1単位とすること。
対立バー		4,700	
Cバー		3,600	
アウトリガー		2,300	
伸展・屈曲補助バネ		2,350	価格は、1か所当たりとすること。
肘当て		3,050	
ターンバックル		5,000	
ダイヤルロック		7,300	
内張り	上腕部 前腕部 手 部	1,100 950 850	
(注) 1 肘伸展・屈曲補助バネ又は肘伸展・屈曲補助ゴムを使用する場合は、(ア)の下肢装具に準ずること。 2 懸垂帯を使用する場合は、(1)のエの(エ)の義足懸垂用部品に準ずること。 3 内張りは、モールドの場合に限ること。			

オ 完成用部品

部品の名称、使用部品、価格等については、別表2-2に定めるところによること。

カ 耐用年数

(ア) 装具本体

区 分	名 称	型 式	耐用年数 _年	備 考
下肢装具	股 装 具	金 属 枠	3	耐用年数以内の破損及び故障に際しては、原則として修理又は調整を行うこと。
		硬 性	3	
		軟 性	2	
	長下肢装具		3	
	膝 装 具	両 側 支 柱	3	
		硬 性	3	
		スウェーデン式	2	
	短下肢装具	軟 性	2	
		両 側 支 柱	3	
		片 側 支 柱	3	
		S 型 支 柱	3	
		鋼 線 支 柱	3	
		板 ば ね	3	
		硬 性 (支柱あり)	3	
		硬 性 (支柱なし)	1. 5	
		軟 性	2	
	ツイスター	軟 性	2	
		鋼 索	3	
	足 底 装 具		1. 5	
靴型装具			1. 5	
体幹装具	頸 椎 装 具	金 属 枠	3	
		硬 性	2	
		カ ラ ー	2	
	胸 椎 装 具	金 属 枠	3	
		硬 性	2	
		軟 性	1. 5	
	腰 椎 装 具	金 属 枠	3	
		硬 性	2	
		軟 性	1. 5	
	仙 腸 装 具	金 属 枠	3	
		硬 性	2	
		軟 性	1. 5	

		骨 盤 帯	2
上肢装具	肩 装 具		3
	肘 装 具	両 側 支 柱	3
		硬 性	3
		軟 性	2
	手 背 屈 装 具		3
	長 対 立 装 具		3
	短 対 立 装 具		3
	把 持 装 具		3
	MP 屈 曲 装 具		3
	MP 伸 展 装 具		3
	指 装 具		3
	B. F. O.		3

(イ) 完成用部品

材 料 ・ 部 品 名	耐用年数 _年	備 考
継 手 類	1. 5	耐用年数以内の故障に際しては、原則として小部品の取替えにより修理又は調整を行うこと。
手 部	1. 5	
足 部	1	
その他の小部品（消耗品）	1	

備 考

- 1 本表の価格は、医師の採型技術料を含まないものであること。
- 2 耐用年数は、通常の装用状態において、当該材料・部品が修理不能となるまでの予想年数を示したものであること。

(4) 座位保持装置

種 目	使 用 要 素 ・ 部 品 及 び 工 作 法	価 格	耐用年数 年	備 考
モ ル ド 型	座位保持装置として製作されるものについては、機能障害の状況により、座位に類似した姿勢を保持する機能を有する装置を含むものであること。 アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な要素・部品を組み合わせて製作すること。 姿勢保持能力の状況に適合させること。 過度の圧迫等による不快感を生じさせないこと。 トータルコンタクト（全面接触型）を原則とすること。	イの身体部位区分に従いにより算定した基本価格に、エ及びオのそれぞれ使用する要素・部品の価格を合算した価格とすること。	3	耐用年数以内の破損及び故障に際しては、原則として修理又は調整を行うこと。

ア 基本工作法

工 程	作 業 の 内 容
(ア) 身体状況の観察と評価	身体変形の状況及び痙直、緊張、不随意運動等の観察並びにこれらの特徴の把握並びに姿勢の決定及び使用目的の確認
(イ) 採 寸	製作に必要な寸法及び角度の測定並びに情報カードへの記録
(ウ) 採 型	採型器による陽性モデル又はギプス包帯法による陰性モデルの採型
(エ) 設計図の作成	製作に必要な設計図の作成
(オ) 陽性モデルの製作・修正	陰性モデルへのギプスの注型並びに支持部の製作に必要な陽性モデルの製作、修正、表面の仕上げ
(カ) 加工・組立て	陽性モデル及び設計図に基づく加工並びに組立て
(キ) 仮合わせ（中間適合検査）	身体への適合並びに装置の各機能の検査及び修正
(ク) 仕上げ	各部品の取付け及び仕上げ等
(ケ) 適合検査	最終的な身体への適合及び装置の各機能の検査

イ 身体部位区分


頭・頸部

体幹部

骨盤・大腿部

下腿・足部

上肢



ウ 基本価格

身 体 部 位	価 格 円		備 考
	採 寸	採 型	
頭 ・ 頸 部	2,350	4,150	
上 肢 (片側)	1,150	2,950	
体 幹 部	10,200	19,500	
骨盤・大腿部	10,200	19,500	
下腿・足部 (片側)	1,400		

(注)

- 1 座位保持装置の基本価格は、身体支持を必要とする身体部位をイの身体部位区分から選択し、部位の区分ごとに定める採寸又は採型の価格をウの基本価格から選択して組み合わせること。ただし、下腿・足部の基本価格は採寸のみとし、採型をした場合であっても採寸の価格の範囲内で対応すること。
- 2 身体部位の区分ごとに定める採寸又は採型の価格を組み合わせる基本価格とすること。
- 3 採寸とは、アの基本工作法に基づく工程の中で、(イ)採寸、(エ)設計図の作成が行われるものであること。
- 4 採型とは、アの基本工作法に基づく工程の中で、(ウ)採型、(エ)設計図の作成、(オ)陽性モデルの製作・修正が行われるものであること。
- 5 採型器による採型後、三次元形状をデジタルデータ化して製作する場合は、採型として取り扱うこと。
- 6 上肢及び下腿・足部は、右側又は左側一方を片側とすること。

エ 製作要素価格

(ア) 支持部

部 位	名 称	価 格 円	備 考
頭 部	頭部支え	6,650	
上 肢	上肢支え（片側）	2,550	
	前腕・手部支え（片側）	2,850	
体幹部	モールド型	37,200	採寸で製作する場合は80%の価格とすること。
骨盤・大腿部	モールド型	37,200	採寸で製作する場合は80%の価格とすること。
下腿部	下腿支え（片側）	2,050	
足 部	足台（片側）	2,050	

(注)

- 1 座位保持装置の支持部は、身体部位区分で選択した身体部位に該当する支持部を組み合わせること。
- 2 支持部カバー（表面の張り地）の価格は含まないものとする。
- 3 オの完成用部品の支持部を用いる場合は、当該完成用部品が及ぶ部位の製作要素価格の支持部を加算することができないこと。
- 4 フレックス構造を持たせる場合は、1 か所につき4,650円加算できること。
- 5 採型で製作されるもので、身体の形状に合わせた三次曲面で構成された支持面を持ち、各種付属品を組み合わせ、姿勢を保持する機能を有するものであること。
- 6 採寸でモールド型を製作する場合は、モールド型の価格の80%に相当する額とすること。

(イ) 支持部の連結

名 称	種 類	価 格 円	備 考
固 定	頸部	2,500	
	腰部（片側）	1,800	
	膝部（片側）		
	足部（片側）		
遊 動	腰部（片側） 膝部（片側） 足部（片側）	2,700	
角度調整用部品	機械式	7,650	
	ガス圧式	8,750	
	電動式	60,800	

(注)

- 1 支持部の連結とは、各支持部を一定の位置関係に保つため、構造フレームと独立した部材で各々を連結すること。

- 2 固定とは、角度調節機能のない一定の角度で連結する構造をいう。
- 3 遊動とは、多少にかかわらず角度の変更が可能な連結構造であり、可動性を有するものであること。角度調整用部品を用いる場合は、使用本数分の価格を加算できること。
- 4 固定又は遊動について、完成用部品の継手を使用する場合は、当該完成用部品の価格とし、支持部の連結の加算はできないこと。
- 5 フレックス構造により連結を行った支持部について、さらに固定又は遊動の価格を加算することはできないこと。
- 6 2の(1)又は(3)の各オに掲げる殻構造義肢又は装具の完成用部品を使用する場合は、殻構造義肢又は装具の基準に準ずること。

(ウ) 構造フレーム

使用材料	基本価格	備考
木材・金属	23,600	
(エ) 1 ティルト機構を付加する場合は、4,450円加算し、必要数の角度調整用部品を加算できること。 2 昇降機構を付加する場合は、6,100円加算し、必要数の角度調整用部品を加算できること。 3 完成用部品の構造フレームを使用する場合は、当該完成用部品の価格を基本価格とすること。 4 車いすとしての機能を付加する場合は、2の(5)に定める車いす（普通型又は手押し型）の価格を基本価格とし、構造フレームの基本価格を合算できないこと。ただし、座位保持装置として製作する部分と重複することとなる部分については、3の(5)に定める車いすの各部位の交換価格の95%に相当する価格とみなし、これを控除すること。また、リクライニング機構に限り車いす側の機構を優先することとし、座位保持装置側の機構の製作要素加算は行わないこと。		

(エ) 付属品

名 称	種 類	価 格 円	備 考
カットアウトテーブル		10,600	表面クッション張りは3,300円加算できること。
上肢保持部品	アームレスト (片側)	3,300	
	肘パッド (片側)	2,000	
	縦型グリップ (片側)	2,400	
	横型グリップ (片側)		
体幹保持部品	胸パッド	3,550	
	胸受けロール	4,950	
下肢保持部品	内転防止パッド	3,450	
	外転防止パッド (片側)	1,950	
	膝パッド (片側) 下腿保持パッド (片側)	2,950	
	足部保持パッド (片側)	2,250	
ベルト部品	肩ベルト (片側)	1,750	
	腕ベルト (片側) 手首ベルト (片側)	1,500	
	胸ベルト 骨盤ベルト	3,050	
	股ベルト	3,200	
	大腿ベルト (片側) 膝ベルト (片側) 下腿ベルト (片側) 足首ベルト (片側)	1,600	
支持部カバー	頭部	2,100	脱着式は2,400円 (左右両側分であっても、一単位) 加算できること。
	上肢 (片側)	1,150	
	体幹部	モールド型	7,350
	骨盤・ 大腿部	モールド型	7,350
	下腿部 (片側)		1,150

	足 部 (片側)	1, 150	
内張り	アームレスト (片側)	1, 250	
	テーブル	3, 300	
体圧分散補助素材	頭部	3, 250	
	上肢 (片側)	1, 600	
	体幹部	7, 450	
	骨盤・大腿部	7, 450	
	下腿部 (片側) 足部 (片側)	1, 600	
スター		1, 300	多機能キャスターは800円加算できること。 1個当たりの価格であること。
その他	介助用グリップ (片側)	2, 400	
	ストッパー	3, 600	
	高さ調整用台座	14, 400	

(注)

- 1 各種類1個(本)当たりの額とすること。
- 2 取付けに当たってマジックバンドを使用する場合は、その価格を含むものとする。
- 3 カットアウトテーブルは、机上作業を行う場合に用いるとともに、そのカット部において体幹の安定や上肢の保持を図るものであること。
- 4 表面クッション張りは、緊張や不随意運動などによる頭部、上肢への保護を目的とするものであること。
- 5 ベルト部品は、クッション素材を取り付けた場合を含む価格とすること。
- 6 支持部カバーとは、支持部の表面を覆うもので、ビニールレザー、布地などの素材を用いたものであること。
なお、上肢支持部カバーは、支持部が上肢支え及び前腕・手部支えに分離しているものであっても、また、脱着式の加算は、支持部カバーが左右両側分であっても、一単位として取り扱うこと。
- 7 内張りとは、アームレストやテーブルの裏側に腕や膝が当たることによる怪我の防止を目的としたものであること。
- 8 体圧分散補助素材とは、低い反発力又は衝撃を吸収する機能を有するものであること。
- 9 多機能キャスターとは、車輪の動き(方向と回転)を同時に固定できるものであること。

(オ) 調節機構

名 称	種 類	価 格 円	備 考
高 さ 調 節	頭部支持部 体幹支持部 骨盤・大腿支持部	2,350	
	足部支持部 (片側) アームレスト (片側)	1,450	
前 後 調 節	頭部支持部 骨盤・大腿支持部	2,450	
	足部支持部 (片側)	1,450	
角 度 調 節	頭部支持部	2,800	
	テーブル	6,100	
脱 着 機 構	体幹パッド (片側) 骨盤パッド (片側) 膝パッド (片側) アームレスト (片側)	1,900	
	内転防止パッド	5,250	
開 閉 機 構	アームレスト (片側) 足部支持部 (片側)	1,900	

(注)

- 1 それぞれを1単位とすること。
- 2 脱着・開閉機構で、蝶番のみやマジックバンドなどの簡便な方法によるものは、加算できないこと。
- 3 オの完成用部品が調節機構を有している場合は加算することができないこと。

オ 完成用部品

座位保持装置用部品の名称、使用部品、価格等については、別表2-2に定めるところによること。

備 考

- 1 本表の価格は、医師の採型技術料を含まないものであること。
- 2 耐用年数は、通常の使用状態において、当該装置が修理不能となるまでの予想年数を示したものであること。

(5) その他

種 目	名 称	基 本 構 造	付 属 品	価 格 円	耐用 年数 年	備 考
盲 人	普 通 用	主体—グラスファイバー 石突—耐摩耗性合成樹脂 または高力アルミニウム合金 外装—白色または黄色の 塗装もしくは加工 形状—直式	夜光装置 ベル ゴムグリップ	3,550	2	1 夜光装置 (1) 夜光材付とした場合は410円増しとすること。 (2) 全面夜光材付とした場合は1,200円増しとすること。 (3) フラッシュライト付とした場合は1,650円増しとすること。
		主体—木材 その他は上と同じ。	上と同じ。	1,650		(3) フラッシュライト付とした場合は1,650円増しとすること。
		主体—軽金属 その他は上と同じ。	上と同じ。	2,200	5	2 ベル付とした場合は1,650円増しとすること。
	安全つえ	携 帯 用 主体—グラスファイバー 石突及び外装 —普通用と同じ。 形状—折たたみ式もしくは スライド式	上と同じ。	4,400	2	3 主体木材でポリカーボネート樹脂被覆付とした場合は1,450円増しとすること。
				3,700		4 ゴムグリップ付とした場合は660円増しとすること。
		主体—軽金属 その他は上と同じ。	上と同じ。	3,550	4	
義 眼	普 通 義 眼	主材料—プラスチック またはガラス 既製品		17,000	2	
	特 殊 義 眼	主材料—上と同じ。		60,000		

		特殊加工を施したもの。				
	コンタクト 義 眼	主材料—プラスチック			60,000	
眼 鏡	矯 正 眼 鏡	レンズ—プ ラスチック 又はガラス 枠—セルロ イド製を原 則とする。	6 D未満		17,600	4
			6 D以上 1 0 D未満		20,200	
			1 0 D以上 2 0 D未満		24,000	
			2 0 D以上		24,000	
	コンタクト レ ン ズ	主材料—プラスチック			15,400	
	弱 視 眼 鏡	掛けめがね式			36,700	
		焦点調整式			17,900	
点 字 器	標 準 型	A 32マス18行、両面書 真鍮板製	点筆	A 10,400	7	価格は点筆を含む ものであること。
		B 32マス18行、両面書 プラスチック製		B 6,600		
	携 帯 用	A 32マス4行、片面書 アルミニウム製	点筆	A 7,200	5	
		B 32マス12行、片面書 プラスチック製		B 1,650		
	標準型箱形	JIS C 5512-2000 による 90デシベル最大出力音圧 のピーク値の表示値が 140デシベル未満のも の。	電池 イヤモールド	34,200	5	価格は電池、骨導 レシーバー又はヘ ッドバンドを含む ものであること。 身体の障害の状況

聴 器	標準型 耳掛形	90デシベル最大出力音圧 のピーク値が 125デシベル 以上に及ぶ場合は出力 制限装置を付けること。		43,900		により、イヤモー ルドを必要とする 場合は、修理基準 の表に掲げる交換 の額の範囲内で必 要な額を加算する こと。 ダンパー入りフッ クとした場合は、 240円増しとする こと。 平面レンズを必要 とする場合は、修 理基準の表に掲げ る交換の額の範囲 内で必要な額を、 また、矯正用レン ズ又は遮光矯正用 レンズを必要とす る場合は、眼鏡の 修理基準の表に掲 げる交換の額の範 囲内で必要な額を 加算すること。
	高度難聴用 箱形	90デシベル最大出力音圧 のピーク値の表示値が 140デシベル以上のも の。その他は標準型箱形 及び標準型耳掛形に準ず る。	電池 イヤモールド	55,800		
	高度難聴用 耳掛形			67,300		
	挿耳形 (レディメイド)	標準型箱形及び標準型耳 掛形に準ずる。ただし、 オーダーメイドの出力制 限装置は内蔵型を含むこ と。	電池 イヤモールド	87,000		
	挿耳形 (オーダー メイド)		電池	137,000		
	骨導型箱形	IEC Pub118-9 (1985) による90デシベル最大 フォースレベルの表示値 が 110デシベル以上のも の。	電池 骨導レシーバー ヘッドバンド	67,000		
	骨導型眼鏡 形		電池 平面レンズ	120,000		
人工喉頭	笛式	呼気によりゴム等の膜を 振動させ、ビニール等の 管を通じて音源を口腔内 に導き構音化するもの。	気管カニューレ	5,000	4	気管カニューレ付 とした場合は、3, 100円増しとする こと。
	電動式	顎下部等にあてた電動板	電池	70,100	5	価格は、電池又は

		を駆動させ経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの。	充電器			充電器を含むものであること。
車 い す	普 通 型	折りたたみ式で大車輪が後方にあるもの。 JIS T 9201-1998 による。	背もたれ：頭部支持付、 チャック付 肘 掛 け：着脱式 足 台：角度可変型、 着脱式、外方 折りたたみ式 ノブ（駆動輪に使用するもの） シートベルト テーブル スポークカバー クッション リクライニング機構 夜光装置 ステッキホルダー（杖たて） 泥よけ 屋外用キャスター（エア一式等） 転倒防止用装置 滑り止めハンドリム	100,000	5	価格は、オーダーメイドによる製品及びモジュラー方式による製品（モジュールを組み立てることにより製作でき、完成後の微調整機能を有するもの。）に適用するものとし、レディメイドによる製品については、価格欄の額の75%の範囲内の額とすること。 身体の障害の状況により、背もたれ、肘掛け、足台又はノブについて付属品欄に掲げるものを調整する場合は、価格欄の額の10%の範囲内で必要な額を、また、床ずれのある者、床ずれの発生の危険性のある者等がクッションを必要とする場合は、修理基準の表に掲げるクッション等の額の範囲内で必要な額を加算すること。ただし、フローテーションパッド（車いす用）の支給を受けた者（ただし、耐用年
	手動リフト式 普通型	座席の高さを変えることができるもの。 その他は普通型と同じ。	普通型と同じ。 ただし、リクライニング機構は付けないこと。	232,000		
	前 方 大 車 輪 型	折りたたみ式で前方に大車輪のあるもの。	普通型に準ずる。	100,000		
	片手駆動型	折りたたみ式で片側にハンドリムを二重に装着して、片麻痺患者が使用できるもの。	普通型に準ずる。	117,000		
	レバー駆動型	レバー1本で駆動操舵ができ、片麻痺患者が使用できるもの。	普通型に準ずる。 ただし、リクライニング機構は付けないこと。	160,500		

簡易電動型 (手動兼用型)	ハンドリムに加える駆動力により、手動自走が可能なもの。 A 切替式 電動力行・手動力行を切り替え可能なもの。 B アシスト式 駆動力を電動力で補助することが可能なもの。 その他は車いすの普通型に準ずる。	外部充電器 バッテリー 電動装置以外は、車いすの普通型に準ずる。 ただし、リクライニング機構は付けないこと。	A 230,000 B 263,000	6	数が超えている者は除く。)及び支給の申請をしている者については、クッションを付属品としないこと。 以下の付属品を必要とする場合は、修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。 ・シートベルト ・テーブル ・スポークカバー ・夜光装置 ・ステッキホルダー(杖たて) ・泥よけ ・屋外用キャスター(エア一式等) ・転倒防止用装置 ・滑り止めハンドリム ・キャリパーブレーキ ・フットブレーキ(介助者用) ・酸素ボンベ固定装置 ・人工呼吸器搭載台 ・栄養パック取付用ガートル架 ・点滴ポール リクライニング機構(手動式)が必要な者についてはさらに20,000円 (片手駆動型については16,600円、
手押し型	原則として介助者が押して駆動するもの。(折りたたみ式、非折りたたみ式) A 大車輪のあるもの B 小車輪だけのもの	普通型に準ずる。 ただし、Bについてはリクライニング機構は付けないこと。 また、必要に応じ、以下の付属品を支給することができる。 キャリパーブレーキ フットブレーキ(介助者用) 酸素ボンベ固定装置 人工呼吸器搭載台 栄養パック取付用ガートル架 点滴ポール	A 82,700 B 81,000	5	リクライニング機構(手動式)が必要な者についてはさらに20,000円 (片手駆動型については16,600円、

					手押し型については31,300円)の範囲内で加算すること。 簡易電動型においてコントローラー、操作制御部(品)、自動停止制御部(品)及び充電器については、電動車いすに準ずること。又、バッテリーについては、電動車いすの修理基準に掲げるバッテリー交換(マイコン内蔵型に係るものを含む。)の額の範囲内で必要な額を加算すること。
	普通型 (4.5Km/h)	JIS T 9203-1999 による。	背もたれ：頭部支持付 足 台：角度可変型 シートベルト テーブル クッション 外部充電器 夜光装置 ステッキホルダー(杖たて) 屋外用キャスター(エア一式等) 転倒防止用装置 クライマーセット(段差乗り越え補助装置) フロントサブホイール(溝脱輪防止装置) 酸素ボンベ固定装置 人工呼吸器搭載台 栄養パック取付用ガード ル架	314,000	6 身体の障害の状況により、背もたれ又は足台について付属品欄に掲げるものを調整する場合は、価格欄の額の10%の範囲内で必要な額を、また、床ずれのある者、床ずれの発生危険性のある者等がクッションを必要とする場合は、車いすの修理基準の表に掲げるクッション等の交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。 ただし、フローテ
	普通型 (6Km/h)			329,000	

電 動 車 い す	電動リフト 式普通型	電気で座席の高さを変え ることができるもの。そ の他は普通型と同じ。	点滴ポール 普通型と同じ。 ただし、リクライニング 機構は付けないこと。	701,400	ーションパッド (電動車いす用) の支給を受けた者 (ただし、耐用年 数が超えている者 は除く。)及び支 給の申請をしてい る者についてはク ッションを付属品 としないこと。 リクライニング機 構が必要な者につ いては、さらに1 4,500円の(電動 リクライニング機 構が必要な者につ いては、さらに11 1,000円)範囲内 で加算すること。 外部充電器を必要 とせず当該機能を 内蔵する場合は 30,000円を、外部 充電器を必要とす る場合は修理基準 の表に掲げる交換 の額の範囲内で必 要な額を加算する こと。 以下の付属品を必 要とする場合は、 車いすの修理基準 の表に掲げる交換 の額の範囲内で必 要な額を加算する こと。 ・シートベルト ・テーブル ・夜光装置 以下の付属品を必 要とする場合は、 修理基準の表に掲
------------------	---------------	--	---	---------	--

						げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。 ・ステッキホルダー（杖たて） ・屋外用キャスター（エアー式等） ・転倒防止用装置 ・クライマーセット（段差乗り越え補助装置） ・フロントサブホイール（溝脱輪防止装置） ・酸素ボンベ固定装置 ・人工呼吸器搭載台 ・栄養パック取付用ガートル架 ・点滴ポール
歩 行 車	腰掛けつき	前二輪、後二輪の四輪車とし、前輪を自在車輪とすること。		36,000	5	
	腰掛けなし	上と同じ。		31,000		
収 尿 器	男 性 用	採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置をつけるものとする。 ラテックス製又はゴム製 A 普通型 B 簡易型		A 7,700 B 5,700	1	
	女 性 用	A 普通型 耐久性ゴム製採尿袋を有するもの。 B 簡易型 ポリエチレン製の採尿袋導尿ゴム管付		A 8,500 B 5,900		簡易型は採尿袋20枚を1組とする。
		回腸導管	採尿器と蓄尿袋で構成し尿の逆流防止装置をつけ	14,220		両面粘着シートを必要とする場合は

	人工膀胱用	用	るものとする（いずれも膀胱摘出によるもの。）。
--	-------	---	---

	カナディアン・クラッチ	主体—アルミニウム、鋼管 上部4段間隔以上、下部9段間隔以上の調節装置を付けるものとする。 腕支持器 —アルミニウム鋳物 およびステンレス鋼板 握り部分 —アルミニウム鋳物 およびゴム 外装—塗装なし	夜光材	8,000	4	
	ロフストランド・クラッチ	カナディアン・クラッチに準ずる。	夜光材	8,000	4	
	多 点 杖	つえの下部に三本以上の脚を有するもの。 主体—軽金属 外装—塗装なし	夜光材	10,000	4	
かつら				所轄局長が必要と認める額	—	
浣腸器付 排 便 剤		「使用薬剤の薬価（薬価基準）」（平成20年厚生労働省告示第60号。以下「薬価基準」という。）に収載されているグリセリン浣腸液		薬価基準において定める額	—	6ヶ月ごとに一括支給
床ずれ防 止用敷ふ とん		主材料—羊毛又はウレタン 既製品		29,600	—	
介 助 用 リフター		移動式 （つり上げ装置、ヘッドシート付）		315,000	5	
フローテ		主材料—高分子人工脂肪		31,300	3	主材料のみの場合

ーション パッド (車いす ・電動車 いす用)		構 造ー主材料 (一層) 及びウレタンフ ォーム (二層) による三層構造				は、1,300円減と すること。
		主材料ーポリマーゲル (高分子人工脂 肪) 又は液胞ゲ ル 構 造ー主材料をプラス チックフィルム 等で包装した単 層構造		51,600	4	
ギャッチ (ッ ド)	手 動 式	主 体ースチール及び木 材		123,200	ー	原則として使用者 の頭部及び脚部の 傾斜角度を個別に 調整できる機能を 有するものである こと。
	電 動 式	頭部及び脚部の傾斜角度 の調整が電動で行えるも の		245,200		
重度障害 者用意思 伝達装置	接点式入力 装置 (スイ ッチ)、帯 電式入力装 置 (スイッ チ)、筋電 式入力装置 (スイッ チ)、光電 式入力装置 (スイッ チ)、呼気 式 (吸気 式) 入力装 置 (スイッ チ)、圧電 素式入力装 置 (スイッ チ) のいず れかによる もの	ソフトウェアが組み込ま れた専用機器であること 。	プリンタ	450,000	5	ソフトウェアが組 み込まれた専用機 器及びプリンタで 構成されたもの (画像処理による 眼球注視点検出式 入力装置を用いる ものを除く。) で、ごく小さな身 体の動き (まばた き、呼気等) を利 用して「はい・い いえ」を判定する ものであること。 その他障害に応じ た付属品を修理基 準の中から加えて 加算することがで きること。

	画像処理による眼球注視点検出式入力装置（スイッチ）によるもの	注視点検出ユニット、C CDカメラ、赤外線照射セット及びソフトウェアで構成されていること。		1,490,000		
--	--------------------------------	---	--	-----------	--	--

備 考

- 1 本表の価格は、医師の採型技術料を含まないものであること。
- 2 耐用年数は、通常の装用状態において、当該補装具が修理不能となるまでの予想年数を示したものであること。

(別表 2-2)

オ 完成用部品

1 殻構造義肢

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
義 手 用 部 品	肩継手	A 隔板式	32,600	ホスマー FS-25	
			32,600	ホスマー FS-50	
			32,600	ホスマー FS-75	
		B 屈曲・外転式	46,200	ホスマー FAJ-100	
			26,100	啓愛 KI-H-023-A	
			110,100	USMC US1-900-0000	
			92,000	USMC US1-900-0001	
		C ユニバーサル式	43,200	ホスマー USJ-75	
			43,200	ホスマー USJ-100	
	肘継手	A 硬性たわみ式	25,900	ホスマー HFH-2	
			25,900	ホスマー HFH-4	
			25,900	ホスマー HFH-6	
		B 単軸ヒンジ 1 遊動式	24,900	ホスマー SP-75	
			24,900	ホスマー SP-100	
			27,900	ホスマー SP-100L	
			9,700	小原 55C-011	
			9,700	小原 55C-012	
			7,400	小原 55C-021	
			7,400	小原 55C-022	
			7,300	小原 56C-021	
			7,300	小原 56C-022	
			10,200	啓愛 KI-H-027-1	
			7,400	啓愛 KI-H-027-2	
			7,200	啓愛 KI-H-030-1	
			7,100	啓愛 KI-H-030-2	
			5,300	東陽 T-851-1	
			5,400	東陽 T-852-1	
		2 手動式	14,000	小原 56C-031	
			14,000	小原 56C-032	
			14,000	小原 56C-041	
			14,000	小原 56C-042	
			12,000	啓愛 KI-H-029	
		3 能動式	80,100	ホスマー E-500	
			78,300	ホスマー E-500A	
			75,200	ホスマー E-600	
			80,100	ホスマー E-1500	
			78,300	ホスマー E-1500A	
			75,000	ホスマー E-1600	
			80,100	ホスマー E-2500	
			78,300	ホスマー E-2500A	
			48,400	啓愛 KI-H-059-A	
			193,600	ホスマー 50989	
			169,400	ホスマー 51000	
			35,500	ホスマー 51001	
			193,600	ホスマー 53887	
			169,400	ホスマー 53888	
			35,500	ホスマー 53889	
		C 多軸ヒンジ式			
			21,500	ホスマー PC-50	

		21,500	ホスマー	PC-75	
		21,500	ホスマー	PC-100	
		11,900	小原	55C-031	
		11,800	小原	55C-032	
		8,900	小原	55C-041	
		8,900	小原	55C-042	
		11,600	啓愛	KI-H-024-1	
		11,600	啓愛	KI-H-024-2	
		7,800	啓愛	KI-H-025-1	
		6,600	東陽	T-850-1	
	D 倍動ヒンジ				
	1 リンク式	42,600	ホスマー	MA-200	
		11,300	啓愛	KI-H-026-1	
	2 歯車式	27,100	ホスマー	MA-50	
		27,100	ホスマー	MA-75	
		27,100	ホスマー	MA-100	
	E 能動単軸ブロック式	83,100	ホスマー	E-50	
		80,800	ホスマー	E-50A	
		61,500	ホスマー	E-50F	
		83,900	ホスマー	E-200	
		79,900	ホスマー	E-200A	
		83,900	ホスマー	E-400	
		79,900	ホスマー	E-400A	
		36,300	ホスマー	E-460	
		49,500	小原	50C-001	
		50,400	啓愛	KI-H-058-A	
		111,300	ホスマー	50613	
		117,400	ホスマー	50653	
		228,700	ホスマー	60149	
		323,500	ホスマー	60665	
		117,400	ホスマー	61658	
	F 手動単軸ブロック式 (木製)	33,300	小原	51C-011	
		23,800	小原	51C-021	
		33,800	啓愛	KI-H-051-1	
		24,100	啓愛	KI-H-051-2	
		24,300	佐藤	9-2	
	G 作業用幹部式	66,000	啓愛	KI-H-031	
		62,600	啓愛	KI-H-032	
手継手	A 面摩擦式	11,700	オットボック	10V18	
		12,100	オットボック	10V36	
		14,300	ホスマー	OW-100	
		11,200	ホスマー	WE-500	
		17,900	ホスマー	WE-500S	
		24,300	ホスマー	WE-500SL	
		7,000	小原	46C-011	
		7,000	小原	46C-012	
		7,000	小原	46C-013	
		7,000	小原	46C-021	
		5,200	啓愛	KI-H-014-L	
		5,200	啓愛	KI-H-014-M	
		5,200	啓愛	KI-H-014-S	
		3,950	啓愛	KI-H-80	
		17,000	ホスマー	52117	
		17,000	ホスマー	52119	
		20,200	ホスマー	58690	
		87,100	ホスマー	59463	
		66,600	ホスマー	59491	

	B 軸摩擦式	14,200	ホスマー	OW-75N
		14,200	ホスマー	OW-100N
		12,400	ホスマー	WE-200N
		12,400	ホスマー	WE-300N
		12,400	ホスマー	WE-500N
		65,300	ホスマー	52176
		75,000	ホスマー	52371
		30,800	ホスマー	61151
		30,800	ホスマー	61152
		37,600	ホスマー	61153
	C 迅速交換式	29,800	ホスマー	FM-100
		22,400	ホスマー	WD-400
		19,300	啓愛	KI-H-100-L
		19,300	啓愛	KI-H-100-M
		128,300	ホスマー	51044
		44,900	ホスマー	52128
		93,200	ホスマー	53896
		59,400	ホスマー	58150/58151/58152
		38,500	ホスマー	58297
	D 屈曲式	42,600	ホスマー	FW-300
		54,100	ホスマー	FW-500
		140,400	ホスマー	51101
	E 作業用幹部式	26,100	啓愛	KI-H-033
		9,200	啓愛	KI-H-034
	F 手部コネクタ	5,700	オットボック	10A10-40
		6,100	オットボック	10A10-50
		5,300	オットボック	10A13-20
		5,500	オットボック	10A13-50
		4,800	オットボック	10A40
		8,800	オットボック	10A41
		5,500	オットボック	10R6
		4,750	啓愛	KI-H-064
手先具	A 能動ハンド	60,700	オットボック	8K-20~8K-23
		83,500	オットボック	8K-24~8K-27
		262,600	ホスマー	APRL
		177,900	ホスマー	DH
		16,400	啓愛	KI-H-050-1
		31,700	佐藤	7-2
		169,400	ホスマー	59758
		169,400	ホスマー	59759
		70,200	ホスマー	61063/61064/61065/61066/ 61067/61068
		70,200	ホスマー	61483/61484/61485/61486/ 61487/61488
		63,400	ホスマー	71620
		63,400	ホスマー	71630
		63,400	ホスマー	71633
	B 能動フック	49,400	ホスマー	5
		56,300	ホスマー	5X
		58,400	ホスマー	5XA
		65,400	ホスマー	7
		48,900	ホスマー	8
		65,100	ホスマー	8X
		50,200	ホスマー	10P
		51,900	ホスマー	10X
		51,900	ホスマー	12P
		58,400	ホスマー	88X

53,200	ホスマー	99X
35,700	小原	45C-011
32,600	小原	45C-012
32,600	小原	45C-013
32,100	小原	45C-021
32,100	小原	45C-022
32,100	小原	45C-023
32,100	小原	45C-031
32,100	小原	45C-032
32,100	小原	45C-033
32,600	小原	45C-041
32,600	小原	45C-042
32,600	小原	45C-043
32,100	小原	45C-051
32,100	小原	45C-052
32,100	小原	45C-053
32,400	啓愛	KI-H-012-L
32,400	啓愛	KI-H-012-M
32,400	啓愛	KI-H-012-S
32,400	啓愛	KI-H-013-L
32,400	啓愛	KI-H-013-M
32,400	啓愛	KI-H-013-S
169,400	ホスマー	50274
169,400	ホスマー	50275
169,400	ホスマー	50316
169,400	ホスマー	50317
277,100	ホスマー	52431
277,100	ホスマー	52432
211,800	ホスマー	52601
211,800	ホスマー	52602
169,400	ホスマー	53818~53829
136,700	ホスマー	55000
136,700	ホスマー	55001
261,400	ホスマー	55015
261,400	ホスマー	55016

C 装飾ハンド

16,200	オットボック	8K1
38,600	オットボック	8K18~8K19
50,100	ホスマー	56414~56431
50,100	ホスマー	57712~57717
47,000	ホスマー	50483~50486
19,600	啓愛	KI-H-050-2
66,000	啓愛	KI-H-055RC
5,200	佐藤	4-8P1
10,400	佐藤	4-8P2
15,700	佐藤	4-8P3
20,900	佐藤	4-8P4
26,200	佐藤	4-8P5
23,600	佐藤	5-8P
46,200	佐藤	5-8S
5,550	啓愛	KI-H-1105
11,100	啓愛	KI-H-1106
16,600	啓愛	KI-H-1107
22,200	啓愛	KI-H-1108
27,700	啓愛	KI-H-1109
24,900	啓愛	KI-H-1110
18,500	オットボック	8X18
22,300	オットボック	8X24

D 装飾手袋 (コスメチック
クラブ)

21,300	オットボック	8S11
40,000	オットボック	8S20
25,600	ピエナトーン	MH-67
25,600	ピエナトーン	MH-68

20,900	ホスマー	56432~56593
22,600	ホスマー	57727~57771
22,600	ホスマー	59500~59517
25,600	ホスマー	APRL-G
25,600	ホスマー	DH-G
13,700	啓愛	KI-H-050-3
66,000	啓愛	KI-H-050-3RC
13,700	啓愛	KI-H-052
17,900	啓愛	KI-H-052-1
44,000	啓愛	KI-H-052-1SI
22,600	啓愛	KI-H-052-2
99,100	啓愛	KI-H-052-2RC-L
48,900	啓愛	KI-H-052-2SI
63,400	啓愛	KI-H-052RC
66,000	啓愛	KI-H-052RCF
94,400	啓愛	KI-H-052RC-L
43,800	啓愛	KI-H-052SI
22,000	啓愛	KI-H-053-1
15,000	啓愛	KI-H-053-2
8,100	啓愛	KI-H-053-3
22,000	啓愛	KI-H-054-1
16,100	啓愛	KI-H-054-2
8,100	啓愛	KI-H-054-3
19,600	啓愛	KI-H-055
107,400	啓愛	KI-H-055RC-L
47,800	啓愛	KI-H-055SI
4,750	啓愛	KI-H-056
25,600	啓愛	KI-H-056RC
14,300	啓愛	KI-H-056SI
47,600	啓愛	KI-H-70
114,600	啓愛	KI-H-70SI
51,100	啓愛	KI-H-70-1
109,500	啓愛	KI-H-70-1SI
11,200	啓愛	KI-H-71
40,900	啓愛	KI-H-71SI
17,900	啓愛	KI-H-72
44,700	啓愛	KI-H-72SI
40,200	啓愛	KI-H-73
66,000	啓愛	KI-H-73SI
44,100	啓愛	KI-H-73-1
68,000	啓愛	KI-H-73-1SI
35,000	啓愛	KI-H-74
59,900	啓愛	KI-H-74SI
40,500	啓愛	KI-H-74-1
63,800	啓愛	KI-H-74-1SI
17,400	啓愛	KI-H-75
41,200	啓愛	KI-H-75SI
28,400	佐藤	1-0X
21,600	佐藤	1-52
85,200	佐藤	1-92
79,900	佐藤	1-93
45,900	佐藤	2-3
35,300	佐藤	2-4
42,600	佐藤	2-452
25,900	佐藤	2-52
66,900	佐藤	2-92
66,000	佐藤	2-93
39,800	佐藤	3-2
48,800	佐藤	3-2X
32,100	佐藤	3-3
41,200	佐藤	3-3X
35,500	佐藤	3-452
20,200	佐藤	3-52

66,000	佐藤	3-92
70,200	佐藤	3-92X
62,300	佐藤	3-93
66,000	佐藤	3-93X
21,600	佐藤	4-1
29,800	佐藤	4-1X
15,700	佐藤	4-2
24,100	佐藤	4-2X
8,500	佐藤	4-3
15,600	佐藤	4-3X
20,900	佐藤	4-4
130,700	佐藤	4-45
28,400	佐藤	4-4X
14,400	佐藤	4-5
21,300	佐藤	4-5X
7,800	佐藤	4-6
15,600	佐藤	4-6X
46,600	佐藤	4-91
52,100	佐藤	4-91X
40,700	佐藤	4-92
46,200	佐藤	4-92X
34,600	佐藤	4-93
41,900	佐藤	4-93X
45,900	佐藤	4-94
52,100	佐藤	4-94X
42,600	佐藤	4-95
46,200	佐藤	4-95X
34,600	佐藤	4-96
41,900	佐藤	4-96X
21,600	佐藤	5-2
31,200	佐藤	5-2X
16,600	佐藤	5-3
25,600	佐藤	5-3X
14,200	佐藤	5-4
118,600	佐藤	5-40
21,300	佐藤	5-4X
21,700	佐藤	5-5
30,500	佐藤	5-5X
16,300	佐藤	5-8G
24,100	佐藤	5-8GX
45,700	佐藤	5-9
51,500	佐藤	5-9X
96,800	佐藤	5-44
107,700	佐藤	5-44R
107,700	佐藤	5-44W
49,300	佐藤	5-92
56,800	佐藤	5-92X
4,700	佐藤	6-1
7,100	佐藤	6-1X
14,000	佐藤	6-91
16,300	佐藤	6-91X
12,900	佐藤	7-3
18,900	RSLステーパー	CG-SIZE
35,300	RSLステーパー	SG-SIZE
31,700	RSLステーパー	TG-SIZE
167,000	啓愛	KI-H-052RF
127,100	啓愛	KI-H-052RCM
130,700	啓愛	KI-H-052RCM-L
42,600	啓愛	KI-H-072RC
35,500	啓愛	KI-H-076RC
22,900	ホスマー	56266
22,900	ホスマー	56267

E 作業用手先具

その他	ケーブル セット	28,700	啓愛	KI-H-037-1	
		29,400	啓愛	KI-H-037-2	
		29,000	啓愛	KI-H-057	
		1,850	曲鉤		
		4,600	物押さえ		
		8,500	鎌持ち金具		
		12,600	鋏持ち金具		
		9,500	ホスマー	2250	
		9,500	ホスマー	2251	
		6,900	ホスマー	50444	
その他	ケーブル セット	6,800	ホスマー	50445	
		7,200	ホスマー	50446	
		5,900	小原	46C-100	
		5,900	小原	46C-200	
		11,400	近畿	KP1-6	
		7,500	啓愛	KI-H-015-1	
		7,500	啓愛	KI-H-015-2	
		26,200	RSLスティーパー	NCCB/AE	
		9,200	RSLスティーパー	NCCB/BE	
		27,600	RSLスティーパー	PCCB/AE	
その他	ケーブル セット	10,300	RSLスティーパー	PCCB/BE	
		9,600	RSLスティーパー	SCCB/AE	
		55,400	ホスマー	52521	
		55,400	ホスマー	52522	
部品 ハーネス	部品 ハーネス	5,700	ホスマー	50114	
		5,700	ホスマー	50115	
先 ゴム 用	先 ゴム 用	240			
断 端 袋	断 端 袋	A 上腕用	3,200		価格は、消臭加工処理 を施したものを使用す る場合における、年間 の上限であること。
		B 前腕用	3,400		
電 動 ハ ン ド	電 動 ハ ン ド	370,500	オットボック	8E38=1-6 3/4	
		596,200	オットボック	8E38=6	
		517,500	オットボック	8E38=7	
		354,500	オットボック	8E39=1-6 3/4	
		622,500	オットボック	8E39=6	
		442,500	オットボック	8E39=7	
		638,600	オットボック	8E51=5	
		734,700	オットボック	8E51=5 1/2	
		734,700	オットボック	8E51=6	
		734,700	オットボック	8E51=6 1/2	
		832,500	オットボック	8E44=6	
		692,500	オットボック	8E44=7	
		432,100	RSLスティーパー	EPP-SIZE	
		582,700	RSLスティーパー	ESC-SIZE	
		444,700	RSLスティーパー	ESV-SIZE	
		388,500	RSLスティーパー	ETH-SIZE	
		520,500	モーションコントロール	5010028	
		520,500	モーションコントロール	5010022~5010025	
		520,500	モーションコントロール	5010029	
電 動 フ ック	電 動 フ ック	616,500	オットボック	8E33=6	
		547,700	オットボック	8E33=7	
		423,200	RSLスティーパー	EPG-SIZE	
		872,500	ホスマー	1702001	
		872,500	ホスマー	1702002	

		556,500	モーションコントロール 5010032	
		556,500	モーションコントロール 5010033	
リスト ユニット		18,700	オットボック 10S1	
		20,900	オットボック 10S16=34	
		20,900	オットボック 10S16=38	
		152,200	RSLステーパー EWD-SIZE	
		25,000	RSLステーパー FRW/S-SIZE	
		33,100	RSLステーパー FRW-SIZE	
		23,900	モーションコントロール 1701007	
		6,800	モーションコントロール 1701008	
		23,900	モーションコントロール 1701042	
		42,600	モーションコントロール 3010429	
		217,800	モーションコントロール 3010439~3010441	
		62,000	モーションコントロール 3010477	
		217,800	モーションコントロール 3010485	
		32,700	モーションコントロール 1701009	
用 部品 リスト ユニット		17,200	オットボック 9E169	
		4,550	オットボック 10S4	
		51,800	RSLステーパー EWDHP-SIZE	
		8,400	RSLステーパー HCP-SIZE	
コン トロー ラー		145,800	オットボック 9E369	
		159,100	オットボック 9E370	
		161,400	オットボック 9E349=1	
		148,000	オットボック 9E350=1-L	
		148,000	オットボック 9E350=1-R	
		148,000	オットボック 9E350=5-L	
		148,000	オットボック 9E350=5-R	
		236,900	オットボック 13E195	
		213,000	モーションコントロール 3010450	
		116,200	モーションコントロール 4010000	
		320,500	モーションコントロール 5010031	
用 部品 コン トロー ラー		3,100	オットボック 13E184	
ロー テー ター		241,800	オットボック 10S17	
		302,500	モーションコントロール 1701017	
用 部品 ロー テー ター		29,800	オットボック 13E196	
コ ネ ク タ ー		13,800	オットボック 13E190	
		10,400	RSLステーパー CNBL	
電 極		99,900	オットボック 13E125=50/60	
		89,700	オットボック 13E68=50/60	
		41,800	ビエナトーン MM4-41S	
		1,900	ビエナトーン MM4-47S	

		71,600	RSLスティーパー	MESS	
		2,850	モーションコントロール	1070224	
		3,550	モーションコントロール	1070225	
		28,400	モーションコントロール	3010090	
		28,400	モーションコントロール	3010091	
		35,500	モーションコントロール	3010426	
接続ケーブル	A 電極用	6,200	オットボック	13E48=G	
		6,800	オットボック	13E48=W	
		6,900	オットボック	13E129=G	
		19,600	ビエナトーン	MM4-7S	
		14,000	RSLスティーパー	SECB-SIZE	
		14,000	RSLスティーパー	SECB/P	
		27,900	RSLスティーパー	SVCB	
		27,200	RSLスティーパー	S2CB	
		159,700	モーションコントロール	3010292	
		159,700	モーションコントロール	3010437	
		159,700	モーションコントロール	3010438	
		28,400	モーションコントロール	3010336	
		96,800	モーションコントロール	3010433	
		96,800	モーションコントロール	3010435	
	B バッテリー用	10,600	オットボック	13E51=1	
		7,500	オットボック	13E51=2	
		7,700	オットボック	13E132	
		11,200	オットボック	13E188	
		17,300	モーションコントロール	3010309	
		23,600	モーションコントロール	3010462	
	C その他	9,300	オットボック	13E50	
		10,400	オットボック	13E97	
		8,600	オットボック	13E99	
		710	オットボック	13E121	
		14,000	RSLスティーパー	HCCB	
		12,000	RSLスティーパー	2WECB	
		24,000	RSLスティーパー	4WECB	
		12,500	RSLスティーパー	SCCB	
		16,900	RSLスティーパー	PLCB	
		10,900	RSLスティーパー	TDCB	
		5,850	RSLスティーパー	ICCB	
		62,900	モーションコントロール	3010254	
		51,700	モーションコントロール	3010295	
		51,700	モーションコントロール	3010331	
		29,800	モーションコントロール	3010336	
エルボ	ユニット	246,000	RSLスティーパー	EEL	
		150,900	RSLスティーパー	ELB-SIZE	
		1,012,500	ホスマー	57431	
		1,012,500	ホスマー	57432	
エルボ	用品ユニット	64,400	RSLスティーパー	SVIL	
		48,000	RSLスティーパー	FOFM	
		20,500	RSLスティーパー	EELC	
		9,500	RSLスティーパー	LRRG	
		10,600	RSLスティーパー	LRRG/5	
バッテリー		30,500	オットボック	757B8	
		40,900	オットボック	757B13	
		72,600	オットボック	757B20	
		72,600	オットボック	757B21	
		77,400	ビエナトーン	MM4-3AS	
		75,000	ビエナトーン	MM4-3BS	

		25,600	RSLスティーパー	NCBA	
		46,300	RSLスティーパー	LTBA	
		34,600	RSLスティーパー	HABA	
		42,600	モーションコントロール	3010306	
		47,500	モーションコントロール	3010364	
		47,500	モーションコントロール	3010365	
		42,600	オットボック	757B15	
バッテリーボックス		5,800	オットボック	757Z103	
		8,400	オットボック	757Z149	
		20,200	オットボック	757Z184=1	
		20,200	オットボック	757Z190=1	
		14,400	RSLスティーパー	BAHD	
		16,700	RSLスティーパー	BACP	
		14,900	RSLスティーパー	BACP/H	
		2,850	モーションコントロール	1100132	
		27,300	モーションコントロール	3010315	
スイッチ		38,800	オットボック	9X14	
		41,700	オットボック	9X18	
		41,300	オットボック	9X25	
		17,600	RSLスティーパー	SWCB	
		22,400	RSLスティーパー	TSSS	
		26,400	RSLスティーパー	PSSS	
		26,400	RSLスティーパー	SVTD	
		29,200	RSLスティーパー	SVTD/H	
		229,900	モーションコントロール	3010151	
		102,900	モーションコントロール	3010254	
用部品 スイッチ		14,900	RSLスティーパー	SVLV	
		8,400	RSLスティーパー	SVMK	
充電器		48,600	オットボック	757L13=2	
		50,400	オットボック	757L14=2	
		81,100	オットボック	757L20	
		23,200	ビエナトーン	LM-114	
		64,900	RSLスティーパー	HABC	
		72,900	RSLスティーパー	LTBC	
		51,800	RSLスティーパー	NCBC	
		2,850	モーションコントロール	1362022	
		5,700	モーションコントロール	1390024	
ライナー ロックアダプタ		66,000	モーションコントロール	3010291	
		25,800	カスケイド	ICE-AT	
		29,800	カスケイド	ICE-ATC	
		25,800	カスケイド	ICE-ATS	
		35,000	カスケイド	ICE-ATCM	
		34,900	PIメディカル	ICE-ATL	
		39,800	PIメディカル	ICE-ATPI	
		45,000	オットボック	14A1	
ライナー	A ピンアタッチメントなし	66,000	オズール	COM-SIZE	
		12,300	オズール	DIS-SIZE	
		54,700	オズール	ICE-SIZE	
		75,500	オットボック	14Y1	
	B ピンアタッチメントあり	7,100	オズール	I-610-size	
		64,700	ダウ	DCLC-SIZE	
		66,000	メディ	SEN-SIZE	
		87,500	オズール	I-813-size	
		66,000	メディ	SEN-SIZE	

義 足 用 部 品	股継手	A ヒンジ継手			
		1 伸展制限付 遊動式	9,200	小原	31B-021
		2 伸展制限付 外転式	14,500	小原	31B-011
			14,100	啓愛	KI-SG-H1-1
			14,100	啓愛	KI-SG-H1-2
			14,100	啓愛	KI-SG-H1-3
		B カナディアン式			
			38,900	ホスマー	CHJ-100
			46,800	ホスマー	NHJ-100
			18,400	小原	30B-021
			21,900	啓愛	KI-BU-B21
			43,900	啓愛	KI-BU-B106A
	膝継手	A ヒンジ継手			
		1 大腿遊動式			
			15,200	小原	28B-011
			15,200	小原	28B-012
			15,200	小原	28B-013
			15,100	小原	28B-021
			15,100	小原	28B-022
			15,100	小原	28B-023
			12,100	小原	29B-011
			12,100	小原	29B-012
			17,100	小原	29B-021
			17,100	小原	29B-022
			12,100	啓愛	KI-AT-01-L
			14,300	啓愛	KI-SG-A1-L
			13,700	啓愛	KI-SG-A1-M
			13,700	啓愛	KI-SG-A1-S
			15,400	啓愛	KI-SG-A2-L
			15,100	啓愛	KI-SG-A2-M
			14,800	啓愛	KI-SG-A2-S
		2 下腿遊動式			
			13,600	小原	22B-011
			13,600	小原	22B-012
			13,600	小原	22B-013
			15,700	小原	22B-021
			15,700	小原	22B-022
			11,900	小原	23B-001
			11,900	小原	23B-002
			14,300	小原	24B-001
			15,900	小原	25B-001
			15,000	小原	26B-011
			15,000	小原	26B-012
			15,000	小原	26B-021
			11,500	啓愛	KI-AT-02-L
			13,200	啓愛	KI-SG-A5-L
			13,200	啓愛	KI-SG-A5-M
			13,200	啓愛	KI-SG-A5-S
			15,500	啓愛	KI-SG-A6-L
			13,800	啓愛	KI-SG-A6-M
			13,800	啓愛	KI-SG-A6-S
			14,200	啓愛	KI-SG-A9-L
			14,400	啓愛	KI-SG-A10-L
		3 横引き固定式			
			23,400	小原	27B-011
			23,400	小原	27B-012
			24,100	小原	27B-021
			20,700	啓愛	KI-SG-A18-L
			20,700	啓愛	KI-SG-A18-M
			20,300	啓愛	KI-SG-A18-S
			19,000	啓愛	KI-SG-B18-L

		19,000	啓愛	KI-SG-B18-M
		19,000	啓愛	KI-SG-B18-S
		18,600	啓愛	KI-SG-B21-L
		18,600	啓愛	KI-SG-B21-M
		18,600	啓愛	KI-SG-B21-S
	4 前止め固定式			
		51,400	小原	32B-011
		51,400	小原	32B-012
		51,400	小原	32B-013
		52,500	小原	32B-014
		54,500	小原	32B-021
		54,500	小原	32B-022
		55,900	啓愛	KI-BU-B19-1
		60,900	啓愛	KI-BU-B19-2
		55,900	啓愛	KI-BU-B19-N1
		62,400	啓愛	KI-BU-B19-N2
	B 鉄脚			
	C ブロック継手	42,800	小原	32B-031
	1 遊動式			
		43,100	オットボック	3P19
		40,400	オットボック	3P21
		64,700	フィラワー	V-100
		49,600	小原	34B-011
		49,600	小原	34B-012
		47,200	小原	34B-020
		60,000	啓愛	KI-BU-B103
		55,900	USMC	P01-3 (L, R) 0-9LGO
		55,900	USMC	P01-3 (L, R) 0-9MD0
		55,900	USMC	P01-3 (L, R) 0-9SM0
		42,600	USMC	P01-3 (L, R) 0-6010
		42,600	USMC	P01-3 (L, R) 0-6020
		42,600	USMC	P01-3 (L, R) 0-6030
		42,600	USMC	P01-3 (L, R) 0-6040
		42,600	USMC	P01-3 (L, R) 0-6050
		42,600	USMC	P01-3 (L, R) 0-6060
		44,700	USMC	P01-3 (L, R) 0-7010
		44,700	USMC	P01-3 (L, R) 0-7020
		44,700	USMC	P01-3 (L, R) 0-7030
		44,700	USMC	P01-3 (L, R) 0-7040
		44,700	USMC	P01-3 (L, R) 0-7050
		44,700	USMC	P01-3 (L, R) 0-7060
	2 固定・遊動切替式			
		60,200	オットボック	3P4
		58,000	小原	34B-031
		58,000	小原	34B-032
		55,400	小原	34B-041
		55,400	小原	34B-042
		62,400	啓愛	KI-BU-B102
	3 安全膝			
		66,000	オットボック	3P23
		54,000	協和	R-101
		64,800	啓愛	KI-BU-B212
足 部	A 固定足部			
		7,500	小原	42B-030
		9,100	啓愛	KI-SG-A31-L
		9,100	啓愛	KI-SG-A31-M
		9,100	啓愛	KI-SG-A31-S
		8,300	啓愛	KI-SG-C1
	B 単軸足部			
		32,500	オットボック	1H31
		27,400	オットボック	1H37
		12,000	小原	38B-010

C 多軸足部

12,000	小原	38B-020
15,000	小原	42B-020
13,900	啓愛	KI-SG-A24-L
11,100	啓愛	KI-SG-A24-M
12,800	啓愛	KI-SG-A24-S
11,300	啓愛	KI-SG-A28
21,200	啓愛	KI-SG-M50
31,100	啓愛	KI-SG-M50-N
20,900	啓愛	KI-SG-M51
31,100	啓愛	KI-SG-M51-N

108,300	HF	KF100
78,900	HF	KF110
266,200	カレッジパークインダストリー	CPI-01
290,400	カレッジパークインダストリー	CPI-02
145,200	カレッジパークインダストリー	CPI-03

D SACH足部

36,400	オットボック	1D10
36,400	オットボック	1D11
31,500	オットボック	1K10
18,000	オットボック	1S30
18,500	オットボック	1S49
18,500	オットボック	1S64
18,500	オットボック	1S66
18,500	オットボック	1S70
59,400	オハイオ	CC2L
203,300	スプリングライト	L700
209,800	フレックスフット	F・F-WII
239,400	フレックスフット	F・F-WII-SP
29,000	ベッサ	N-100S
64,700	マインド	SCF185
64,700	マインド	SCF195
61,700	マインド	SFH110
61,700	マインド	SFH120
61,700	マインド	SFH130
63,400	ラボック	M1180
94,400	ラボック	X1170
13,800	小原	41B-010
14,900	小原	41B-020
14,800	小原	42B-010
16,700	啓愛	KI-SG-M52
29,000	啓愛	KI-SG-M52-N
21,400	高崎	TG-3001
59,200	SAFE	I
61,200	SAFE	I D
59,200	SAFE	II
61,200	SAFE	II D
24,000	USMC	P01-(L, R) 1-2640
24,000	USMC	P01-(L, R) 1-2650
24,000	USMC	P01-(L, R) 1-2660
24,000	USMC	P01-(L, R) 1-2670
24,000	USMC	P01-(L, R) 1-2680
24,000	USMC	P01-(L, R) 1-2690
24,000	USMC	P01-(L, R) 1-2700
24,000	USMC	P01-(L, R) 1-2710
24,000	USMC	P01-(L, R) 1-2720
62,000	オハイオ	IMP-SIZE
56,800	ラボック	C1100

E ドリンガー足部

		F 装飾足袋	5,100 6,300 6,600 18,600 15,000 17,700 14,600 14,600 17,700	小原 啓愛 啓愛 佐藤 佐藤 啓愛 啓愛 啓愛 啓愛	42B-040 KI-SG-C50 KI-SG-C60 8-1 8-2 KI-SG-F2-1 KI-SG-F2-2 KI-SG-F2-3 KI-SG-F3	
足部調整用部品	バンパー		2,150 2,150 1,500 1,500 3,550 3,250	カレッジパークインダストリー カレッジパークインダストリー カレッジパークインダストリー カレッジパークインダストリー カレッジパークインダストリー カレッジパークインダストリー	FTS-221/FTS-222/FTS-223/FTS-224/FTS-225/FTS-226/FTS-227/FTS-228 FTS-300/FTS-301/FTS-302/FTS-303/FTS-304/FTS-305/FTS-306 FTS-405/ FTS-406 FTS-420/FTS-421/FTS-422/FTS-424/FTS-425 VABM2124/VABM2530 VBFA/VBFB/VBFC/VBMA/VBMB/VBMC/VBSA/VBSB/VBSC	
その他	吸着バルブ		8,000 8,000 14,600 7,400 6,100 6,100 5,500 5,500 9,100 9,100 9,100 9,500 28,100 22,200 10,500 4,950	オットボック オットボック セントリー ラボック 小原 小原 啓愛 啓愛 USMC USMC USMC USMC ESP オットボック オットボック ラボック	21Y97 21Y105 CTFV-CFS M0255 37B-011 37B-021 KI-BU-V1 KI-BU-V2 P12-310-1000 P12-310-2000 P12-320-1000 P12-320-2000 LYN-PA0002 21Y12 4R140 M0262	
	懸垂ベルト	A 股・大腿用 B 下腿用	15,600 13,900 11,400 11,400 11,400 11,400 20,400 12,600 7,400 8,800 20,400 4,450 4,600 14,200	オットボック センチュリー22 アルプス アルプス アルプス アルプス オズール オズール オットボック オットボック オハイオ レイブン レイブン ダウ	21B37 AKS SLE16 SLE20 SLE24 SLE28 FLX/END-SIZE FLX/BAL-SIZE 9101 453A2 ALS-SIZE NKS RKS DGSLEV	
	KBM ウエッジ		7,200	フィラワー	1540	
	断端袋	A 大腿用 B 下腿用	5,300 5,600			価格は、消臭加工処理を施したものを使用する場合における、年間の上限であること。
	ラ		34,100	オズール	L-211000	

イ
ナ
ー
ロ
ッ
ク
ア
ダ
プ
タ

25,800	カスケイド	ICE-AT
29,800	カスケイド	ICE-ATC
35,000	カスケイド	ICE-ATCM
25,800	カスケイド	ICE-ATS
22,400	フィラワー	125234
22,400	フィラワー	125236
25,600	マインド	SIS740
34,900	PIメディカル	ICE-ATL
39,800	PIメディカル	ICE-ATPI
34,500	USMC	P-35501
35,500	オットボック	6A30=10
5,800	オズール	L-29200size
6,800	オズール	L-19200size
23,900	オズール	L-621000
22,300	オズール	L-631000
39,800	オズール	L-651000
46,200	オットボック	6A30=20

ラ
イ
ナ
ー

A ピンアタッチメントなし

34,800	アルプス	ELFR20
34,800	アルプス	ELFR24
34,800	アルプス	ELFR28
27,000	アルプス	ELPX20
27,000	アルプス	ELPX24
27,000	アルプス	ELPX28
66,000	オズール	COM/L-SIZE
12,300	オズール	DIS-SIZE
66,000	オハイオ	ALC-SIZE
46,200	USMC	P-33624
46,200	USMC	P-33625
46,200	USMC	P-33626
46,200	USMC	P-33627
46,200	USMC	P-33628
91,500	オズール	I-4613-Size
7,100	オズール	I-610-size
91,500	オズール	I-6613-Size
35,500	オットボック	6Y510
64,700	ダウ	DCLC-SIZE
66,000	メディ	SEN-SIZE
51,500	ラボック	M1500
40,500	啓愛	KI-PURE

B ピンアタッチメントあり

66,000	オズール	COM-SIZE
54,700	オズール	ICE-SIZE
67,200	オズール	I-0123-SIZE
95,000	オズール	I-7032-SIZE
56,400	オットボック	6Y31
42,500	フィラワー	125500
42,500	フィラワー	125504
42,500	フィラワー	125508
42,500	フィラワー	125512
42,500	フィラワー	125516
42,500	フィラワー	125520
42,500	フィラワー	125522
65,900	マインド	SIS710
56,100	USMC	P-33604
56,100	USMC	P-33605
56,100	USMC	P-33606
56,100	USMC	P-33607
56,100	USMC	P-33608
172,500	オズール	I-153-size
82,200	オズール	I-451-size
82,200	オズール	I-651-size
87,500	オズール	I-713-size

		66,000	オットボック	6Y70	
		77,400	オットボック	6Y80	
		66,000	メディ	SEN-SIZE	
		44,200	啓愛	KI-PURE+P	
その他の部品	A ベルト付先ゴム	2,450	小原	42B-100	
		2,400	啓愛	KI-SG-C9	
	B SACH用アングルブロック	4,550	オットボック	2K34	
		22,000	オハイオ	CC2-EK	
		8,500	フレックスフット	F6001A	
		8,500	フレックスフット	F6002	
		27,100	ベッサ	N-4411	
		12,700	マインド	SAB310	
		11,400	マインド	SAB320	
		9,700	マインド	SLC300	
		19,000	ラボック	X1370	
		1,650	その他のアングルブロック		
	C リアルソックス	28,500	佐藤	8-3	
		28,500	佐藤	8-4	
		11,200	佐藤	8-5	
		29,000	啓愛	KI-SG-F1	
		11,200	啓愛	KI-SG-F2	
		51,500	RSLスティーパー	SKY-SIZE	
	D 先ゴム	710			
	E 踵ゴム	300			
	F スプリングゴム	210			
	G 前止金具	2,150	小原	33B-110	
		6,400	小原	33B-120	
		14,400	啓愛	KI-S-B1	
		7,300	啓愛	KI-S-B2	
	H サイム用ボルト	9,700	マインド	SSY300	
		3,800	啓愛	AI-7-2	
	I ラミネーションポスト	5,400	フィラワー	125256	
		5,400	フィラワー	125272	
	J フットカバー	27,600	カレッジパークインダストリー	FS 01	
		22,700	スプリングライト	F-SIZE	
		22,700	スプリングライト	M-SIZE	
		7,300	ベッサ	N-100F	
	K スペクトラソックス	4,200	カレッジパークインダストリー	FTS-167	
		4,250	カレッジパークインダストリー	VSS2124/VSS2526/VSS2730	
		3,700	オットボック	SL=SPECTRA-SOCK	
	L 除圧パッド	15,100	オズール	K-190100	

(注)

- 1 手部義手の手先具については、芯入りの場合は一本につき 570円、マジック取付けの場合は一か所に付き1,700円増しとすること。
- 2 手指義手の手先具については、一本当たりの価格であること。
- 3 フック用先ゴムについては、一本当たりの価格であること。
- 4 股継手部品のうち筋金の価格は、一本当たりのものであること。それ以外の部品は、一組又はセットの価格であること。
- 5 使用部品欄の「企業名 番号～番号」で範囲表記したものについては、各部品が同一価格のものであること。
- 6 断端袋については、年間の上限額の範囲内である限り、必要な枚数を支給することができるものであること。
また、特性・数量にかかわらず、当該額の範囲で一括支給することができること。

2 骨格構造義肢

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
義 手 用 部 品	肩継手	A 屈曲・外転式	42,600	オットボック 12S4	
			42,800	オットボック 12S5	
			50,500	ホスマー 55134	
		B ユニバーサル式	61,000	オットボック 12S7	
	肘継手	A 単軸式 (単軸固定式)	49,600	オットボック 12R1	
			55,600	オットボック 12R2	
			35,900	オットボック 12R3	
			48,900	オットボック 12R4	
			56,400	ホスマー 55170	
			51,200	小原 47C-011	手継手部品付
			51,200	小原 47C-012	手継手部品付
			48,800	小原 47C-021	手継手部品付
			48,800	小原 47C-022	手継手部品付
			30,700	啓愛 KI-H-061	
			30,700	啓愛 KI-H-062	
	手継手	A 面摩擦式	4,750	啓愛 KI-H-065-1	
		B 軸摩擦式	9,500	オットボック 10R1	
			8,900	オットボック 10R2	
			11,900	ホスマー 71983	
		C 手屈曲式	14,700	ホスマー 71988	
		D 手部コネクタ	4,750	啓愛 KI-H-064	
	義手調整用部品	アダプター	17,300	ホスマー 55132	
		チューブ	17,300	ホスマー 55573	
	手先具	A 装飾ハンド	28,300	オットボック 8S7~8S9	
			38,600	オットボック 8K18~8K19	
			51,100	ホスマー 56414~56431	
			47,000	ホスマー 50483~50486	
			23,600	佐藤 5-8P	
			46,200	佐藤 5-8S	
			24,900	啓愛 KI-H-1110	
		B 手袋 (コスメチックグラブ)	21,300	オットボック 8S4~8S6	
			20,900	ホスマー 56432~56593	
			66,000	啓愛 KI-H-050-3RC	
			63,400	啓愛 KI-H-052RC	
			94,400	啓愛 KI-H-052RC-L	
			66,000	啓愛 KI-H-052RCF	
			17,900	啓愛 KI-H-052-1	
			44,000	啓愛 KI-H-052-1SI	
			22,600	啓愛 KI-H-052-2	
			99,100	啓愛 KI-H-052-2RC-L	
			48,900	啓愛 KI-H-052-2SI	
			66,000	啓愛 KI-H-055RC	
			105,300	啓愛 KI-H-055RC-L	
			25,600	啓愛 KI-H-056RC	

			17,900	啓愛	KI-H-72	
			40,200	啓愛	KI-H-73	
			66,000	啓愛	KI-H-73SI	
			44,100	啓愛	KI-H-73-1	
			68,000	啓愛	KI-H-73-1SI	
			35,000	啓愛	KI-H-074	
			59,900	啓愛	KI-H-074SI	
			40,600	啓愛	KI-H-074-1	
			63,800	啓愛	KI-H-074-1SI	
			45,900	佐藤	2-3	
			35,300	佐藤	2-4	
			42,600	佐藤	2-452	
			41,100	佐藤	3-2	
			48,800	佐藤	3-2X	
			32,100	佐藤	3-3	
			41,200	佐藤	3-3X	
			35,500	佐藤	3-452	
			70,200	佐藤	3-92X	
			66,000	佐藤	3-93X	
			21,600	佐藤	5-2	
			16,600	佐藤	5-3	
			14,200	佐藤	5-4	
			21,700	佐藤	5-5	
			31,200	佐藤	5-2X	
			25,600	佐藤	5-3X	
			21,300	佐藤	5-4X	
			96,800	佐藤	5-44	
			107,700	佐藤	5-44W	
			30,500	佐藤	5-5X	
			16,100	佐藤	5-8G	
			24,100	佐藤	5-8GX	
			45,700	佐藤	5-9	
			51,500	佐藤	5-9X	
			56,800	佐藤	5-92X	
			42,600	啓愛	KI-H-072RC	
			35,500	啓愛	KI-H-076RC	
外装部品	プレート コネクション		2,250	オットボック	13R9	
			3,500	ホスマー	56758	
	フォームカバー		8,500	オットボック	15K1	ストッキネット付
			8,700	オットボック	15K2	ストッキネット付
			12,200	オットボック	15K3	ストッキネット付
			17,500	ホスマー	56217	ストッキネット付
			13,600	ホスマー	56886	ストッキネット付
			5,200	その他のフォームカバー		ストッキネット付
その他	断端袋	A 上腕用				価格は、消臭加工処理を施したものを使用する場合における、年間の上限であること。
		B 前腕用	3,200			
			3,400			
	部品 ハース		5,700	ホスマー	50114	
			5,700	ホスマー	50115	
	クアダプロット		25,800	カスケイド	ICE-AT	
			29,800	カスケイド	ICE-ATC	
			35,000	カスケイド	ICE-ATCM	
			25,800	カスケイド	ICE-ATS	
			34,900	PIメディカル	ICE-ATL	
			39,800	PIメディカル	ICE-ATPI	

義足用部品	ライナー	A ピンアタッチメントなし	45,000	オットボック	14A1			
			66,000	オズール	COM-SIZE			
			12,300	オズール	DIS-SIZE			
			54,700	オズール	ICE-SIZE			
			75,500	オットボック	14Y1			
			7,100	オズール	I-610-size			
			8,500	オハイオ	ALA-C			
			64,700	ダウ	DCLC-SIZE			
			66,000	メディ	SEN-SIZE			
			87,500	オズール	I-813-size			
		B ピンアタッチメントあり	65,300	オハイオ	ALL-SIZE			
			66,000	メディ	SEN-SIZE			
			A カナディアン式	66,000	オットボック		7E4	
				175,500	オットボック		7E7	
				167,000	オットボック		7E8	
				266,000	ブラッチフオード		019122	
				73,000	ベッサ		U-701	
				167,600	ラボック		M0110	
72,500	啓愛	A1-6-1						
73,600	啓愛	A1-6-3						
88,300	高崎	TG1010						
76,400	徳林	TCH-01C						
B ロック式	182,100	徳林	TGH-01C					
	73,800	徳林	TH-01C					
	73,800	オットボック	7E5					
	89,700	啓愛	A1-6					
	89,700	啓愛	A1-6-2					
	膝継手	A 単軸膝 I 遊動式	702,500	オットボック	3C1	チューブ付		
			62,000	オットボック	3R22			
			123,400	オットボック	3R38			
			266,200	オットボック	3R45			
			243,200	オットボック	3R65			
314,600			オットボック	3R80				
312,500			オットボック	3R80=1				
266,200			オットボック	3R95=1				
693,100			ブラッチフオード	019350				
223,100			ブラッチフオード	019352				
2 ロック式		205,200	ブラッチフオード	019353	チューブ付 チューブ付			
		249,300	ブラッチフオード	019354				
		119,800	ホスマー	60236				
		127,800	ホスマー	60821				
		80,800	ホスマー	60822				
		93,900	ホスマー	60823				
		59,500	ラボック	M0706				
		58,200	ラボック	M0716				
		260,200	ラボック	M0760				
		260,200	ラボック	SL0760				
		47,400	高崎	TG1002				
		46,300	高崎	TG1003				
		43,500	HRC	100				
		612,500	USMC	P3027A				
		408,500	オズール	FRM01804U				
		115,000	ラボック	C0700				
		76,500	オットボック	3R17				
		132,700	オットボック	3R39				
50,200	オットボック	3R40						

B 安全膝

185,700	ブラッチフォード	019355
49,900	ベッサ	U-754B
82,000	ベッサ	U-10400
73,300	ホスマー	60471
60,300	ラボック	M0726
60,300	ラボック	M0728
59,400	ラボック	SL0701
84,700	ラボック	SL0710
122,200	ラボック	SL0720-A
66,600	小原	34S-050
67,000	啓愛	A3-1-1
59,500	啓愛	A3-1-2
76,700	啓愛	A3-2-1
73,200	啓愛	A3-2-2
69,500	高崎	TG1005
66,000	高崎	TG1013
64,600	高崎	TG1014
48,000	高崎	TG1023
66,700	徳林	TK-1C1
137,900	オットボック	3R33

63,800	オットボック	3R15
147,600	オットボック	3R49
347,300	ナブテスコ	NI-C111
341,500	ナブテスコ	NI-C111 t
364,800	ナブテスコ	NI-C112
288,000	ナブテスコ	NK-1
84,700	フィラワー	124200
379,900	ブラッチフォード	019161
331,300	ブラッチフォード	019162
377,300	ブラッチフォード	019168E
677,700	ブラッチフォード	019169
379,900	ブラッチフォード	019171
331,300	ブラッチフォード	019172
82,500	ベッサ	U-9809
84,700	ベッサ	U-10170
122,200	ベッサ	U-10426
84,600	ホスマー	60775
102,900	ホスマー	60785
127,000	ホスマー	60794
75,500	ラボック	M0736
278,300	ラボック	M0770
72,500	協和	RC 3-16
73,700	協和	RI 3-16
80,200	啓愛	A1-1
75,800	啓愛	A1-2
71,800	啓愛	A1-2-N
94,400	啓愛	A2-1
88,000	啓愛	A2-2
79,100	高崎	TG1011
191,300	HF	K-5
79,300	USMC	15126
123,400	オズール	TK01500
217,800	オットボック	3R90
294,600	ナブテスコ	NK-1s

C 多軸膝

1 遊動式

94,400	オットボック	3R20
146,400	オットボック	3R21
158,500	オットボック	3R36
319,500	オットボック	3R46
332,500	オットボック	3R55
442,500	オットボック	3R60

		372,500	オットボック	3R60=1	
		242,000	オットボック	3R105=1	チューブ付
		242,000	オットボック	3R106=1	チューブ付
		233,300	センチュリー22	TK-1100	
		251,800	センチュリー22	TK-1900	
		363,400	センチュリー22	TK2000	
		632,500	センチュリー22	TK2100	
		349,700	ナブテスコ	NI-C411	
		360,600	ナブテスコ	NI-C412	
		349,700	ナブテスコ	NI-C414	
		381,200	ブラッチフオード	019136	
		152,200	ブラッチフオード	019245	
		73,100	ベッサ	U-704B	
		149,600	ラボック	M0750-A	
		149,600	ラボック	M0755-A	
		91,000	啓愛	A2-10	
		76,000	啓愛	A2-10-1	
		66,000	啓愛	A2-10-2	
		94,800	高崎	TG1006	
		112,300	高崎	TG1008	
		165,300	高崎	TG1009	
		126,900	高崎	TG1017	
		136,200	高崎	TG1027	
		181,600	徳林	TGK-4000	
		300,000	徳林	TGK-4P00	
		291,300	徳林	TGK-4P01P	
		316,400	徳林	TGK-4P10	
		312,100	徳林	TGK-5PS0	
		74,300	徳林	TK-4000S	
		91,600	徳林	TK-40C	
		140,900	徳林	TK-4P00S	
		612,500	徳林	TGK-5PSOIC	
		242,000	オットボック	3R106	
		330,500	ラボック	M0780	
	2 ロック式	160,900	オットボック	3R23	
		81,100	ベッサ	U-1016B	
		139,800	ベッサ	U-10387	
		113,700	高崎	TG1037	
足継手	A 固定式 (SACH足用)	15,900	オズール	2086	
		6,700	オットボック	2R8	
		16,500	オットボック	2R31	
		13,900	オットボック	2R40=1及び2R40=2	
		15,200	オットボック	2R54	
		12,700	オハイオ	CC2L-TAJ	
		50,200	スプリングライト	PD-010	
		15,900	センチュリー22	TK-1186	
		9,800	バウアーファインド	G-025-M10	
		16,300	ピー・オー・テック	POTEC SA-1	
		12,800	フィラワー	124160	
		14,200	ブラッチフオード	400025	
		23,000	ブラッチフオード	409014	
		25,600	ブラッチフオード	409015-A	
		13,100	ブラッチフオード	409021	
		13,600	ブラッチフオード	409022	
		14,200	ブラッチフオード	409023	
		17,500	ブラッチフオード	409026	
		14,500	フレックスフット	F7703-1	
		18,900	フレックスフット	F7703-2	
		10,700	ベッサ	U-708B	
		29,800	ベッサ	U-711B	
		10,700	ベッサ	U-1041	

B 遊動式

1 単軸足用

19,600	ホスマー	60273
8,800	ホスマー	60405
21,200	マインド	SCA240
9,200	マインド	SCA280
15,600	マインド	SCA241
21,200	マインド	SCA242
5,700	ラボック	M1305
8,000	ラボック	M1308
6,300	協和	RE-20
18,700	啓愛	A1-4
18,700	啓愛	A1-13
5,700	高崎	TG2075
5,700	高崎	TG2075S
6,700	高崎	TG3023
10,900	徳林	TAC-00
13,500	USMC	15100M
9,800	Ti Med	A-509
8,000	ラボック	C1305

13,300	オットボック	2R10
39,700	オットボック	2R33
30,100	オットボック	2R51
33,700	ベッサ	U-752B
23,100	ベッサ	U-753B
52,500	ベッサ	U-10384
52,500	ベッサ	U-10385
28,100	ラボック	M1002
28,100	ラボック	M1005
17,400	ラボック	M1011
67,200	ラボック	M1030-A
67,200	ラボック	M1035
67,000	ラボック	M1040
101,500	ラボック	M1050-A
60,700	ラボック	SL1010-A
19,500	啓愛	A1-5
33,900	啓愛	A2-5
28,200	啓愛	A2-5-AL
53,500	啓愛	A2-5-TI
5,700	高崎	TG2065
5,700	高崎	TG2065S
27,900	高崎	TG3025
23,300	高崎	TG3026
42,600	ナブテスコ	N-L101

2 多軸足用

34,800	ブラッチフォード	379242~379244
21,500	ブラッチフォード	379536
21,500	ブラッチフォード	379538
21,500	ブラッチフォード	379540
34,800	ブラッチフォード	409120~409123
34,800	ブラッチフォード	409125~409127
23,400	ブラッチフォード	409214~409216
122,200	マインド	SCS200S1
122,200	マインド	SCS200S2
122,200	マインド	SCS200S3
69,000	ラボック	M1025
69,000	ラボック	SL1020
63,600	USMC	P31800

C 多軸足部

75,300	HF	F9
--------	----	----

義足調整用部品	ブロック	27,500	HF	LF9
		9,200	オットボック	5R1
		6,700	オットボック	5R9
		7,100	オハイオ	OWW-700-200
		7,100	オハイオ	OWW-700-250
		9,900	センチュリー 2 2	TK-1130
		3,830	フィラワー	124109
		83,500	ブラッチフオード	189113
		10,700	ホスマー	60267
		10,100	マインド	SLB210
		10,100	マインド	SLB220
		10,100	マインド	SLB230
		9,900	マインド	SLB240
		6,200	協和	RA1
		10,700	啓愛	A1-11
		3,700	高崎	TG2113
		4,800	徳林	TWB-C
		7,500	徳林	TWB-4
		13,600	HRC	101
		11,200	オズール	A-121100
		7,100	オハイオ	OWP-700-250
コネクタ		5,100	アルプス	UMP-496
		66,000	オズール	2054-4
		17,400	オズール	ICEX-PCK
		8,400	オットボック	4R22
		7,400	オットボック	4R23
		19,500	オットボック	4R37
		29,700	オットボック	4R41
		17,400	オットボック	4R42
		29,800	オットボック	4R51
		14,100	オットボック	4R54
		19,900	オットボック	4R55
		16,500	オットボック	4R60
		10,900	オットボック	4R63
		17,800	オットボック	4R68
		32,200	オットボック	4R72=32
		32,200	オットボック	4R72=45
		33,500	オットボック	4R72=60
		33,900	オットボック	4R72=75
		18,700	オットボック	4R73=A
		18,700	オットボック	4R73=D
		11,400	オットボック	4R74
		27,300	オットボック	4R77
		25,000	オットボック	4R84
		25,800	オットボック	4R89
		12,200	オットボック	4R95
		24,700	オットボック	4R100
		42,400	オットボック	4R103
		42,900	オットボック	4R104=60
		43,000	オットボック	4R104=75
		16,900	オットボック	5R6=1
		16,900	オットボック	5R6=2
		16,900	オットボック	5R6=3
		25,600	オハイオ	OWW-228032
		25,600	オハイオ	OWW-228045
		25,600	オハイオ	OWW-228060
		25,600	オハイオ	OWW-228075
		39,500	オハイオ	OWW-700-SP471
		3,550	スプリングライト	PD14
		3,550	スプリングライト	P014
		21,500	センチュリー22	TK-1125
		11,400	センチュリー22	TK-1155
		17,500	センチュリー22	TK-1157

17,500	センチュリー22	TK-1160
17,900	センチュリー22	TK-1187
21,500	センチュリー22	TK-2025
12,600	センチュリー22	TK-2035
15,100	センチュリー22	TK-2035L
11,400	センチュリー22	TK-2055
17,500	センチュリー22	TK-2060
30,200	センチュリー22	TK-2065
17,000	ナブコ	N-J201
15,300	ナブコ	N-S201
32,400	ナブコ	N-D112-32
33,100	ナブコ	N-D112-45
33,700	ナブコ	N-D112-60
34,100	ナブコ	N-D112-75
47,500	ナブコ	N-D231
14,300	パワーファインド	G-018S
23,400	ビー・オー・テック	POTEC DA-1
12,100	フィラワー	124105
8,500	フィラワー	124106
13,600	フィラワー	124107
13,300	フィラワー	124108
15,600	フィラワー	124114
50,200	フィラワー	124140
44,900	フィラワー	124141
43,600	フィラワー	124142
46,200	フィラワー	124143
9,900	フィラワー	124180
9,900	フィラワー	124181
9,900	フィラワー	125298
30,200	ブラッチフォード	019145
22,200	ブラッチフォード	019814
22,200	ブラッチフォード	019914
21,100	ブラッチフォード	189110
40,500	ブラッチフォード	189117
42,200	ブラッチフォード	189118
42,200	ブラッチフォード	189119
45,400	ブラッチフォード	189224
14,100	ブラッチフォード	189226
13,000	ブラッチフォード	189310
7,200	ブラッチフォード	189805
20,300	ブラッチフォード	189806
8,400	ブラッチフォード	189807
8,700	ブラッチフォード	189808
14,100	ブラッチフォード	189906
7,900	ブラッチフォード	189907
9,600	ブラッチフォード	339140
36,800	ブラッチフォード	339240
11,500	ブラッチフォード	339301
10,100	ブラッチフォード	339501
10,100	ブラッチフォード	409012
27,000	ブラッチフォード	409041
28,100	ブラッチフォード	409042
96,600	フレックスフット	0731
58,500	フレックスフット	7693
27,700	フレックスフット	F7707-1
28,800	フレックスフット	F7707-2
31,100	フレックスフット	F7707-3
30,000	フレックスフット	F7708-1
31,100	フレックスフット	F7708-2
45,400	フレックスフット	F7708-3
14,900	ベッサ	22194
22,400	ベッサ	N-4400
10,500	ベッサ	N-4401

5,600	ベッサ	U-709G
6,500	ベッサ	U-715G
5,400	ベッサ	U-719GB
5,400	ベッサ	U-719GC
6,200	ベッサ	U-723
5,200	ベッサ	U-1019
5,600	ベッサ	U-8545
18,800	ベッサ	U-8676
30,400	ベッサ	U-9109
8,300	ベッサ	U-9502
14,200	ベッサ	U-9782
15,900	ベッサ	U-9989
15,900	ベッサ	U-9990
29,100	ベッサ	U-10311
29,100	ベッサ	U-10314
21,300	ベッサ	U-10316
28,500	ベッサ	U-10332
28,500	ベッサ	U-10333
33,100	ベッサ	U-10424
13,300	ベッサ	U-10432
13,300	ベッサ	U-10433
19,600	ホスマー	60254
19,600	ホスマー	60293
39,900	ホスマー	60306
27,800	ホスマー	60312
14,100	ホスマー	60324
17,500	ホスマー	60325
10,900	ホスマー	60416
17,800	ホスマー	60435
40,600	ホスマー	60439
41,500	ホスマー	60440
41,700	ホスマー	60441
14,800	ホスマー	60457
23,600	ホスマー	60544
36,400	ホスマー	60576
22,400	ホスマー	60950
20,900	ホスマー	60951
22,400	ホスマー	60952
20,900	ホスマー	60953
20,900	ホスマー	60955
20,900	ホスマー	60956
21,300	マインド	SCA210
4,250	マインド	SCA211
28,400	マインド	SCA214
42,300	マインド	SCA215
29,800	マインド	SCA216
27,000	マインド	SCA221
27,700	マインド	SCA222
31,200	マインド	SCA223
32,700	マインド	SCA224
24,700	マインド	SCA233
14,900	マインド	SCA260
16,300	マインド	SCA290
6,100	マインド	SFS210
6,400	マインド	SFS220
6,800	マインド	SFS221
9,700	マインド	SLC300
31,200	マインド	SSA210
6,200	マインド	SSA230
9,500	ラボック	M0205
9,500	ラボック	M0206
22,700	ラボック	M0207
9,500	ラボック	M0215

14,200	ラボック	M0218
9,500	ラボック	M0225
15,000	ラボック	M0270
14,200	ラボック	M0272
4,850	ラボック	M0275
9,500	ラボック	M0280
23,100	ラボック	M0285
7,700	ラボック	M0306
6,400	ラボック	M0310
1,800	ラボック	M0320
5,400	ラボック	M0328
11,400	ラボック	M0451
15,600	ラボック	M0452
17,800	ラボック	M0462
2,450	ラボック	M0500
5,100	ラボック	M0501~M0505
9,500	ラボック	M0515
93,300	ラボック	SL0250
3,400	協和	RB2
13,500	協和	RH1-2
9,100	啓愛	A1-11-1
9,100	啓愛	A1-11-2
14,900	啓愛	A1-11-3
15,100	啓愛	A1-11-4
37,500	啓愛	KI-01-0059
32,900	啓愛	KI-01-0060
37,500	啓愛	KI-01-0061
32,900	啓愛	KI-01-0062
40,300	啓愛	KI-01-0063
35,800	啓愛	KI-01-0064
40,300	啓愛	KI-01-0065
35,800	啓愛	KI-01-0066
3,450	高崎	TG2011
4,700	高崎	TG2012
3,400	高崎	TG2013
5,900	高崎	TG2022
5,800	高崎	TG2025
5,700	高崎	TG2025S
6,800	高崎	TG2026
6,800	高崎	TG2026S
25,200	高崎	TG2030
16,100	高崎	TG2031
4,400	高崎	TG2032
4,600	高崎	TG2035
4,600	高崎	TG2035S
4,600	高崎	TG2036
4,600	高崎	TG2036S
5,400	高崎	TG2045
5,400	高崎	TG2045S
10,300	高崎	TG2055
10,300	高崎	TG2055S
6,200	高崎	TG2085
6,200	高崎	TG2085S
7,000	高崎	TG2112
5,900	高崎	TG2116
7,300	高崎	TG3027
3,600	徳林	TAH-1/2
3,600	徳林	TAH-1
3,600	徳林	TAH-1 1/2
3,600	徳林	TAH-2
6,200	徳林	TKC-C4
12,200	徳林	TKC-S
19,300	徳林	TPS-F4

9,600	徳林	TPS-M
12,000	徳林	TPS-M4
18,500	徳林	TPS-M4S
5,600	徳林	TPS-MC
7,900	徳林	TSC-A
11,700	徳林	TSC-KD
4,600	徳林	TSC-T
7,900	徳林	TSC-WC
4,300	徳林	TWP-A2
1,700	徳林	TWP-AP2
1,650	徳林	TWP-C2
9,300	HF	A1
3,700	HF	A2
10,600	HF	A3
11,900	USMC	15102
14,900	USMC	15103M
14,900	USMC	15104M
18,500	USMC	15105M
20,900	USMC	15107M
20,900	USMC	15108M
18,500	USMC	15109
17,300	USMC	15113
35,100	USMC	15122M
17,900	USMC	15130M
13,100	USMC	15140
13,100	USMC	15141
17,300	USMC	15143
55,600	USMC	P32200
55,600	USMC	P32201
55,600	USMC	P32202
55,600	USMC	P32203
1,300	その他のソケット固定バンド	
1,200	その他のTC型ソケット取付金具	
11,900	Ti Med	A-192
11,100	Ti Med	A-193
15,500	Ti Med	A-401
18,700	Ti Med	A-404
10,700	Ti Med	A-502
9,300	Ti Med	A-505
9,300	Ti Med	A-506
11,100	Ti Med	A-510
11,800	Ti Med	A-610
10,200	Ti Med	A-692
10,200	Ti Med	SS-511
151,300	オズール	4400
24,700	オズール	A-114040
13,900	オズール	A-122100
31,800	オズール	A-133300
22,700	オズール	A-135100
37,300	オズール	A-142300
8,800	オズール	A-233100
10,400	オズール	A-242100
19,700	オズール	A-533100
21,700	オズール	A-542110
23,000	オズール	A-542120
24,400	オズール	A-542130
25,700	オズール	A-542140
10,400	オズール	L-273000
13,600	オズール	L-673000
24,400	オットボック	4G70
35,800	オットボック	4R110
29,700	オットボック	4R111

		25,800	オットボック	4R116	
		20,300	オットボック	4R72=D	
		7,400	オットボック	6A93	
		14,300	オハイオ	OWP-137004	
		14,300	オハイオ	OWP-227014	
		17,500	オハイオ	OWP-GKIT	
		42,300	オハイオ	OWW-134125	
		22,700	オハイオ	OWW-227004	
		22,700	オハイオ	OWW-227014	
		22,000	オハイオ	OWW-228002	
		22,000	オハイオ	OWW-228003	
		21,000	オハイオ	OWW-268000	
		21,000	オハイオ	OWW-268001	
		15,500	オハイオ	OWW-994000	
		13,800	オハイオ	OWW-994100	
		13,800	オハイオ	OWW-994105	
		13,800	オハイオ	OWW-994110	
		11,100	ダウ	GUPT-M4H	
		12,100	ラボック	C0200	
		19,900	ラボック	C0300	
		19,900	ラボック	C0350	
		27,000	ラボック	M0231	
		29,800	ラボック	M0232	
		27,000	ラボック	M0240	
		14,200	ラボック	M0271	
		17,000	ラボック	M0460	
		24,100	ラボック	M0540-32	
		24,100	ラボック	M0540-35	
		24,100	ラボック	M0540-40	
		28,400	ラボック	M0540-45	
		28,400	ラボック	M0540-50	
		28,400	ラボック	M0540-55	
		28,400	ラボック	M0540-60	
チューブ		8,100	オズール	2080-AK	
		19,500	オズール	2081-AK	
		12,500	オットボック	2R2	
		13,100	オットボック	2R3	
		21,400	オットボック	2R37	
		22,600	オットボック	2R38	
		14,600	オットボック	2R41=1及U2R41=2	
		16,800	オットボック	2R48	
		21,600	オットボック	2R49	
		19,300	オットボック	2R50	
		4,750	センチュリー22	TK-1180	
		17,900	センチュリー22	TK-1181	
		1,700	ナブテスコ	N-P111	
		14,900	ナブテスコ	N-P112	
		2,000	ナブテスコ	N-P121	
		2,550	ナブテスコ	N-P135	
		22,700	ナブテスコ	N-P221	
		14,900	ナブテスコ	N-P233	
		21,300	ピー・オー・テック	POTEC TA-1	
		23,000	フィラワー	124119	
		15,600	フィラワー	124121	
		16,300	フィラワー	124127	
		23,400	フィラワー	124137	
		1,850	フィラワー	125030	
		2,150	フィラワー	125032	
		6,800	フィラワー	238024	
		40,300	ブラッチフオード	019231	
		8,100	ブラッチフオード	330129	
		13,800	ブラッチフオード	330130	
		12,700	ブラッチフオード	409037	

12,700	ブラッチフォード	409038
120,400	ブラッチフォード	409150
52,800	フレックスフット	1725
7,700	フレックスフット	F7110-9
9,700	フレックスフット	F7110-11
12,600	フレックスフット	F7110-15
9,700	フレックスフット	F7112-9
11,600	フレックスフット	F7112-11
15,600	フレックスフット	F7112-15
17,600	フレックスフット	F7114-9
18,900	フレックスフット	F7114-11
22,000	フレックスフット	F7114-15
24,100	フレックスフット	F7115-9
26,700	フレックスフット	F7115-11
31,100	フレックスフット	F7115-15
16,000	フレックスフット	F7116-11
17,800	フレックスフット	F7116-15
20,000	フレックスフット	F7117-11
21,600	フレックスフット	F7117-15
107,700	フレックスフット	F7800
3,850	ベッサ	U-712
7,600	ベッサ	U-751
3,850	ベッサ	U-862
20,900	ベッサ	U-9556
14,200	ベッサ	U-9663
8,000	ベッサ	U-9664
5,700	ベッサ	U-9665
20,700	ベッサ	U-10264
12,600	ベッサ	U-10265
28,500	ホスマー	60245
28,100	ホスマー	60246
17,000	ホスマー	60429
16,600	ホスマー	60430
9,700	ホスマー	60550
40,900	ホスマー	60558
19,900	マインド	SPA200-B
22,700	マインド	SPA200-F
25,600	マインド	SPA200-M
3,400	マインド	SPA200-P
285,600	マインド	SRS200
301,300	マインド	SRS201
36,600	マインド	SSL250-AX
42,300	マインド	SSL250-BX
25,300	マインド	SSL250-PX
22,700	マインド	SSL260-B1
22,700	マインド	SSL260-B2
22,700	マインド	SSL260-B3
38,400	マインド	SAS210
6,000	ラボック	M0330
14,200	ラボック	M0463
7,200	ラボック	M0520
16,000	ラボック	M0530
2,250	ラボック	M0800
3,400	ラボック	M0801
20,700	ラボック	SL0810
34,500	ラボック	SL0811
25,600	ラボック	M0333
44,900	ラボック	M0860
900	啓愛	A1-12-1
1,750	啓愛	A1-12-2
2,250	高崎	TG2018
3,000	高崎	TG2019
2,300	高崎	TG2020

		2,250	高崎	TG2119	
		7,200	徳林	TPS-MT	
		2,100	徳林	TTC-15	
		20,700	徳林	TTG-14	
		2,800	徳林	TTT-17	
		3,000	HF	P250	
		2,400	HF	SP250	
		6,900	HRC	104	
		20,900	USMC	15118M	
		5,350	Ti Med	A-100	
		16,300	Ti Med	A-612	
		14,200	Ti Med	A-512	
		28,400	オズール	A-421100	
		20,400	オズール	A-433110	
		24,400	オズール	A-433120	
		31,700	オズール	A-442100	
		15,900	オズール	A-733010	
		18,500	オズール	A-733020	
		16,500	オズール	A-742010	
		18,000	オズール	A-742020	
		5,700	オハイオ	OWP-130030	
		14,200	ラボック	C0463	
		4,250	ラボック	C0801	
		3,400	ラボック	M0820	
		6,950	ラボック	M0821	
ク ラ ン プ ア ダ プ タ		16,200	オズール	2082	
		43,600	オズール	ICE-OS	
		11,100	オットボック	4R21	
		29,700	オットボック	4R52	
		35,500	オットボック	4R56	
		14,800	オットボック	4R66	
		25,100	オットボック	4R69	
		33,100	オットボック	4R82	
		38,600	オットボック	4R88	
		32,700	オットボック	4R98	
		8,400	オハイオ	OWW-130030	
		19,900	オハイオ	OWW-220030	
		33,200	センチュリー22	TK-046A	
		16,700	センチュリー22	TK-1182	
		12,400	ナブテスコ	N-D111	
		29,800	ナブテスコ	N-D222	
		15,100	パウアーファインド	G-017	
		27,000	ビー・オー・テック	POTEC CA-1	
		11,600	フィラワー	124170	
		11,900	フィラワー	125101	
		12,800	フィラワー	125106	
		11,900	ブラッチフォード	339201	
		10,000	ブラッチフォード	339401	
		12,400	ブラッチフォード	409028	
		12,400	ブラッチフォード	409030	
		49,100	フレックスフット	F0726	
		35,800	フレックスフット	F0784	
		18,900	フレックスフット	F7028	
		16,000	フレックスフット	F7029	
		18,900	フレックスフット	F7030	
		16,500	ベッサ	U-710B	
		15,200	ベッサ	U-710B-5	
		10,000	ベッサ	U-750	
		10,000	ベッサ	U-755	
		5,700	ベッサ	U-770NA	
		5,700	ベッサ	U-770NB	
		25,600	ベッサ	U-810B-5	

		22,000	ベッサ	U-10251	
		29,400	ベッサ	U-10423	
		32,200	ホスマー	60247	
		15,200	ホスマー	60400	
		22,400	ホスマー	60954	
		35,500	マインド	SCA220	
		28,700	マインド	SCA225	
		24,700	マインド	SCA232	
		16,000	マインド	SCA270	
		26,400	マインド	SCA292	
		23,800	ラボック	M0461	
		26,300	ラボック	M0468	
		5,800	ラボック	M0900	
		24,400	ラボック	M0412	
		18,300	啓愛	A1-3	
		17,800	高崎	TG2005	
		15,700	高崎	TG2005S	
		7,400	高崎	TG2006	
		7,400	高崎	TG2006S	
		9,700	高崎	TG2016	
		9,700	高崎	TG2016S	
		3,300	高崎	TG2086	
		3,300	高崎	TG2086S	
		2,200	高崎	TG3024	
		7,200	徳林	TBC-0	
		19,300	徳林	TPS-FA	
		20,100	徳林	TPS-FC	
		10,100	HF	A9	
		19,300	USMC	15101M	
		28,000	USMC	15124M	
		14,500	Ti Med	A-503	
		14,200	Ti Med	A-504	
		16,200	Ti Med	A-613	
		13,200	オズール	A-322100	
		13,900	オズール	A-333100	
		25,100	オズール	A-342100	
		12,800	オハイオ	OWP-130000	
		13,500	ダウ	GUPT-FCLAMP	
		23,800	ラボック	C0461	
		23,800	ラボック	C0464	
		26,300	ラボック	C0468	
		6,050	ラボック	C0900	
ター ン プ ル		69,700	オットボック	4R57	
		64,100	ブラッチフォード	189123	
		34,900	ベッサ	U-1053B	
		64,700	ベッサ	U-1053C	
		99,600	ホスマー	60762	
		64,100	ラボック	M0620	
		52,500	ラボック	M0630	
		66,000	ラボック	M0680	
		23,900	啓愛	A2-12	
		23,900	啓愛	A2-12-1	
		31,400	啓愛	A2-13	
		31,800	高崎	TG2014	
		28,000	徳林	TKR-01	
		29,400	HRC	113	
		66,000	ナブテスコ	N-R100	
		66,000	ラボック	M0640	
ト ル ク	ア ブ ン ク	63,200	オットボック	4R39	
		50,000	オットボック	4R40	
		56,400	オットボック	4R85	

	バ 1	53,300	オットボック	4R86	
		58,800	ブラッチフオード	409130	
	伸 展 屈 曲 装 置	46,100	ラボック	M0660	
		10,500	オットボック	21B30	
		6,700	センチュリー22	TK-1145	
		18,400	センチュリー22	TK-1150	
		18,400	センチュリー22	TK-1151	
		18,400	センチュリー22	TK-1170	
		6,700	センチュリー22	TK-2045	
		18,400	センチュリー22	TK-2050	
		18,400	センチュリー22	TK-2051	
		18,400	センチュリー22	TK-2070	
		5,100	協和	RD17-19	
		2,250	協和	RF21	
		2,500	協和	RG22	
		1,950	啓愛	A1-1-1	
		2,050	啓愛	A1-1-2	
		1,550	高崎	TG2017	
		43,900	HRC	106	
足 部	A SACH足部	229,900	オットボック	1C40	
		36,400	オットボック	1D10	
		36,400	オットボック	1D11	
		82,300	オットボック	1D25	
		31,500	オットボック	1K10	
		18,000	オットボック	1S30	
		18,500	オットボック	1S66	
		18,500	オットボック	1S70	
		350,500	オットボック	1E50	
		350,500	オットボック	1E40	
		59,400	オハイオ	CC2L	
		512,500	オハイオ	PFDR-SIZE	
		331,500	スプリングライト	PD-011	
		331,500	スプリングライト	SP II	
		346,500	スプリングライト	SP II GOLD	
		251,700	フレックスフット	F・F-ALX	
		314,600	フレックスフット	F・F-LPS	
		341,800	フレックスフット	F・F-LPS-SP	
		302,900	フレックスフット	F・F-MIII	
		329,900	フレックスフット	F・F-MIII-SP	
		585,600	フレックスフット	F・F-RE-SP	
		314,600	フレックスフット	F・F-S	
		259,200	フレックスフット	F・F-VARI	
		288,800	フレックスフット	F・F-VARI-SP	
		200,900	フレックスフット	F・F-W II	
		217,700	フレックスフット	F・F-W II -SP	
		87,100	フレックスフット	SFIII	
		30,000	ベッサ	N-100A	
		29,000	ベッサ	N-100S	
		16,900	ベッサ	R-203G	
		16,900	ベッサ	R-606G	
		37,200	ベッサ	TRUESTEPSYMES	
		37,200	ベッサ	TRUESTEP25	
		42,600	ベッサ	TRUESTEP30	
		64,700	マインド	SCF185	
		64,700	マインド	SCF195	
		61,700	マインド	SFH110	
		61,700	マインド	SFH120	
		61,700	マインド	SFH130	
		39,600	マインド	SNF150	
		94,400	ラボック	M1170	
		63,400	ラボック	M1180	
		33,100	啓愛	03-0212~03-0235	

			16,400	啓愛	A1-7	
			26,100	啓愛	A1-7-N	
			21,400	高崎	TG-3001	
			14,200	高崎	TG3021	
			59,200	SAFE	I	
			61,200	SAFE	I D	
			59,200	SAFE	II	
			61,200	SAFE	II D	
			17,600	HRC	105	
			18,500	オットボック	1S49	
			239,600	オズール	VLPO-SIZE	
			92,000	オットボック	1D35	
			350,500	オットボック	1E42	
			350,500	オットボック	1E57	
			62,000	オハイオ	IMP-SIZE	
			56,800	ラボック	C1100	
			94,400	ラボック	C1170	
			13,800	その他のSACH足部		
	B 単軸足部		23,000	オットボック	1H38	
			230,500	センチュリー22	TC-8000	
			230,500	センチュリー22	TC-8001	
			19,700	ベッサ	T-438G	
			17,200	ラボック	M1100	
			29,200	ラボック	M1150	
			17,500	啓愛	A1-8	
			27,500	啓愛	A1-8-N	
			15,900	啓愛	A2-8	
			18,400	高崎	TG3022	
			248,900	オズール	ELPO-SIZE	
			22,700	ナブテスコ	N-A101	
	C 多軸足部		66,000	オットボック	1A30	
			326,700	スプリングライト	L502	
			142,700	ブラッチフォード	509127~509134	
			42,900	ブラッチフォード	519119~519136	
			42,900	ブラッチフォード	519141~519148	
			63,700	ブラッチフォード	529120~529137	
			40,900	フレックスフット	F0176	
			296,500	マインド	SVF175	
			45,900	HF	F1	
			266,200	カレッジパークインダストリー	CPI-01	
			290,400	カレッジパークインダストリー	CPI-02	
			145,200	カレッジパークインダストリー	CPI-03	
	D サイム用足部		239,600	スプリングライト	L601	
			20,200	ラボック	M1112	
			20,200	ラボック	M1113	
			17,300	啓愛	A1-7-1	
足部調整用部品	バンパー		2,150	カレッジパークインダストリー	FTS-221/FTS-222/FTS-223/FTS-224/FTS-225/FTS-226/FTS-227/FTS-228	
			2,150	カレッジパークインダストリー	FTS-300/FTS-301/FTS-302/FTS-303/FTS-304/FTS-305/FTS-306	
			1,500	カレッジパークインダストリー	FTS-405/ FTS-406	
			1,500	カレッジパークインダストリー	FTS-420/FTS-421/FTS-422/FTS-424/FTS-425	
			1,800	ブラッチフォード	409002~409004	

		2, 150	ブラッチフォード	409007~409009	
		510	ベッサ	R-071G	
		470	ベッサ	R-082G	
		4, 600	ラボック	M10-005	
		4, 600	ラボック	M10-006	
		4, 600	ラボック	M10-007	
		4, 600	ラボック	M10-008	
		1, 250	ラボック	M10-013	
		1, 250	ラボック	M10-014	
		1, 250	ラボック	M10-015	
		1, 250	ラボック	M10-016	
		1, 150	ラボック	M10-050	
		1, 150	ラボック	M10-060	
		1, 150	ラボック	M10-070	
		1, 150	ラボック	M10-080	
		2, 550	ラボック	M10-093	
		2, 550	ラボック	M10-094	
		2, 550	ラボック	M10-095	
		2, 550	ラボック	SL10-010	
		3, 550	ラボック	SL10-020	
		2, 150	ラボック	SL10-040	
		2, 150	ラボック	SL10-050	
		2, 150	ラボック	SL10-060	
		3, 550	ラボック	SL10-100	
		3, 550	ラボック	SL10-110	
		3, 100	ラボック	SL10-140	
		3, 100	ラボック	SL10-150	
		3, 100	ラボック	SL10-170	
		6, 000	ラボック	SL10-250	
		6, 000	ラボック	SL10-260	
		6, 000	ラボック	SL10-270	
		1, 350	啓愛	A2-5-1	
		780	高崎	TG4031	
		2, 450	高崎	TG4034	
		9, 400	HF	F20	
		3, 550	カレッジパークインダストリー	VABM2124	
		3, 550	カレッジパークインダストリー	VABM2530	
		3, 250	カレッジパークインダストリー	VBFA	
		3, 250	カレッジパークインダストリー	VBFB	
		3, 250	カレッジパークインダストリー	VBFC	
		3, 250	カレッジパークインダストリー	VBMA	
		3, 250	カレッジパークインダストリー	VBMB	
		3, 250	カレッジパークインダストリー	VBMC	
		3, 250	カレッジパークインダストリー	VBSA	
		3, 250	カレッジパークインダストリー	VBSB	
		3, 250	カレッジパークインダストリー	VBSC	
	ボルト	800	高崎	TG4033	
		500	その他のSACH足部用ボルト		
外装用部品	コネクションプレート	1, 150	オットボック	2R14	
		2, 050	オットボック	2R22	
		2, 300	オットボック	2R23	
		2, 900	オハイオ	CC2L-CP	
		2, 450	ブラッチフォード	561041	
		2, 450	ブラッチフォード	561042	
		2, 450	ブラッチフォード	561045	
		2, 450	ブラッチフォード	561046	

		2,700	ブラッチフオード	561068~561075	
		80,300	ブラッチフオード	579819	
		82,000	ブラッチフオード	579919	
		4,400	ベッサ	N-200	
		3,700	ベッサ	N-4310	
		1,550	ホスマー	60260	
		1,550	ラボック	M12-001	
		5,400	ラボック	M12-005	
		1,500	ラボック	M12-007	
		3,200	ラボック	M12-008	
フ ォ ー ム カ バ ー	A 股・大腿用	19,500	オットボック	3R6	
		20,700	オットボック	3R24	
		17,600	オットボック	3R48	
		20,200	オットボック	3R50	
		20,700	オットボック	3S107	
		20,900	オハイオ	OWW-700AK	
		17,800	センチュリー22	TK-2075	
		22,700	ナブコ	N-F111	
		33,500	ブラッチフオード	560029	
		11,200	ブラッチフオード	561001	
		11,200	ブラッチフオード	561004	
		20,500	ブラッチフオード	561016	
		20,500	ブラッチフオード	561017	
		22,400	ブラッチフオード	561018	
		22,400	ブラッチフオード	561019	
		17,200	ブラッチフオード	561020	
		2,750	ブラッチフオード	561051	
		2,350	ブラッチフオード	561052	
		16,300	ブラッチフオード	561079	
		18,300	ベッサ	U-917	
		19,000	ラボック	M1201	
		19,000	ラボック	M1202	
		21,700	ラボック	M1203~M1206	
		19,000	ラボック	M1207	
		15,700	啓愛	A1-9	
		16,500	高崎	TG4035	
		25,600	徳林	TFC-DF	
		26,400	徳林	TFC-0A	
		18,300	ラボック	C1201	
	B 下腿用	8,800	オットボック	6R6	
		8,800	オットボック	6R8	
		12,500	オハイオ	OWW-700BK	
		7,800	オハイオ	OWW-700BKX	
		4,500	ブラッチフオード	561012	
		3,550	ブラッチフオード	561014	
		3,550	ブラッチフオード	561015	
		7,500	ブラッチフオード	561078	
		15,600	フレックスフット	F・F-083	
		5,300	フレックスフット	F・F-8008	
		9,900	ベッサ	U-729	
		3,600	ベッサ	OB-0750	
		22,700	マインド	SEC201	
		22,700	マインド	SEC202	
		8,400	ラボック	M1210	
		8,500	ラボック	M1211	
		7,700	川村義肢株式会社	JK-F110	
		530	啓愛	A1-9-2	
		1,700	啓愛	A1-10	
		7,400	高崎	TG4036	
		16,400	徳林	TFC-EC	
		8,000	ラボック	C1210	

ストツキネット	A 股・大腿用	9,100	オットボック	4R32	2枚
		2,150	オットボック	99B14	2枚
		1,400	オットボック	99B15	縁取り用（オットボック 99B14 と併用可）
		1,850	オットボック	99B22	
		2,000	ラボック	M1220	2枚
		3,350	ラボック	M1221	
		2,200	啓愛	A1-9-1	2枚
	B 下腿用	1,550	オットボック	99B16	2枚
		1,700	ラボック	M1230	2枚
		2,150	啓愛	A1-10-1	2枚
		1,300	高崎	TTG4037	2枚
リアルソックス	A 股・大腿用	13,700	ブラッチフオード	571001	
		13,700	ブラッチフオード	571003	
		13,700	ブラッチフオード	571011	
		13,700	ブラッチフオード	571013	
		13,700	ブラッチフオード	571041	
		13,700	ブラッチフオード	571043	
		13,700	ブラッチフオード	571051	
		13,700	ブラッチフオード	571053	
		7,000	ブラッチフオード	571121	
		7,000	ブラッチフオード	571123	
		7,000	ブラッチフオード	571131	
		7,000	ブラッチフオード	571133	
		7,000	ブラッチフオード	571141	
		7,000	ブラッチフオード	571143	
		7,000	ブラッチフオード	571151	
		7,000	ブラッチフオード	571153	
		16,500	ベッサ	U-920G	
		11,600	HRC	112	
	B 下腿用	42,100	ダウ	DSK-BK	
		6,700	ブラッチフオード	571081	
		6,700	ブラッチフオード	571083	
		6,700	ブラッチフオード	571091	
		6,700	ブラッチフオード	571093	
		6,700	ブラッチフオード	571101	
		6,700	ブラッチフオード	571103	
		6,700	ブラッチフオード	571111	
		6,700	ブラッチフオード	571113	
		63,000	ブラッチフオード	5721xx	
		10,700	ベッサ	U-950G	足用シリコンカバー
		28,500	佐藤	8-3	
		28,500	佐藤	8-4	
		11,200	佐藤	8-5	
		51,500	RSLステーパー	SKY-SIZE	
その他	吸着バルブ	7,800	オットボック	21Y97	
		7,800	オットボック	21Y105	
		14,600	セントリー	CTFV-CFS	
		7,400	ラボック	M0255	
		11,500	ラボック	M0256	
		9,100	USMC	P12-310-1000	
		9,100	USMC	P12-310-2000	
		9,100	USMC	P12-320-1000	
		9,500	USMC	P12-320-2000	
		10,000	USMC	P36110	
		6,100	小原	37B-011	
		6,100	小原	37B-021	
		5,500	啓愛	KI-BU-V1	

		5,500	啓愛	KI-BU-V2	
		3,500	啓愛	KI-BU-V3	
		28,100	ESP	LYN-PA0002	
		22,200	オットボック	21Y12	
		10,500	オットボック	4R140	
		6,400	ラボック	M0261	
		4,950	ラボック	M0262	
懸垂ベルト	A 股・下腿用	15,600	オットボック	21B37	
		13,900	センチュリー22	AKS	
	B 下腿用	11,400	アルプス	SLE16	
		11,400	アルプス	SLE20	
		11,400	アルプス	SLE24	
		11,400	アルプス	SLE28	
		20,400	オズール	FLX/END-SIZE	
		12,600	オズール	FLX/BAL-SIZE	
		7,400	オットボック	9101	
		8,800	オットボック	453A2	
		20,400	オハイオ	ALS-SIZE	
		4,450	レイブン	NKS	
		4,600	レイブン	RKS	
		14,200	ダウ	DGSLEV	
K B M ウエッジ		7,200	フィラワー	1540	
断端袋	大腿用	5,300			価格は、消臭加工処理を施したものを使用する場合における、年間の上限であること。
	下腿用	5,600			
キ ッ テ リ ー		7,100	ナブテスコ	N-B001	
		7,100	ナブテスコ	N-B002	
		14,100	徳林	LI179	
ラ イ ナ ー ロ ッ ク ア ダ プ タ		29,800	オズール	ICEX-AT	
		34,100	オズール	L-211000	
		36,900	オズール	L-214000	
		17,800	オズール	L-272000	
		52,400	オットボック	6A20	
		35,500	オットボック	6A30=10	
		25,800	カスケイド	ICE-AT	
		29,800	カスケイド	ICE-ATC	
		35,000	カスケイド	ICE-ATCM	
		25,800	カスケイド	ICE-ATS	
		8,700	カスケイド	ICE-PL	
		13,900	カスケイド	ICE-PY	
		22,400	フィラワー	125234	
		22,400	フィラワー	125236	
		25,600	マインド	SIS740	
		5,200	マインド	SIS750	
		34,900	PIメディカル	ICE-ATL	
		39,800	PIメディカル	ICE-ATPI	
		16,700	PIメディカル	ICE-PYPI	
		34,500	USMC	P-35501	
		6,800	オズール	L-19200size	
		5,800	オズール	L-29200size	
		23,900	オズール	L-621000	
		22,300	オズール	L-631000	
		39,800	オズール	L-651000	
		46,200	オットボック	6A30=20	

ライナー	A ピンアタッチメントなし	44,900	オハイオ	OWW-700-AL480	
		34,800	アルプス	ELFR20	
		34,800	アルプス	ELFR24	
		34,800	アルプス	ELFR28	
		27,000	アルプス	ELPX20	
		27,000	アルプス	ELPX24	
		27,000	アルプス	ELPX28	
		66,000	オズール	COM/L-SIZE	
		12,300	オズール	DIS-SIZE	
		66,000	オハイオ	ALC-SIZE	
		46,200	USMC	P-33624	
		46,200	USMC	P-33625	
		46,200	USMC	P-33626	
		46,200	USMC	P-33627	
		46,200	USMC	P-33628	
		91,500	オズール	I-4613-Size	
		7,100	オズール	I-610-size	
		91,500	オズール	I-6613-Size	
		35,500	オットボック	6Y510	
		8,500	オハイオ	ALA-C	
		64,700	ダウ	DCLC-SIZE	
		66,000	メディ	SEN-SIZE	
		51,500	ラボック	M1500	
		40,500	啓愛	KI-PURE	
	B ピンアタッチメントあり	66,000	オズール	COM-SIZE	
		54,700	オズール	ICE-SIZE	
		67,200	オズール	I-0123-SIZE	
		95,000	オズール	I-7032-SIZE	
		56,400	オットボック	6Y31	
		56,400	オットボック	6Y40	
		42,500	フィラワー	125500	
		42,500	フィラワー	125504	
		42,500	フィラワー	125508	
		42,500	フィラワー	125512	
		42,500	フィラワー	125516	
		42,500	フィラワー	125520	
		42,500	フィラワー	125522	
		65,900	マインド	AGS710	
		56,100	USMC	P-33604	
		56,100	USMC	P-33605	
		56,100	USMC	P-33606	
		56,100	USMC	P-33607	
		56,100	USMC	P-33608	
		172,500	オズール	I-153-size	
		82,200	オズール	I-451-size	
		82,200	オズール	I-651-size	
		87,500	オズール	I-713-size	
		66,000	オットボック	6Y70	
		77,400	オットボック	6Y80	
		65,300	オハイオ	ALL-SIZE	
		66,000	メディ	SEN-SIZE	
		44,200	啓愛	KI-PURE+P	
その他の部品	A フットカバー	19,600	オハイオ	OWW-FSPR	
		27,600	カレッジパークインダストリー	FS 01	
		22,700	スプリングライト	F-SIZE	
		22,700	スプリングライト	M-SIZE	
		7,300	ベッサ	N-100F	
		13,800	オットボック	2C4	
	B スペクトラソックス				

			3,000	オハイオ	OWW-700-SS001
			4,200	カレッジパークインダストリー	FTS-167
			2,250	フレックスフット	8202
			3,700	オットボック	SL=SPECTRA-SOCK
		C その他			
			5,400	フィラワー	125256
			5,400	フィラワー	125272
			32,000	オットボック	5D1
			6,100	オットボック	5S1
			17,500	オットボック	5S2
			21,300	マインド	SRS-200-P
			15,100	オズール	K-190100
			302,500	オットボック	4R144
(注) 1 使用部品欄の「企業名 番号～番号」で範囲表示したものについては、各部品の同一価格のものであること。 2 断端袋については、年間の上限額の範囲内である限り、必要な枚数を交付することができるものであること。 また、特性・数量にかかわらず、当該額の範囲で一括交付することができること。					

3 装具

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
下肢装具	股継手	A ロック式 1 輪止め式	5,800	小原	21A-021
			5,800	小原	21A-022
			5,700	小原	21A-023
		2 ストッパー付き輪止め式	4,000	小原	21A-011
			3,800	小原	21A-012
			3,650	小原	21A-013
			5,400	啓愛	KI-105-1
			4,700	啓愛	KI-105-2
			4,400	啓愛	KI-105-3
			5,700	啓愛	KI-106-1
			4,850	啓愛	KI-106-2
			4,600	啓愛	KI-106-3
		3 レバーロック式	59,300	ホスマー	70381
			60,700	ホスマー	70382
		4 ダイアルロック式	13,900	サカモト	A-2-1
			20,900	サカモト	A-2-2
			17,000	有菌	AR-H-1
		B 遊動式	29,800	オルソアメリカ	4262
			84,500	キャンブスカンジナビア	SWA-J
			28,400	フィラワー	058545
			28,400	フィラワー	058552
			28,400	フィラワー	058560
			28,400	フィラワー	058578
			28,400	フィラワー	058586
			28,400	フィラワー	058594
			28,400	フィラワー	058602
			28,400	フィラワー	058610
			28,400	フィラワー	058642
			28,400	フィラワー	058644
			28,400	フィラワー	058646
			28,400	フィラワー	058648
		C 交互歩行式	42,600	ティムス	TMP970111/2
			92,000	フィラワー	28050
			92,000	フィラワー	28052
			92,000	フィラワー	28054
			92,000	フィラワー	28056
			145,200	フィラワー	28720
			145,200	フィラワー	28722
			145,200	フィラワー	28726
			145,200	フィラワー	28728
			411,400	ヒュースティーパー	HS-A-01
			411,400	ヒュースティーパー	HS-A-02
			411,400	ヒュースティーパー	HS-A-03
			314,600	ヒュースティーパー	HS-C-04
			242,000	ポリメディック	05-136-00
			39,600	ポリメディック	05-136-99
			145,200	ポリメディック	05-137-00
			290,400	ティムス	TMP970001C
	膝継手	A 遊動式 1 普通型	6,500	小原	14A-001
			6,000	小原	14A-002

5,700	小原	14A-003
5,700	小原	14A-004
5,700	小原	14A-005
7,000	啓愛	K-107-1
7,000	啓愛	K-107-2
6,900	啓愛	K-107-3
6,400	啓愛	K-107-4
6,300	啓愛	K-107-5
6,400	啓愛	K-107-6
6,100	啓愛	K-107-7
6,100	啓愛	K-107-8
6,100	啓愛	K-107-9
7,500	啓愛	K-108-1
7,500	啓愛	K-108-2
7,500	啓愛	K-108-3
7,500	啓愛	K-108-4
7,300	啓愛	K-108-5
7,300	啓愛	K-108-6
7,300	啓愛	K-108-7
10,300	啓愛	KI-SG-B23
10,300	啓愛	KI-SG-B24
10,300	啓愛	KI-SG-B24-1
9,900	啓愛	KI-SG-B25
9,300	啓愛	KI-SG-B26
5,700	東陽	T-831-1
5,600	東陽	T-831-2
5,600	東陽	T-831-3
5,400	東陽	T-831-4
5,000	東陽	T-831-5
5,000	東陽	T-831-6

2 オフセット

10,700	小原	15A-001
10,700	小原	15A-002
12,100	小原	16A-001
12,100	小原	16A-002
12,100	小原	16A-003
12,100	小原	16A-004
12,000	啓愛	K-115-1
12,000	啓愛	K-115-2
12,000	啓愛	K-115-3
10,300	啓愛	K-115-4
9,400	啓愛	K-115-5
10,400	啓愛	K-115-6
10,400	啓愛	K-115-7

B ロック式

1 輪止め式

12,300	小原	13A-001
12,100	小原	13A-002
12,100	小原	13A-003
11,600	小原	13A-004
11,400	小原	13A-005
7,100	啓愛	K-109-1
7,100	啓愛	K-109-2
7,100	啓愛	K-109-3
7,100	啓愛	K-109-4
7,400	啓愛	K-109-5
7,400	啓愛	K-109-6
7,100	啓愛	K-109-7
6,900	啓愛	K-109-8
8,600	啓愛	K-110-1
8,600	啓愛	K-110-2
8,600	啓愛	K-110-3
8,600	啓愛	K-110-4

2 ストッパー付き輪止め式

8,900	啓愛	K-110-5
8,900	啓愛	K-110-6
8,900	啓愛	K-110-7
8,900	啓愛	K-110-8
11,000	啓愛	KI-SG-B9
11,600	啓愛	KI-SG-B10
11,600	啓愛	KI-SG-B11
10,400	啓愛	KI-SG-B12
10,400	啓愛	KI-SG-B13
29,800	アドバンフィット	A-1311
29,800	アドバンフィット	A-1312
14,300	パシフィックサプライ	B-90-13
14,300	パシフィックサプライ	B-90-14
14,300	パシフィックサプライ	B-90-15
14,300	パシフィックサプライ	B-90-16
14,300	パシフィックサプライ	B-90-17
8,800	小原	12A-001
8,400	小原	12A-002
8,300	小原	12A-003
8,200	小原	12A-004
8,200	小原	12A-005
8,000	小原	12A-006
8,000	小原	12A-007
7,100	小原	12A-008
9,000	啓愛	KI-B-103N-1
8,500	啓愛	KI-B-103N-2
8,100	啓愛	KI-B-103N-3
8,400	啓愛	K-111-1
8,400	啓愛	K-111-2
7,900	啓愛	K-111-3
7,800	啓愛	K-111-4
8,200	啓愛	K-111-5
8,200	啓愛	K-111-6
8,100	啓愛	K-111-7
7,800	啓愛	K-111-8
7,800	啓愛	K-111-9
12,600	啓愛	K-111N-1
11,800	啓愛	K-111N-2
11,700	啓愛	K-111N-3
11,700	啓愛	K-111N-4
11,600	啓愛	K-111N-5
11,600	啓愛	K-111N-6
11,600	啓愛	K-111N-7
10,900	啓愛	K-111N-8
10,900	啓愛	K-111N-9
11,400	啓愛	K-112-1
11,100	啓愛	K-112-2
10,800	啓愛	K-112-3
10,000	啓愛	K-112-4
9,800	啓愛	K-112-5
9,000	啓愛	K-112-6
9,000	啓愛	K-112-7
8,900	啓愛	K-112-8
12,000	啓愛	K-116-1
12,000	啓愛	K-116-2
12,000	啓愛	K-116-3
11,600	啓愛	K-116-4
11,600	啓愛	K-116-5
11,600	啓愛	K-116-6
11,600	啓愛	K-116-7
22,000	啓愛	K-TC-1
6,500	東陽	T-830-1

C スイスロック式

6,500	東陽	T-830-2
6,500	東陽	T-830-3
6,400	東陽	T-830-4
6,300	東陽	T-830-5
6,300	東陽	T-830-6
17,500	小原	17A-001
17,500	小原	17A-002
17,500	小原	17A-003
17,500	小原	17A-004
17,500	小原	17A-005
19,900	啓愛	KI-07-0104
19,200	啓愛	KI-07-0105
19,200	啓愛	KI-07-0106
19,200	啓愛	KI-07-0107
15,000	啓愛	KI-SG-B5
15,000	啓愛	KI-SG-B6
15,000	啓愛	KI-SG-B6-1
15,000	啓愛	KI-SG-B7
15,000	啓愛	KI-SG-B8
18,600	啓愛	K-103-1
16,500	啓愛	K-103-2
17,900	啓愛	K-103-3
17,800	啓愛	K-103-4
16,500	啓愛	K-104-1
16,500	啓愛	K-104-2
16,500	啓愛	K-104-3
15,700	啓愛	K-104-4
15,700	啓愛	K-104-5
14,500	啓愛	K-104-6

D 横引き式

17,200	小原	18A-001
17,200	小原	18A-002
17,200	小原	18A-003
14,200	啓愛	K-101-1
14,200	啓愛	K-101-2
14,100	啓愛	K-101-3
13,700	啓愛	K-101-4
13,400	啓愛	K-101-5
13,400	啓愛	K-101-6
13,100	啓愛	K-101-7
14,000	啓愛	K-102-1
13,600	啓愛	K-102-2
13,500	啓愛	K-102-3
13,300	啓愛	K-102-4
12,900	啓愛	K-102-5
12,600	啓愛	K-102-6
12,600	啓愛	K-102-7

E トライラテラル

42,300	フィラワー	050203
42,300	フィラワー	050211
42,300	フィラワー	050227
42,300	フィラワー	050229
42,300	フィラワー	050245
42,300	フィラワー	050252
42,300	フィラワー	050260
42,300	フィラワー	050278
42,600	フィラワー	050419
42,100	フィラワー	050427
42,100	フィラワー	050435
42,300	フィラワー	050492
42,300	フィラワー	050500
42,300	フィラワー	050518

F	ダイヤルロック	42,300	フィラワー	050526
		17,000	アドバンフィット	A-1201
		25,600	小原	12B-001
		25,300	小原	12B-002
		24,900	小原	12B-003
		24,900	小原	12B-004
		22,200	小原	12B-005
		14,900	小原	12B-006
		55,400	小原	12B-011
		54,800	小原	12B-012
		20,800	啓愛	K-122-1
		20,800	啓愛	K-122-2
		27,600	啓愛	K-200-1
		27,600	啓愛	K-200-2
		27,600	啓愛	K-200-3
		23,400	啓愛	K-200-4
		23,400	啓愛	K-200-5
		17,000	FLAP技研	F-K-1
		49,900	OTS	SL616K
	G 多軸膝 1 遊動式	5,400	アドバンフィット	AG-11
		8,200	アドバンフィット	AG-13
		18,700	フィラワー	029702ACT
		17,800	フィラワー	029702T
		14,500	フィラワー	029703
		17,200	フィラワー	029703AC
		19,200	フィラワー	029705
		21,900	フィラワー	029705AC
		18,800	啓愛	K-AM7-1
		20,100	啓愛	K-AM7-2
		56,800	GII	11501
		56,800	GII	11511
		42,600	GII	TE-2530
		42,600	GII	TE-2531
		63,400	啓愛	KI-OAF
	2 固定式	12,100	アドバンフィット	AG-14
		16,000	フィラワー	029700
		18,500	フィラワー	029700AC
		20,300	フィラワー	029701
		22,400	フィラワー	029701AC
		18,900	フィラワー	029707T
		20,300	フィラワー	029709ACT
		19,200	フィラワー	029709T
		17,300	フィラワー	029754
		19,200	フィラワー	029756
		22,800	啓愛	K-AM8-1
足継手	A 制御式 (制限付)	8,200	アドバンフィット	A-2101
		4,250	アドバンフィット	A-2201
		19,000	キャンパスカンジナビア	KDL-J
		7,200	ギャフニー	660
		7,700	ギャフニー	707
		7,700	ギャフニー	710
		10,700	ギャフニー	747
		5,700	ギャフニー	2000
		5,700	ギャフニー	2001
		19,200	フィラワー	020836
		19,200	フィラワー	020840
		7,400	ベッカー	740-L
		7,400	ベッカー	740-M

7,400	ベッカー	740-P
7,400	ベッカー	742-L-75
7,400	ベッカー	742-L-85
7,400	ベッカー	742-M-75
7,400	ベッカー	742-M-85
7,400	ベッカー	742-P-75
7,400	ベッカー	742-P-85
20,900	ベッカー	750-L
20,900	ベッカー	750-M
5,500	ベッカー	760-L
5,500	ベッカー	760-M
5,500	ベッカー	760-P
5,500	ベッカー	760-S
7,100	ベッカー	775-A
7,100	ベッカー	775-C
1,700	ベッカー	775-D
7,100	ベッカー	776-AC
7,100	ベッカー	776-AG
7,100	ベッカー	776-AS
7,100	ベッカー	776-CC
7,100	ベッカー	776-CG
7,100	ベッカー	776-CS
5,300	小原	3A-001
5,100	小原	3A-002
4,950	小原	3A-003
4,950	小原	3A-004
4,400	小原	4A-001
4,200	小原	4A-002
3,950	小原	4A-003
9,800	小原	10A-001
9,800	小原	10A-002
9,600	小原	10A-003
9,600	小原	10A-004
9,300	小原	10A-005
8,700	啓愛	KI-SG-B27
8,500	啓愛	KI-SG-B28
8,400	啓愛	KI-SG-B28-1
8,400	啓愛	KI-SG-B29
7,400	啓愛	KI-SG-B30
6,700	啓愛	K-201-1
6,700	啓愛	K-201-2
7,300	啓愛	K-201-3
7,300	啓愛	K-201-4
5,100	啓愛	K-202-1
4,950	啓愛	K-202-2
4,850	啓愛	K-202-3
4,750	啓愛	K-202-4
4,850	啓愛	K-203-1
4,950	啓愛	K-203-2
4,950	啓愛	K-203-3
6,900	東陽	T-800-1
6,300	東陽	T-800-2
4,500	東陽	T-801-1
4,200	東陽	T-801-2
3,950	東陽	T-801-3
4,400	東陽	T-801-5
20,600	USMC	A22-400-0000
20,600	USMC	A22-400-0001
17,000	FLAP技研	F-A-1
25,600	Scott orthotic Labs	MAJ-100A
16,300	オルソ	DJ-1A
16,300	オルソ	DJ-1B
21,600	フィラワー	20894

B 制御式 (補助付)

1 一方向

6,800	ベッカー	775-HD-A
6,800	ベッカー	775-HD-C
5,000	啓愛	KI-203-1
4,900	啓愛	KI-203-2
4,900	啓愛	KI-203-3

14,600	トイフェル	20480-15
14,600	トイフェル	20480-16
14,600	トイフェル	20480-17
14,600	トイフェル	20480-18
14,600	トイフェル	20480-19
14,600	トイフェル	20480-20
9,200	トイフェル	20482
5,900	小原	5A-001
5,500	小原	5A-002
5,400	小原	5A-003
5,000	小原	6A-001
4,700	小原	6A-002
4,500	小原	6A-003
7,700	啓愛	K-207-1
7,500	啓愛	K-207-2
8,200	啓愛	K-207-3
6,100	啓愛	K-208-1
6,000	啓愛	K-208-2
5,900	啓愛	K-208-3
6,000	啓愛	K-209-1
5,600	啓愛	K-209-2
5,000	啓愛	K-209-3
6,800	東陽	T-806-1
6,200	東陽	T-806-2
6,300	東陽	T-807-1
6,100	東陽	T-807-2
5,800	東陽	T-807-3
6,200	啓愛	KI-209-1
5,750	啓愛	KI-209-2
5,150	啓愛	KI-209-3
49,500	川村義肢	09-SIZE
46,200	川村義肢	978-L/R

2 二方向

6,800	小原	7A-001
6,600	小原	7A-002
6,300	小原	7A-003
5,900	小原	8A-001
5,700	小原	8A-002
5,500	小原	8A-003
8,800	啓愛	K-213-1
8,700	啓愛	K-213-2
9,500	啓愛	K-213-3
7,200	啓愛	K-214-1
7,100	啓愛	K-214-2
7,800	啓愛	K-214-3
6,000	啓愛	K-215-1
6,000	啓愛	K-215-2
5,600	啓愛	K-215-3
11,800	啓愛	K-500-1S
11,800	啓愛	K-500-2S~K-500-3S
10,200	啓愛	K-501-1
10,200	啓愛	K-501-2~K-501-3
10,200	啓愛	K-502-1
10,200	啓愛	K-502-2~K-502-3
7,200	東陽	T-811-1
6,150	啓愛	KI-215-1

		6,150	啓愛	KI-215-2
		5,750	啓愛	KI-215-3
	C 遊動式			
		2,700	ベッカー	755
		1,500	ベッカー	795
		10,200	啓愛	KI-H-027-1
		7,400	啓愛	KI-H-027-2
あふみ	A 制御式 (制限付)			
	1 足板なし			
		1,550	啓愛	K-206-0
		1,550	啓愛	K-206-1
		1,550	啓愛	K-206-2
		1,550	啓愛	K-206-3
		1,550	啓愛	K-206-4
		2,000	啓愛	K-206-PP
		580	東陽	T-805-1
		580	東陽	T-805-2
		580	東陽	T-805-3
		580	東陽	T-805-4
		3,700	啓愛	KI-206-PP-Ti
		4,650	啓愛	KI-221-1
		4,550	啓愛	KI-221-2
		4,450	啓愛	KI-221-3
		4,350	啓愛	KI-221-4
		4,250	啓愛	KI-221-5
		4,050	啓愛	KI-221-6
	2 足板付			
		1,400	小原	9A-011
		1,400	小原	9A-012
		1,400	小原	9A-013
		1,300	啓愛	K-205-1
		1,300	啓愛	K-205-2
		1,300	啓愛	K-205-3
		1,100	啓愛	K-205-4
		1,100	啓愛	K-205-5
		1,100	啓愛	K-205-6
		2,450	啓愛	K-205-A-1
		2,450	啓愛	K-205-A-2
		2,450	啓愛	K-205-B-1
		2,450	啓愛	K-205-B-2
		2,450	啓愛	K-205-C-1
		2,450	啓愛	K-205-C-2
		1,200	東陽	T-804-1
		1,200	東陽	T-804-2
		1,200	東陽	T-804-3
		1,200	東陽	T-804-4
		1,200	東陽	T-804-5
		1,200	東陽	T-804-6
		2,050	東陽	T-814-1
		2,050	東陽	T-814-2
		5,600	啓愛	KI-221-A-1
		5,600	啓愛	KI-221-A-2
		5,600	啓愛	KI-221-B-1
		5,600	啓愛	KI-221-B-2
		5,600	啓愛	KI-221-C-1
		5,600	啓愛	KI-221-C-2
	B 制御式 (補助付)			
	1 一方向			
		1,550	啓愛	K-212-0
		1,550	啓愛	K-212-1
		1,550	啓愛	K-212-2
		1,550	啓愛	K-212-3
		1,950	啓愛	K-212-PP

2 足板付一方向

560	東陽	T-810-1
560	東陽	T-810-2
560	東陽	T-810-3
560	東陽	T-810-4
3,700	啓愛	KI-212-PP-Ti
4,650	啓愛	KI-222-1
4,550	啓愛	KI-222-2
4,450	啓愛	KI-222-3
4,350	啓愛	KI-222-4
4,250	啓愛	KI-222-5
4,050	啓愛	KI-222-6

1,500	小原	9A-021
1,500	小原	9A-022
1,500	小原	9A-023
1,500	小原	9A-024
1,500	小原	9A-025
1,500	小原	9A-026
1,350	啓愛	K-211-1
1,300	啓愛	K-211-2
1,300	啓愛	K-211-3
1,150	啓愛	K-211-4
1,100	啓愛	K-211-5
1,100	啓愛	K-211-6
2,450	啓愛	K-211-A-1
2,450	啓愛	K-211-A-2
2,450	啓愛	K-211-B-1
2,450	啓愛	K-211-B-2
2,450	啓愛	K-211-C-1
2,450	啓愛	K-211-C-2
1,200	東陽	T-809-1
1,200	東陽	T-809-2
1,200	東陽	T-809-3
1,200	東陽	T-809-4
1,200	東陽	T-809-5
1,200	東陽	T-809-7
1,950	東陽	T-815-1
1,950	東陽	T-815-2
5,600	啓愛	KI-222-A-1
5,600	啓愛	KI-222-A-2
5,600	啓愛	KI-222-B-1
5,600	啓愛	KI-222-B-2
5,600	啓愛	KI-222-C-1
5,600	啓愛	KI-222-C-2

3 二方向

1,550	啓愛	K-218-1
1,550	啓愛	K-218-2
1,550	啓愛	K-218-3
2,500	啓愛	K-218-PP
560	東陽	T-813-1
560	東陽	T-813-2
3,700	啓愛	KI-218-PP-Ti

4 足板付二方向

1,500	小原	9A-031
1,500	小原	9A-032
1,500	小原	9A-033
1,350	啓愛	K-217-1
1,350	啓愛	K-217-2
1,350	啓愛	K-217-3
1,150	啓愛	K-217-4
1,100	啓愛	K-217-5
1,050	啓愛	K-217-6
1,200	東陽	T-812-1

C 歩行あぶみ		1,200	東陽	T-812-2	
		1,200	東陽	T-812-3	
		4,650	啓愛	KI-223-1	
		4,550	啓愛	KI-223-2	
		4,450	啓愛	KI-223-3	
		4,350	啓愛	KI-223-4	
		4,250	啓愛	KI-223-5	
		4,050	啓愛	KI-223-6	
		5,600	啓愛	KI-223-A-1	
		5,600	啓愛	KI-223-A-2	
		5,600	啓愛	KI-223-B-1	
		5,600	啓愛	KI-223-B-2	
		5,600	啓愛	KI-223-C-1	
		5,600	啓愛	KI-223-C-2	
		19,900	アドバンフィット	A-6000	
		18,400	サカモト	A-1-1	
		7,000	小原	11A-201	
		7,000	小原	11A-202	
		7,000	小原	11A-203	
		9,600	啓愛	KI-D-301	
		4,800	啓愛	KI-D-301-1	
		6,900	啓愛	KI-D-301-2	
		8,600	啓愛	KI-SG-B31	
		7,300	啓愛	KI-SG-B32	
		7,300	啓愛	KI-SG-B33	
		7,300	啓愛	KI-SG-B34	
		7,300	啓愛	KI-SG-B35	
		4,400	啓愛	KI-SG-B36	
		4,100	啓愛	KI-SG-B37	
		4,100	啓愛	KI-SG-B38	
		4,100	啓愛	KI-SG-B39	
		4,100	啓愛	KI-SG-B40	
		1,150	川村義肢	692101-SIZE	
		2,700	川村義肢	692102-SIZE	
その他	あぶみゴム	680	小原	11A-301	
		680	小原	11A-302	
		680	小原	11A-303	
		340	啓愛	KI-SG-B58	
		340	啓愛	KI-SG-B59	
		340	啓愛	KI-SG-B60	
		440	啓愛	KI-D-301-3	
	タインバックル	9,100	小原	80F-200	
		3,900	啓愛	KI-N-010-L	
		3,500	啓愛	KI-N-010-S	
		3,500	啓愛	KI-N-010-SS	
		4,600	今仙	M5410	
		26,800	今仙	M5600	
	標準靴	41,300	今仙	M5610-A	
		20,200			
	装具用制御装置	28,400	啓愛	KI-18-1000	
	デニスブラ	9,100	フィラワー	4301	
		7,500	フィラワー	4303	
		6,700	啓愛	KI-N-001	

		ウ				
		足板		800 800	啓愛 啓愛	KC-1 KC-2
上肢装具	肩継手			19,700 19,700 30,200 30,200 30,200 30,200 68,900	アドバンフィット アドバンフィット アドバンフィット アドバンフィット アドバンフィット アドバンフィット サカモト	A-3201 A-3301 A-3501 A-3503 A-3505 A-3507 C-1-1
		肘継手		8,500	アドバンフィット	A-3401
	把持装具	用部品	フレクサーヒンジ	47,400		
			B. F. O	119,500	ハニーインターナショナル	PSB-300
		指装具用部品		36,500	ハニーインターナショナル	PSB-301
				58,200	ハニーインターナショナル	PSB-302
				79,400	啓愛	KI-BFO-1
	指装具用部品			14,900	タガワ	TM-1
				19,900	タガワ	TM-1-3
				14,900	タガワ	TM-2
				19,900	タガワ	TM-2-3
				18,500	タガワ	TM-3
				16,300	タガワ	TM-3-R, L
				18,500	タガワ	TM-4
				14,800	京セラ	MK-1
体幹装具	斜頸枕	用部品		23,500		
	ミルウォーキー	ネッキング		15,500	小原	57D-010
				12,200	啓愛	KI-N-005A-4
	前方支柱			5,700	小原	57D-021
				5,000	啓愛	KI-N-005A-1
	後方支柱			6,700	小原	57D-031
				8,600	小原	57D-032
				8,100	啓愛	KI-N-005A-2
	アウト	リガー		820	小原	57D-041
				920	啓愛	KI-N-005A-3
	蝶番	A 二重式 B 一重式		3,350	小原	57D-051
				3,350	啓愛	KI-N-005A-5
	前方支柱	固定金具		750	小原	57D-061
				830	啓愛	KI-N-005A-6

(注)

- 1 下肢装具の膝継手Fダイヤルロックについては、下肢装具の製作要素価格のCその他の加算要素のダイヤルロックは加算できないこと。
- 2 使用部品欄の「企業名 番号～番号」で範囲表示したものについては、各部品の同一価格のものであること。

4 座位保持装置

名称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
支持部	頭部	28,100	アシスト ASS-HG-001	
		21,700	有菌 TYA-00-5	
		17,500	西川 3000	
		42,600	AEL 18085	
		23,100	R82A/S 89613-1	
		19,200	有菌 AH-01	
	体幹部	52,500	アシスト ASS-HG-002	
		40,900	ジェイ 1913~1918	
		66,000	ジェイ 2314~2319	
		72,600	ジェイ 2320	
		56,000	ジェイ 2514K~2519K	
		63,400	ジェイ 2514TK~2519TK	
		63,400	ジェイ 2520K	
		66,000	ジェイ 2520TK	
		50,700	ジェイ 3500B	
		50,700	ジェイ 3502B	
		50,700	ジェイ 3505B	
		79,300	西川 0001	
		79,300	西川 0003	
		31,800	A E L E-1302/14	
		31,800	A E L E-1302/40	
		31,800	A E L E-1302/44	
		68,700	A E L E-1143/14W	
		68,700	A E L E-1143/40W	
		68,700	A E L E-1143/44W	
		53,600	Cascade Designs VAR47500	
		53,600	Cascade Designs VAR47501	
		53,600	Cascade Designs VAR47502	
		53,600	Cascade Designs VAR47503	
		53,600	Cascade Designs VAR47504	
		58,200	Cascade Designs VAR47510	
		58,200	Cascade Designs VAR47511	
		58,200	Cascade Designs VAR47512	
		58,200	Cascade Designs VAR47513	
		58,200	Cascade Designs VAR47514	
	骨盤・大腿部	52,500	アシスト ASS-HG-003	
		22,700	ジェイ 200	
		22,700	ジェイ 201	
		26,100	ジェイ 202	
		22,700	ジェイ 203	
		22,700	ジェイ 205	
		22,700	ジェイ 206	
		22,700	ジェイ 207	
		42,600	ジェイ 700	
		42,600	ジェイ 701	
		42,600	ジェイ 705	
		42,600	ジェイ 706	
		46,500	ジェイ 709	
		49,600	ジェイ 944	
		49,600	ジェイ 946	
		49,600	ジェイ 955	
		49,600	ジェイ 956	
		56,000	ジェイ 960	
		49,600	ジェイ 966	
		49,600	ジェイ 967	
		49,600	ジェイ 968	

49,600	ジェイ	976
49,600	ジェイ	977
56,000	ジェイ	980
49,600	ジェイ	986
49,600	ジェイ	988
58,100	ジェイ	1100N
58,100	ジェイ	1105N
58,100	ジェイ	1110N
58,100	ジェイ	1111N
58,100	ジェイ	1115N
48,600	ジェイ	1208
45,400	ジェイ	1266
45,400	ジェイ	1268
45,400	ジェイ	1286
45,400	ジェイ	1288
54,900	ジェイ	2100
54,900	ジェイ	2101
66,000	ジェイ	2102
61,200	ジェイ	2103
68,700	ジェイ	2104
54,900	ジェイ	2105
54,900	ジェイ	2106
61,200	ジェイ	2107
54,900	ジェイ	2108
22,700	ジェイ	2200
22,700	ジェイ	2201
26,100	ジェイ	2202
22,700	ジェイ	2203
22,700	ジェイ	2205
22,700	ジェイ	2206
42,600	ジェイ	3100B
42,600	ジェイ	3101B
42,600	ジェイ	3105B
42,600	ジェイ	3106B
46,500	ジェイ	3109B
79,300	西川	0000
79,300	西川	0002
28,800	AEL	A-1/255
28,800	AEL	B-1/280
28,800	AEL	Z-1/14
87,800	AEL	HSB/14W
87,800	AEL	HSB/40W
87,800	AEL	HSB/44W
44,400	Cascade Designs	VAR72410
53,600	Cascade Designs	VAR72422
44,400	Cascade Designs	VAR74410
53,600	Cascade Designs	VAR74422
44,400	Cascade Designs	VAR74610
53,600	Cascade Designs	VAR74622
44,400	Cascade Designs	VAR76610
53,600	Cascade Designs	VAR76622
44,400	Cascade Designs	VAR76810
53,600	Cascade Designs	VAR76822
44,400	Cascade Designs	VAR78610
53,600	Cascade Designs	VAR78622
44,400	Cascade Designs	VAR78810
53,600	Cascade Designs	VAR78822
51,500	INVACARE	IFCFG
58,100	INVACARE	IFCFG-B

		51,500	INVACARE	IFCVF	
		58,100	INVACARE	IFCVF-B	
		64,100	サンライズメディカル	2466	
		64,100	サンライズメディカル	2468	
		64,100	サンライズメディカル	2475	
		64,100	サンライズメディカル	2477	
		64,100	サンライズメディカル	2486	
		64,100	サンライズメディカル	2488	
	足部	21,700	有菌	TYA-00-6	
		14,100	HIGE	AS01-L	
支持部ベース	体幹部	13,800	HIGE	AS01-M	
		13,500	HIGE	AS01-S	
		13,200	HIGE	AS01-SS	
		42,600	R82A/S	89144-0	
		42,600	R82A/S	89144-00	
		26,700	川村義肢	HLC-1990-SIZE	
		62,300	ジェイ	S600	
		66,800	ジェイ	S602	
		62,300	ジェイ	S603	
		62,300	ジェイ	S605	
		62,300	ジェイ	S607	
		62,300	ジェイ	S610	
		25,000	AEL	1143/PB/14	
		25,000	AEL	1143/PB/40	
		25,000	AEL	1143/PB/44	
	骨盤・大腿部	20,200	AEL	1302/PB/14	
		20,200	AEL	1302/PB/40	
		20,200	AEL	1302/PB/44	
		78,000	INVACARE	IDF10	骨盤一体型、体幹パッド、腰部パッド付き
		26,100	ジェイ	270~272	
		31,800	ジェイ	273	
		6,800	ジェイ	S100	
		6,800	ジェイ	S101	
		11,500	ジェイ	S102~S104	
		6,800	ジェイ	S105	
		6,800	ジェイ	S106	
		11,500	ジェイ	S107	
		6,800	ジェイ	S108	
		6,800	ジェイ	S110	
		6,800	ジェイ	S111	
		6,800	ジェイ	S115	
		7,400	ジェイ	S2100	
		7,400	ジェイ	S2101	
		11,400	ジェイ	S2102	
		11,400	ジェイ	S2103	
		11,400	ジェイ	S2104	
		7,400	ジェイ	S2105	
		7,400	ジェイ	S2106	
		11,400	ジェイ	S2107	
		7,400	ジェイ	S2108	
		9,800	AEL	ZPB/14	
		9,800	AEL	ZPB/40	
		9,800	AEL	ZPB/44	
	体幹部、骨盤・大腿部供用型	22,200	西川	2030	
		23,300	西川	2035	
		24,500	西川	2040	

		25,700	西川	2045	
		35,000	西川	2050	
	体幹部、骨盤・大腿部一体型	57,800	有菌	TYA-AB-2	
		66,000	有菌	TYA-CD-2	
		67,700	R82A/S	89620-2	
		77,500	R82A/S	89620-3	
		85,500	R82A/S	89620-4	
		72,600	R82A/S	89620-6	
		90,700	R82A/S	89710-2	
		107,200	R82A/S	89710-3	
		120,300	R82A/S	89710-4	
		56,800	川村義肢	HLC-1987-SIZE	
		62,700	川村義肢	HLC-1988-SIZE	
支持部調整用部品	体幹部	7,300	ジェイ	685	
		8,900	ジェイ	686	
		4,450	ジェイ	B687	
		5,100	ジェイ	B688	
		3,750	ジェイ	B689	
		66,000	ジェイ	DI600	
		66,000	ジェイ	DI602	
		66,000	ジェイ	DI605	
		66,000	ジェイ	DI610	
		11,200	ジェイ	FD500	
		39,800	ジェイ	NI600	
		42,200	ジェイ	NI602	
		39,800	ジェイ	NI605	
		39,800	ジェイ	NI610	
	骨盤・大腿部	6,400	ジェイ	B113J	
		5,000	ジェイ	B116L	
		5,000	ジェイ	B116R	
		3,500	ジェイ	B118	
		5,700	ジェイ	B118W	
		5,000	ジェイ	B119J	
		5,700	ジェイ	B163	
		3,500	ジェイ	B168	
		6,800	ジェイ	B1113	
		5,700	ジェイ	B1118	
		8,500	ジェイ	B1167	
		5,300	ジェイ	B1171	
		5,300	ジェイ	B1173	
		5,300	ジェイ	B1176	
		4,650	ジェイ	F119	
		3,500	ジェイ	F1119	
		4,000	ジェイ	K1100	
		4,000	ジェイ	K1105	
		4,000	ジェイ	K1110	
		4,000	ジェイ	K1115	
		5,700	INVACARE	RLW	
		18,500	神奈川でく工房	KD-CL-01, KD-CS-01	
身体保持部品	体幹パッド	8,900	ジェイ	672	
		8,900	ジェイ	682	
		8,900	ジェイ	683	
		8,900	ジェイ	684	
		38,600	ジェイ	2560SA	
		38,600	ジェイ	2562SA	
		38,600	ジェイ	2564SA	
		5,000	ジェイ	B560	
		5,000	ジェイ	B561	
		6,400	ジェイ	B562	

	4,300	ジェイ	B564
	1,600	ジェイ	B672W
	1,600	ジェイ	B682W
	11,100	AEL	25135
	11,100	AEL	25145
	11,100	AEL	25235
	11,100	AEL	25246
	43,000	R82A/S	89109-1
	43,000	R82A/S	89109-2
腰部パッド	6,200	ジェイ	150J
	5,700	ジェイ	151J
	6,800	ジェイ	2250
	2,850	ジェイ	B550
	2,850	ジェイ	B551
	2,850	ジェイ	B552
	4,300	ジェイ	B553
	2,050	ジェイ	B2514W
	2,050	ジェイ	B2517W
	2,050	ジェイ	B2520W
内転防止パッド	22,200	AEL	22243
	22,200	AEL	23363
	13,500	R82A/S	89130-1
	13,500	R82A/S	89130-2
	13,500	R82A/S	89130-3
膝パッド	49,900	R82A/S	89660-1
	49,900	R82A/S	89660-2
ベルト部品	1,000	Cascade Designs	VAR80102
	1,000	Cascade Designs	VAR80202
	1,000	Cascade Designs	VAR80302
	9,900	Cascade Designs	VAR83212
	12,900	Cascade Designs	VAR83214
	8,900	Cascade Designs	VAR84212
	11,900	Cascade Designs	VAR84214
	7,000	Cascade Designs	VAR85012
	10,900	Cascade Designs	VAR85014
	7,000	Cascade Designs	VAR85112
	10,900	Cascade Designs	VAR85114
	15,900	Cascade Designs	VAR86015
	15,900	Cascade Designs	VAR86114
	15,900	Cascade Designs	VAR86115
	17,900	Cascade Designs	VAR86214
	17,900	Cascade Designs	VAR86215
	17,900	Cascade Designs	VAR86315
	18,900	Cascade Designs	VAR87214
	18,900	Cascade Designs	VAR87215
	18,900	Cascade Designs	VAR87315
	16,900	Cascade Designs	VAR89000
	16,900	Cascade Designs	VAR89001
	16,900	Cascade Designs	VAR89002
	17,000	R82A/S	89625-0
	17,000	R82A/S	89625-1
	17,000	R82A/S	89625-2
	17,000	R82A/S	89625-3
	17,000	R82A/S	89625-4
	21,700	AES	ATS-CL-H
	21,700	AES	ATS-CL-S
	21,700	AES	ATS-CO-H
	21,700	AES	ATS-CO-S
	18,200	THERAFIN	4P-3188

		20,400	ボディポイント	FT202SR	
		20,400	ボディポイント	FT203SR	
		21,000	ボディポイント	FT204SR	
		18,200	ボディポイント	FT205SR	
		19,100	ボディポイント	FT206SR	
		7,800	ボディポイント	HB201	
		8,900	ボディポイント	HB202	
		7,200	ボディポイント	HB203	
		9,500	ボディポイント	HB204	
		14,800	ボディポイント	HB403	
		15,300	ボディポイント	HB404	
		11,400	ボディポイント	HB504	
		12,500	ボディポイント	HB505	
		13,600	ボディポイント	HB506	
		10,900	ボディポイント	HB508	
		18,200	ボディポイント	HB511	
		19,300	ボディポイント	HB512	
		10,500	ボディポイント	HB602	
		10,800	ボディポイント	HB603	
		11,100	ボディポイント	HB604	
		17,000	ボディポイント	SH201	
		18,200	ボディポイント	SH202	
		18,700	ボディポイント	SH203	
		18,700	ボディポイント	SH204	
		17,000	ボディポイント	SH211	
		18,200	ボディポイント	SH212	
		18,700	ボディポイント	SH213	
構造 フレーム	屋内用	94,400	きさく	PCR2-LL	
		93,200	きさく	PCR2-L	
		92,000	きさく	PCR2-M	
		88,300	きさく	PCR2-S	
		82,300	であい	SF-H350	
		82,300	であい	SF-L350	
		82,300	であい	SF-L400	
		22,400	有菌	TYA-AB-8	
		23,900	有菌	TYA-CD-8	
		102,900	桧木つくし工房	CAT-L	
		105,400	桧木つくし工房	CAT-LL	
		96,900	桧木つくし工房	CAT-M	
		94,400	桧木つくし工房	CAT-S	
		69,800	HIGE	HAL-1	
		71,000	HIGE	HAL-2	
		39,800	HIGE	HAL-6	
		86,500	HIGE	TE01-L	
		82,900	HIGE	TE01-M	
		82,300	HIGE	TE01-S	
		81,700	HIGE	TE01-SS	
		54,900	R82A/S	89028	
		113,700	R82A/S	89505	
		44,100	TAKU	TA-002	
		77,900	川村義肢	9036-SIZE	
		51,900	川村義肢	9037-SIZE	
		80,100	川村義肢	HLC-1981	
		129,200	川村義肢	HLC-1982	
	屋外用	101,600	きさく	PW2-LL	
		100,400	きさく	PW2-L	
		99,200	きさく	PW2-M	
		95,600	きさく	PW2-S	
		136,900	有菌	MP1	

		86,200	有菌	TYA-AB-1	
		94,400	有菌	TYA-CD-1	
		137,300	栃木つくし工房	CAR-L	
		138,500	栃木つくし工房	CAR-LL	
		135,000	栃木つくし工房	CAR-M	
		133,800	栃木つくし工房	CAR-S	
		217,800	anan	AN-2000	
継手部品	頸部継手	8,500	きさく	NJ2	
		21,600	であい	NA-001	
		21,600	であい	NA-002	
		27,700	パシフィック	PCJ-01	
		13,800	栃木つくし工房	1CHO-B	
		15,600	栃木つくし工房	1CHO-BA	
		13,500	栃木つくし工房	1CHS-B	
		14,200	栃木つくし工房	1CHS-BA	
		25,800	栃木つくし工房	3CHO-B	
		26,700	栃木つくし工房	3CHO-BA	
		24,600	栃木つくし工房	3CHS-B	
		25,300	栃木つくし工房	3CHS-BA	
		39,900	AEL	18140	
		27,700	HIGE	3D-H-01	
		4,050	HIGE	3D-H-02	
		12,400	R82A/S	81483	
		31,200	TAKU	TH-001	
		45,700	TAKU	TH-002	
	腰部継手	9,400	西川	2100	
		54,200	西川	2503	
		17,000	TAKU	TA-001	
		25,000	TAKU	TA-003	
その他	A アームレスト用	9,400	TAKU	AMA200	
		11,600	TAKU	AMB200	
		35,500	TAKU	AMC100	
		22,700	神奈川でく工房	KD-AA-01	
		25,600	神奈川でく工房	KD-AC-01	
		17,000	神奈川でく工房	KD-AS-01	
	B 下肢用	22,700	TAKU	FTA001	
		31,200	TAKU	FTB001	
	C ティルト用	46,200	TAKU	TT-002	
		8,500	神奈川でく工房	KD-LS-01	
固定金具部品		47,700	西川	2511	
		65,800	西川	2522	
		2,800	AEL	1005N	
		2,650	AEL	1006N	
		43,600	AEL	14322	
		43,600	AEL	14342	
		9,800	AEL	15191	
		8,900	AEL	15325	
		8,900	AEL	15326	
		29,700	AEL	15715	
		29,700	AEL	15720	
		29,700	AEL	15730	
		32,200	AEL	15757	
		32,200	AEL	15758	
		11,300	AEL	80261	
		11,300	AEL	80262	
		11,300	AEL	80263	

42,200	AEL	80442
2,000	AEL	#11160
4,700	AEL	#11162
2,800	AEL	#11166
4,700	AEL	#11172
4,700	AEL	#11182
19,900	AEL	#15120
12,100	AEL	#15224
12,100	AEL	#15225
12,100	AEL	#15226
12,100	AEL	#15228
12,100	AEL	#15234
12,100	AEL	#15235
12,100	AEL	#15236
12,100	AEL	#15238
12,100	AEL	#15324
12,100	AEL	#15325
12,100	AEL	#15326
12,100	AEL	#15334
12,100	AEL	#15335
12,100	AEL	#15336
12,800	AEL	#15820
12,800	AEL	#15821
12,800	AEL	#15822
12,800	AEL	#15823
12,800	AEL	#15824
12,800	AEL	#15825
12,800	AEL	#15826
12,800	AEL	#15827
12,800	AEL	#15828
12,800	AEL	#15829
12,800	AEL	#15830
12,800	AEL	#15831
12,800	AEL	#15832
12,800	AEL	#15833
12,800	AEL	#15834
12,800	AEL	#15835
12,800	AEL	#15836
12,800	AEL	#15837
12,800	AEL	#15838
12,800	AEL	#15839
12,800	AEL	#15843
12,800	AEL	#15845
12,800	AEL	#15920
12,800	AEL	#15921
12,800	AEL	#15922
12,800	AEL	#15923
12,800	AEL	#15928
12,800	AEL	#15929
12,800	AEL	#15930
12,800	AEL	#15931
12,800	AEL	#15932
12,800	AEL	#15933
12,800	AEL	#15938
12,800	AEL	#15939
5,700	AEL	#80010
1,800	AEL	#80122
1,800	AEL	#80124
1,800	AEL	#80126

2,800	AEL	#80136
1,800	AEL	#80138
30,000	AEL	#80444
11,400	AEL	#80505
11,400	AEL	#80507
11,400	AEL	#80509
11,400	AEL	#80511
11,400	AEL	#80513
11,400	AEL	#80515
11,400	AEL	#80517
11,400	AEL	#80605
11,400	AEL	#80607
11,400	AEL	#80609
11,400	AEL	#80611
11,400	AEL	#80613
11,400	AEL	#80615
11,400	AEL	#80617
1,700	AEL	#81100
1,800	AEL	#81163
1,800	AEL	#81166
1,800	AEL	#81168
1,800	AEL	#81172
1,800	AEL	#81174
1,800	AEL	#81176
1,800	AEL	#81178
1,800	AEL	#81182
1,800	AEL	#81184
1,800	AEL	#81186
1,800	AEL	#81188
2,000	AEL	#81202
5,500	AEL	#81205
2,000	AEL	#81282
1,800	AEL	#81301
1,800	AEL	#81461
2,100	AEL	#81462
4,700	AEL	#81463
3,100	AEL	#81465
3,600	AEL	#81469
1,800	AEL	#81471
2,100	AEL	#81472
4,700	AEL	#81473
3,100	AEL	#81475
3,600	AEL	#81479
1,800	AEL	#81481
2,100	AEL	#81482
4,700	AEL	#81483
3,100	AEL	#81485
3,600	AEL	#81489
2,300	AEL	#81561
2,400	AEL	#81562
2,300	AEL	#81571
2,400	AEL	#81572
2,300	AEL	#81581
2,400	AEL	#81582
4,100	AEL	#81700
3,300	AEL	#81706
4,100	AEL	#81780
3,300	AEL	#81786
2,100	AEL	#81806

		2,100	AEL	#81808	
		1,700	AEL	#81810	
		1,700	AEL	#81820	
		4,350	AEL	F-1143/80	
		4,350	AEL	F-1143/81	
		1,700	AEL	R-450	
		1,700	AEL	R-500	
		4,250	AEL	TCM	
		3,200	AEL	Z-1016	
		3,200	AEL	Z-1017	
		3,200	AEL	Z-1018	
		2,800	HIGE	HAL-3	
		3,100	HIGE	HAL-4	
		3,600	HIGE	HAL-5	
		850	THERAFIN	32607B	
		1,550	THERAFIN	32611B	
		6,550	THERAFIN	32827B	
		1,400	THERAFIN	90-AB	
		8,000	THERAFIN	AH-CB	
		1,400	THERAFIN	AJ-H	
		1,150	THERAFIN	DR-H	
		16,600	THERAFIN	EZ-CL	
		4,850	THERAFIN	M-323	
		4,550	THERAFIN	ST-UB	
		20,600	THERAFIN	TD-CL	
		2,050	THERAFIN	URB	
		22,000	川村義肢	9048	
		37,900	川村義肢	KM-001	
その他	カットアウトテーブル	8,500	であい	ST-W60D50	
		8,500	であい	ST-W70D55	
		36,900	R82A/S	89220-2	
		36,900	R82A/S	89220-3	
		36,900	R82A/S	89220-4	
		18,700	TAKU	TT-001	
		17,000	川村義肢	HLC-1986	
	アームレスト	30,800	R82A/S	89611	
		30,800	R82A/S	89612	
		21,300	有菌	AA-01	
		34,500	川村義肢	HLC-1989	
	支持部カバー	16,000	有菌	TYA-AB-3	
		18,900	有菌	TYA-CD-3	
		36,300	R82A/S	89640-2	
		36,300	R82A/S	89640-3	
		36,300	R82A/S	89640-4	
		36,300	R82A/S	89640-6	
		36,300	R82A/S	89744-2	
		36,300	R82A/S	89744-3	
		36,300	R82A/S	89744-4	
(注)					
義肢装具の完成用部品を使用する場合は、殻構造義肢、装具の完成用部品を加えることができること。					

別表 3 修理基準

(1) 義肢 — 殻構造義肢

修 理 項 目	価 格
ア ソケットの交換	2の(1)のイの採型区分ごとの基本価格又は複製価格にソケットの価格を加算した額をもって修理価格とすること。
イ ソフトインサートの交換	2の(1)のイの採型区分ごとのソケットの交換により付随する価格又は単独の場合の価格をもって修理価格とすること。
ウ 支持部の交換	交換した支持部の価格をもって修理価格とすること。
エ 義手用ハーネス及び義足懸垂用部品の交換	交換した義手用ハーネス及び義足懸垂用部品の価格をもって修理価格とすること。
オ 外装の交換	交換した外装の価格をもって修理価格とすること。
カ 完成用部品の交換	3の(1)のカに掲げる基本価格に、2の(1)のオに掲げる額を加算した額をもって修理価格とすること。
キ ソケットの調整	断端の変化に対しソケットを調整した場合に6,500円をもって修理価格とすること。
(注) 1 ア又はウの修理で完成用部品を必要とする場合は、2の(1)のオに掲げる額を加算することができること。 2 ア、ウ及びカの修理について、他の修理を必要とする場合は、当該他の修理価格を加算することができること。	

ア ソケットの交換
(ア) 基本価格及び複製価格

名 称	採型区分	型 式	価 格 円		備 考
			基本価格	複製価格	
義 手 用	A-1	装 飾 用	35,400	22,100	肩甲胸郭間切断用は、12,100円増しとすること。
		作 業 用	35,400	22,100	
		能 動 式	45,500	30,100	
	A-2	装 飾 用	37,700	25,100	吸着式は、23,900円増しとすること。
		作 業 用	37,700	25,100	
		能 動 式	43,300	28,100	
		筋電電動式	74,600	45,300	
	A-3	装 飾 用	35,500	22,800	吸着式は、23,900円増しとすること。
		作 業 用	35,500	22,800	
		能 動 式	40,100	25,900	
		筋電電動式	74,700	45,300	
	A-4	装 飾 用	36,600	20,300	頤上支持式は、12,000円増しとすること。 スプリット式は、17,900円増しとすること。
		作 業 用	36,600	20,300	
		能 動 式	38,000	22,400	
		筋電電動式	73,700	45,300	
義 足 用	B-1	受 皿 式	82,100	55,800	片側骨盤切断用は、16,300円増しとすること。
		カナディアン式	82,100	55,800	
	B-2	差 込 式	52,200	38,900	短断端切断用キップシャフトは、46,300円増しとすること。 I R Cソケットは、50,200円増しとすること。
		ライナー式	91,800	61,900	
		吸 着 式	131,500	63,000	
	B-3	差 込 式	52,200	37,800	
		ライナー式	70,200	55,900	
		吸 着 式	109,900	57,000	
	B-4	差 込 式	40,200	34,400	大腿支柱付きは、22,000円増しとすること。
		P T B 式	60,700	37,400	
		P T S 式	74,500	45,300	
		K B M 式	76,900	45,300	

(注)

- 1 基本価格は、採寸又は採型と仮歩行を含む場合の価格であり、複製価格は、使用中の義肢からソケットを復元

し、仮歩行を含む場合の価格であること。

2 顆上支持式は、ミンスタータイプ及びノースウェスタンタイプとすること。

3 ソフトインサートのシリコン又は完成用部品のライナーを使用して仮合わせ専用のチェックソケットを用いる場合の基本価格に限り、40,900円加算できること。

(イ) ソケットの価格

名 称	採型区分	使 用 材 料	価 格 円	備 考
義 手 用	A-1	アルミニウム、セルロイド	10,000	
		皮 革	8,150	
		熱硬化性樹脂	18,300	
		熱可塑性樹脂	4,650	
	A-2	アルミニウム、セルロイド	8,850	
		皮 革	10,700	
		熱硬化性樹脂	12,600	
		熱可塑性樹脂	6,050	
	A-3	アルミニウム、セルロイド	8,850	
		皮 革	11,600	
		熱硬化性樹脂	12,600	
		熱可塑性樹脂	4,300	
義 足 用	A-4	アルミニウム、セルロイド	7,800	
		皮 革	10,600	
		熱硬化性樹脂	12,300	
		熱可塑性樹脂	4,250	
	B-1	アルミニウム、セルロイド	19,800	
		熱硬化性樹脂	32,400	
		熱可塑性樹脂	13,600	
	B-2	木 製	44,100	エアクションソケットは、13,900円増しとすること。 二重式ソケットは、内ソケットの使用材料の価格を加算することができること。 主たる積層材にカーボンストッキネットを用い樹脂注型を行う場合は、15,300円増しとすること。
		アルミニウム、セルロイド	13,100	
		皮 革	17,300	
		熱硬化性樹脂	25,100	
	B-3	熱可塑性樹脂	14,800	
		アルミニウム、セルロイド	13,400	エアクションソケットは、13,900円増しとすること。 二重式ソケットは、内ソケットの使用材料の価格を加算することができること。 主たる積層材にカーボンストッキネットを用
		皮 革	22,300	
		熱硬化性樹脂	37,200	
		熱可塑性樹脂	16,800	

				い樹脂注型を行う場合は、15,000円増しとすること。
B-4	アルミニウム、セルロイド 皮 革 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	10,500 15,700 22,700 11,900		エアクッションソケットは、12,700円増しとすること。 二重式ソケットは、内ソケットの使用材料の価格を加算することができること。 主たる積層材にカーボンストッキネットを用い樹脂注型を行う場合は、 <u>5,950円</u> 増しとすること。

イ ソフトインサートの交換

名 称	採型区分	使 用 材 料	価 格 円		備 考
			ソケット 交換に付随 する 場 合	単独の場合	
義 手 用	A-1	皮 革	4,000	10,500	
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,100	14,100	
		皮革・軟性発泡樹脂	6,900	17,300	
	A-2	皮 革	3,550	9,500	
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,000	13,600	
		皮革・軟性発泡樹脂	6,650	15,000	
	A-3	皮 革	3,550	9,500	
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,000	13,300	
		皮革・軟性発泡樹脂	6,650	15,000	
	A-4	皮 革	3,450	8,700	
		軟 性 発 泡 樹 脂	3,950	12,500	
		皮革・軟性発泡樹脂	6,400	14,300	
義 足 用	B-1	皮 革	6,000	12,700	
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,550	18,400	
		皮革・軟性発泡樹脂	9,000	21,500	
	B-2	皮 革	4,600	11,500	
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,250	18,400	
		皮革・軟性発泡樹脂	6,000	21,100	
		皮革・フェルト	8,300	14,300	
		シリコーン	37,600	37,600	
	B-3	皮 革	5,200	10,300	
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,350	17,800	
		皮革・軟性発泡樹脂	8,250	21,400	
		皮革・フェルト	9,150	15,200	
		シリコーン	40,500	40,500	
	B-4	皮 革	3,800	9,550	
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,050	14,200	
		皮革・軟性発泡樹脂	6,150	15,500	
		皮革・フェルト	7,150	13,200	
		シリコーン	32,400	32,400	
	B-5	皮 革	4,000	8,700	
		軟 性 発 泡 樹 脂	6,500	14,500	

	皮革・軟性発泡樹脂	7,050	15,600
B-6	皮 革	2,550	7,350
	軟 性 発 泡 樹 脂	2,900	12,800
	皮革・軟性発泡樹脂	5,100	14,300
B-7	皮 革	1,950	6,150
	軟 性 発 泡 樹 脂	2,300	11,600
	皮革・軟性発泡樹脂	3,950	13,100

(注)

- 1 ソケット交換に付随する場合の価格とは、ソケット交換を行う時に付属的にソフトインサートを製作する場合の価格であり、単独の場合の価格とは、ソフトインサート交換のみを行う場合であり、使用中のソフトインサートから陽性モデルを作りソフトインサートを製作する場合の価格であること。
- 2 軟性発泡樹脂とは、PEライト及びスポンジであること。
- 3 ソフトインサートは、骨突起部等に部分的に当てるものではなく、断端の全体を覆うものであること。

ウ 支持部の交換

名 称	型 式	部 位	使 用 材 料	価 格 円	備 考
義 手 用	装 飾 用 能 動 式	肩 部		7,700	
		上 腕 部	アルミニウム、セルロイド 熱硬化性樹脂	6,900 21,300	
		前 腕 部	アルミニウム、セルロイド 熱硬化性樹脂	8,800 17,600	
	作 業 用	上 腕 部		6,900	肩義手用及び上腕義手用に幹部を使用する場合に限ること。
		前 腕 部		8,800	前腕義手用に幹部を使用する場合に限ること。
	筋 電 式 電 動 式	上 腕 部	熱硬化性樹脂	28,500	
		前 腕 部	熱硬化性樹脂	28,500	
義 足 用	常 用	股 部		9,250	
		大 腿 部	木 製	29,000	
			アルミニウム、セルロイド	27,700	
			熱硬化性樹脂	29,000	
		下 腿 部	木 製	28,500	
			アルミニウム、セルロイド 熱硬化性樹脂	25,600 28,500	
		足 部	軟性発泡樹脂	13,000	
	作 業 用	大 腿 部		53,800	股義足用及び大腿義足用に鉄脚を使用する場合に限ること。

	下 腿 部	25,600	下腿義足用に鉄脚を使用する場合に限ること。
(注) 1 支持部の交換を行う場合は、ソケット交換、継手交換、アングルブロック交換、幹部交換、鉄脚交換、高さ修正及び長さ修正等の修理において支持部に手を加えることを余儀なくされる場合に、その修理箇所の支持部を加算することができること。 2 果義足用、足根中足義足用及び足指義足用の場合に限り、足部を加えることができること。 3 義手用及び義足用の支持部そのものが外装となる場合は、支持部に外装を加えることができること。 4 肩義手で、ソケットに続く部分の形状を健側のように整えるため又は上腕部との接続のために修正を行う場合は、8,050円増しとすること。 5 股義足で、ソケットに続く部分の形状を健側のように整えるため又は股継手の土台を積層するために大幅な修正を行う場合は、9,450円増しとすること。 6 熱可塑性樹脂については、セルロイドに準ずること。 7 支持部の長さ及び高さ修正を行う場合は、支持部の修理部位の使用材料の額をもって修理価格とすること。ただし、外装を行う場合は、外装交換の額を加算することができること。 8 ブロック継手交換は、支持部の修理部位の使用材料の額をもって修理価格とすること。ただし、外装を行う場合は、外装交換の額を加算することができること。 9 ソケット交換を行う場合は、取り外す部位の使用材料の額を加算することができること。			

エ 義手用ハーネス及び義足懸垂用部品の交換

区 分	交 換 部 品	基本価格 円	備 考
義 手 用 ハ ー ネ ス	一式交換	4,000	
	美錠締革交換	1,550	
	美錠留革交換	1,600	
	たわみ継手交換	1,500	
	前方支持バンド交換	1,500	
	上腕カフ（三頭筋パッド）	2,850	
義 足 懸 垂 用 部 品	一式交換	4,000	価格は、1本当たりのものであること。 価格は、1か所当たりのものであること。
	肩吊帯交換	3,900	
	義足用股吊帯交換	1,650	
	位置革交換	2,750	
	腰バンド交換	3,100	
	横吊帯交換	3,300	
	美錠締革交換	2,200	
	美錠留革交換	1,950	
	金具部品交換	2,550	
(注)			
1 義手用ハーネス及び義足懸垂用部品の交換の価格は、基本価格に、使用部品ごとに2の(1)のエの(エ)に掲げる額を加算したものとすること。ただし、2の(1)のエの(エ)に掲げられていないものの修理は、基本価格をもって修理価格とすること。			
2 金具部品交換の基本価格は、美錠等金具部品の価格を含むものであること。			
3 軽便式・下腿義足常用普通用の懸垂用膝カフの交換については、PTB膝カフに準じて取り扱うこと。			

オ 外装の交換

名 称	外 装 部 位	使用材料等	価 格 円	備 考
義 手 用	肩 部	皮 革	6,100	
		プラスチック	17,200	
		塗 装	3,600	
	上 腕 部	皮 革	6,600	
		プラスチック	17,200	
		塗 装	3,600	
	前 腕 部	皮 革	6,600	
		プラスチック	13,900	
		塗 装	3,600	
義 足 用	股 部	皮 革	9,050	
		プラスチック	16,600	
		塗 装	4,050	
	大 腿 部	皮 革	7,300	
		プラスチック	16,600	
		塗 装	4,050	
	下 腿 部	皮 革	7,950	
		プラスチック	14,800	
		塗 装	4,050	
	足 部	表 革	6,150	リアルソックスは、完成用部品を加えることができる こと。
		裏 革	5,000	
		塗 装	5,100	
		リアルソックス	1,950	

(注)

足部の表革及び裏革については、木製足部の場合に加算できること。ただし、特に足部の耐久性を高める必要があると認められる場合は、木製足部以外の足部にも表革及び裏革を加算することができること。

カ 完成用部品の交換

(ア) アライメント調整を必要とするもの

名 称	交 換 部 品	基本価格 円	備 考
義 手 用	肩継手部品	14,500	
	肘継手部品	8,650	
	手継手部品	3,300	
義 足 用	股継手部品	16,900	
	膝継手部品	14,600	
	足継手部品	3,300	
	前留金具部品	8,350	
溶 接		8,550	価格は、1 か所当たりのものであること。

(注)

- 1 筋金交換は、右又は左の一侧を1単位とすること。
- 2 ブロック継手交換は、ウの支持部交換に定めるところによるものとする。

(イ) アライメント調整を必要としないもの

名 称	交 換 部 品	基本価格 円	備 考
義 手 用	肩義手部品	4,000	
	肘ブロック継手部品	5,400	
	肘筋金部品	3,050	
	手継手部品	2,950	
	手先具部品	2,450	
	コントロールケーブル部品	2,550	
義 足 用	股継手部品	4,200	
	膝ブロック部品	5,550	
	膝筋金部品	2,450	
	足部部品	2,650	
	作業用スプリング	1,600	
	作業用足部裏ゴム	2,350	
	吸着式バルブ	5,150	
	前留金具部品	3,600	
溶 接		1,750	価格は、1 か所当たりのものであること。

(注)

- 1 本表の部品交換については、ネジ等の交換は適用できないものとする。
- 2 部品交換の基本価格に、外装の額を加算することができないものとする。

(2) 義肢 — 骨格構造義肢

修 理 項 目	価 格
ア ソケットの交換	2の(2)のイの採型区分ごとの基本価格又は複製価格にソケットの価格を加算した額をもって修理価格とすること。
イ ソフトインサートの交換	2の(2)のイの採型区分ごとのソケットの交換により付随する価格又は単独の場合の価格をもって修理価格とすること。
ウ 支持部の交換	交換した支持部の価格をもって修理価格とすること。
エ 義手用ハーネス及び義足懸垂用部品の交換	交換した義手用ハーネス及び義足懸垂用部品の価格をもって修理価格とすること。
オ 外装の交換	交換した外装の価格に、2の(2)のオに掲げる額を加算した額をもって修理価格とすること。
カ 完成用部品の交換	使用部品ごとに2の(2)のオに掲げる額に、2,500円を加算した額をもって修理価格とすること。ただし、ストックネット、吸着バルブ、懸垂ベルト、KBMウェッジ、断端袋、ライナーロックアダプタ、ライナー、ラミネーションポスト、エアコンタクトキット及びエアパイロンポンプの交換の場合には、2の(2)のオに掲げる額をもって修理価格とすること。
キ ソケットの調整	断端の変化に対しソケットを調整した場合に6,500円をもって修理価格とすること。
(注) 1 ア又はウの修理で完成用部品を必要とする場合は、2の(2)のオに掲げる額を加算することができること。 2 ア、ウ又はカの修理について、他の修理を必要とする場合は、当該他の修理価格を加算することができること。 3 外装の交換は、フォームカバーを交換する場合に限ること。	

ア ソケットの交換

(ア) 基本価格及び複製価格

名 称	採型区分	型 式	価 格 円		備 考
			基本価格	複製価格	
義 手 用	A-1	装 飾 用	35,400	22,100	肩甲胸郭間切断用は、12,100円増しとすること。
	A-2	装 飾 用	37,700	25,100	吸着式は、23,900円増しとすること。
	A-3	装 飾 用	36,600	20,300	顎上支持式は、12,000円増しとすること。 スプリット式は、17,900円増しとすること。
義 足 用	B-1	カナディア ン式	82,100	55,800	片側骨盤切断用は、16,300円増しとすること。
	B-2	差 込 式	52,200	38,900	短断端切断用キップシャフトは、46,300円増しとすること。 I R Cソケットは、50,200円増しとすること。
		ライナー式	91,800	61,900	
		吸 着 式	131,500	63,000	
	B-3	差 込 式	52,200	37,800	
		ライナー式	70,200	55,900	
		吸 着 式	109,900	57,000	
	B-4	差 込 式	40,200	34,400	大腿支柱付きは、22,000円増しとすること。
		P T B 式	60,700	37,400	
		P T S 式	74,500	45,300	
		K B M 式	76,900	45,300	
	B-5	差 込 式	42,300	35,900	
		有 窓 式	62,400	39,000	

(注)

- 1 基本価格は、採寸又は採型と仮歩行を含む場合の価格であり、複製価格は使用中の義肢からソケットを復元し、仮歩行を含む価格であること。
- 2 顎上支持式は、ミュンスタータイプ及びノースウェスタンタイプとすること。
- 3 ソフトインサートのシリコーン又は完成用部品のライナーを使用して仮合わせ専用のチェックソケットを用いる場合の基本価格に限り、40,900円加算できること。

(イ) ソケットの価格

名 称	採型区分	使 用 材 料	価 格 円	備 考
義 手 用	A-1	アルミニウム、セルロイド 皮 革 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	10,000 8,150 18,300 4,650	
	A-2	アルミニウム、セルロイド 皮 革 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	8,850 10,700 12,600 6,050	
	A-3	アルミニウム、セルロイド 皮 革 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	7,800 10,600 12,300 4,250	
義 足 用	B-1	アルミニウム、セルロイド 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	19,800 32,400 13,600	
	B-2	木 製 アルミニウム、セルロイド 皮 革 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	44,100 13,100 17,300 25,100 14,800	エアクションソケットは、13,900円増しとすること。 二重式ソケットは、内ソケットの使用材料の価格を加算することができること。 主たる積層材にカーボンストッキネットを用い樹脂注型を行う場合は、15,300円増しとすること。
	B-3	アルミニウム、セルロイド 皮 革 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	13,400 22,300 37,200 16,800	エアクションソケットは、13,900円増しとすること。 二重式ソケットは、内ソケットの使用材料の価格を加算することができること。 主たる積層材にカーボンストッキネットを用い樹脂注型を行う場合は、15,000円増しとすること。
	B-4	アルミニウム、セルロイド 皮 革 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	10,500 15,700 22,700 11,900	エアクションソケットは、12,700円増しとすること。 二重式ソケットは、内ソケットの使用材料の価格を加算することができること。 主たる積層材にカーボンストッキネットを用い樹脂注型を行う場合は、5,950円増しとすること。
	B-5	アルミニウム、セルロイド 皮 革 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	10,900 15,900 21,600 9,350	エアクションソケットは、11,600円増しとすること。 主たる積層材にカーボンストッキネットを用い樹脂注型を行う場合は、8,300円増しとすること。

イ ソフトインサートの交換

名 称	採型区分	使 用 材 料	価 格 円		備 考
			ソケット 交換に付随 する 場合	単独の場合	
義 手 用	A-1	皮 革	4,000	10,500	
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,100	14,100	
		皮革・軟性発泡樹脂	6,900	17,300	
	A-2	皮 革	3,550	9,500	
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,000	13,500	
		皮革・軟性発泡樹脂	6,650	15,000	
	A-3	皮 革	3,450	8,650	
		軟 性 発 泡 樹 脂	3,950	12,500	
		皮革・軟性発泡樹脂	6,400	14,300	
義 足 用	B-1	皮 革	6,000	12,700	
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,550	18,400	
		皮革・軟性発泡樹脂	9,000	21,500	
	B-2	皮 革	4,600	11,500	
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,250	18,400	
		皮革・軟性発泡樹脂	6,000	21,100	
		皮革・フェルト	8,300	14,300	
		シ リ コ ー ン	37,600	37,600	
	B-3	皮 革	5,200	10,300	
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,350	17,800	
		皮革・軟性発泡樹脂	8,250	21,400	
		皮革・フェルト	9,150	15,200	
		シ リ コ ー ン	40,500	40,500	
	B-4	皮 革	3,800	9,550	
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,050	14,200	
		皮革・軟性発泡樹脂	6,150	15,500	
		皮革・フェルト	7,150	13,200	
		シ リ コ ー ン	32,400	32,400	
	B-5	皮 革	4,000	8,700	
		軟 性 発 泡 樹 脂	6,500	14,500	
		皮革・軟性発泡樹脂	7,050	15,600	

(注)

- 1 ソケット交換に付随する場合の価格とは、ソケット交換を行う時に付属的にソフトインサートを製作する場合の価格であり、単独の場合の価格とは、ソフトインサート交換のみ行う場合であり、使用中のソフトインサートから陽性モデルを作りソフトインサートを製作する場合の価格であること。

2 軟性発泡樹脂とは、PEライト及びスポンジであること。

3 ソフトインサートは、骨突起部等に部分的に当てるのではなく、断端の全体を覆うものであること。

ウ 支持部の交換

名 称	価 格 円	備 考
肩 義 手 用	12,400	
上 腕 義 手 用	9,850	
前 腕 義 手 用	9,750	
股 義 足 用	14,800	
大 腿 義 足 用	14,800	
下 腿 義 足 用	9,750	

(注)

- 1 支持部交換は、ソケット交換を行う場合にのみ加算できること。
- 2 肩義手で、ソケットに続く部分の形状を健側のように整えるため又は上腕部との接続のために修正を行う場合は、8,050円増しとすること。
- 3 股義足で、ソケットに続く部分の形状を健側のように整えるため又は股継手の土台を積層するために大幅な修正を行う場合は、9,450円増しとすること。

エ 義手用ハーネス及び義足懸垂用部品の交換

区 分	交 換 部 品	基本価格 円	備 考
義 手 用 ハ ー ネ ス	一式交換	4,000	
	美錠締革交換	1,550	
	美錠留革交換	1,600	
	上腕カフ（三頭筋パッド）	2,850	
義 足 懸 垂 用 部 品	一式交換	4,000	価格は、1本当たりのものであること。
	肩吊帯交換	3,900	
	義足用股吊帯交換	1,650	
	位置革交換	2,750	
	腰バンド交換	3,100	価格は、1か所当たりのものであること。
	横吊帯交換	3,300	
	美錠締革交換	2,200	
	美錠留革交換	1,950	
	金具部品交換	2,550	
(注) 1 義手用ハーネス及び義足懸垂用部品の交換の価格は、基本価格に、使用部品ごとに2の(2)のエの(エ)に掲げる額を加算したものとする。ただし、2の(2)のエの(エ)に掲げられていないものの修理は、基本価格をもって修理価格とすること。 2 金具部品交換の基本価格は、美錠等金具部品の価格を含むものであること。 3 軽便式・下腿義足常用普通用の懸垂用膝カフの交換については、PTB膝カフに準ずること。			

オ 外装の交換

名 称	価 格 円	備 考
肩 義 手 用	9,800	
上 腕 義 手 用	7,750	
前 腕 義 手 用	6,950	
股 義 足 用	24,600	
大 腿 義 足 用	19,700	
膝 義 足 用	17,600	
下 腿 義 足 用	15,500	
(注) 1 フォームカバーの交換を行う場合のみ、加算できること。 2 フットカバー又はリアルソックスを必要とする場合は、2の(2)のオの完成用部品の価格を950 円増しとすること。		

カ 完成用部品の交換

ストッキネット、吸着バルブ、エアパイロンポンプ等の交換及び断端袋の支給（交換を含む。）については、2の(2)のオに掲げる価格をもって修理価格とすること。

(3) 装 具

修 理 項 目			価 格 円	備 考
ア 継手及び支持部の交換			修理項目ごとに2の(3)のエに掲げる価格に、1,050円を加算した額をもって修理価格とすること。	
イ 完成用部品の交換			修理項目ごとに2の(3)のオに掲げる価格をもって修理価格とすること。	
ウ マジックバンドの交換			修理箇所ごとに25mm幅のものは 750円、50mm幅のものは 1,000円とすること。ただし、裏付きの場合には、当該価格を2倍した額を修理価格とすること。	
エ 溶接			修理箇所ごとにアライメントの調整を必要とするものは 8,750円、必要としないものは 1,800円とすること。	
オ その他の交換・修理				
修理 部 位	(ア) 下肢装具	足底革交換又は足底ゴム交換	4,900	
		靴型装具	本底交換	6,950
	足底挿板交換		6,200	踏まず支え等の機能を有し、取外しができる構造のものに限る。
	半張交換		2,900	
	踵交換		1,400	
	積上交換		1,100	
	底張かけ交換		1,700	
	ファスナー交換	2,550		
細革交換	600	革底の場合は、1,150円増しとすること。		
	体幹装具	硬性コルセット	2,600	
筋金交換		1,100		
軟性コルセット				
筋金交換				
(イ) (ア)以外の部位			修理項目ごとに2の(3)のエに掲げる価格とすること。	

(注)

- 1 採型又は採寸を必要とする修理については、2の(3)のウに掲げる価格を加算することができること。
- 2 ア又はオ((イ)に係るものに限る。)の修理で完成用部品を必要とする場合は、2の(3)のオに掲げる価格を加算することができること。
- 3 靴型装具は、右又は左の一侧を1単位とすること。

- 4 完成用部品の交換において、2つ一組の完成用部品を1つ用いる修理の場合は、2の(3)のオに掲げる価格に $1/2$ を乗じて得た額をもって修理価格とすること。ただし、標準靴を除くものとする。

(4) 座位保持装置

修 理 項 目		価 格 円	
ア 支持部の交換		2の(4)のエの(ア)に掲げる価格に、1,050円を加算した額をもって修理価格とすること。	
イ 支持部の調整		寸 法 調 整	形 状 調 整
	頭 部	2,250	3,100
	上 腕 部	1,350	2,100
	前腕・手部		
	体 幹 部	2,650	7,250
	骨盤・大腿部		
	下 腿 部	1,350	2,100
	足 部		
ウ 支持部の連結、連結角度調整用部品の交換		修理項目ごとに2の(4)のエの(イ)に掲げる価格に、1,050円を加算した額をもって修理価格とすること。	
エ 構造フレームの交換		2の(4)のエの(ウ)に掲げる基本価格に、1,050円を加算した額をもって修理価格とすること。 車いすとしての機能を付加した場合は、当該機能のみに係る部分については、車いすの修理基準に準ずること。	
オ 付属品の交換		修理項目ごとに2の(4)のエの(エ)に掲げる価格をもって修理価格とすること。	
カ 調節機構の交換		修理項目ごとに2の(4)のエの(オ)に掲げる価格をもって修理価格とすること。	
キ マジックバンドの交換		25mm幅のものは750円、50mm幅のものは1,000円とし、裏付きを必要とする場合には、当該価格を2倍した額とすること。	
ク 完成用部品の交換		修理項目ごとに2の(4)のオに掲げる価格をもって修理価格とすること。	
(注)			
1 採寸又は採型を必要とする修理については、2の(4)のウに掲げる価格を加算することができること。			
2 継手の交換において、2つ一組の義肢・装具の完成用部品を1つ用いる場合は、2の(1)のオ又は2の(3)のオに掲げる価格に1/2を乗じて得た額をもって修理価格とすること。			

(5) その他

種 目	型 式	修 理 部 位	価 格 円	備 考
盲人安 全つえ		マグネット付き石突交換	500	
眼		枠交換	8,000	枠はセルロイド製を原則とすること。
鏡		矯正用レンズ（6D未満）交換	5,100	
		矯正用レンズ（6D以上10D未満）交換	6,450	
		矯正用レンズ（10D以上）交換	8,400	
		イヤモールド交換	6,400	
		箱形ケース組立交換	5,400	
		耳掛形ケース組立交換	2,500	
		眼鏡形ケース組立交換	9,400	
		挿耳形シェル交換（レディメイド）	6,300	
		挿耳形シェル交換（オーダーメイド）	26,400	
		箱形クリップ交換	1,200	
		箱形スイッチ交換	3,500	
		耳掛形スイッチ交換	3,000	
		挿耳形スイッチ交換	3,150	
		眼鏡形スイッチ交換	3,450	
		高度難聴用箱形スイッチ交換	3,150	
		箱形テレホンコイル交換	1,350	
		耳掛形テレホンコイル交換	2,550	
		眼鏡形テレホンコイル交換	3,300	
		高度難聴用箱形テレホンコイル交換	1,350	
		挿耳形テレホンコイル交換（レディメイド）	8,400	
		挿耳形テレホンコイル交換（オーダーメイド）	12,700	
		コンセント交換	830	
		箱形極板交換	1,350	
		耳掛形極板交換	980	
		挿耳形極板交換	1,050	
		眼鏡形極板交換	1,400	

補

聴

器

箱形ボリューム交換	3,050
耳掛形ボリューム交換	4,300
挿耳形ボリューム交換 (レディメイド)	8,400
挿耳形ボリューム交換 (オーダーメイド)	11,600
眼鏡形ボリューム交換	3,900
箱形マイクロホン交換	5,400
耳掛形マイクロホン交換	8,900
挿耳形マイクロホン交換 (レディメイド)	13,500
挿耳形マイクロホン交換 (オーダーメイド)	15,800
眼鏡形マイクロホン交換	13,900
高度難聴用箱形マイクロホン交換	8,300
I C回路交換	4,550
イヤホン交換	3,150
高度難聴用イヤホン交換	4,700
骨導型箱形レシーバー交換	8,700
耳掛形レシーバー交換	8,900
高度難聴用耳掛形レシーバー交換	15,000
挿耳形レシーバー交換 (レディメイド)	14,200
挿耳形レシーバー交換 (オーダーメイド)	20,000
眼鏡形骨導子交換	16,400
コード交換	680
高度難聴用コード交換	1,200
トランジスター又はダイオード交換	2,050
抵抗交換	2,050
挿耳形抵抗交換 (レディメイド)	2,100
挿耳形抵抗交換 (オーダーメイド)	8,900
コンデンサ交換	2,050
挿耳形コンデンサ交換 (レディメイド)	2,100
挿耳形コンデンサ交換 (オーダーメイド)	8,900
トランス交換	1,900
耳掛形電池ホルダー交換	1,000
挿耳形電池ホルダー交換 (レディメイド)	1,050
挿耳形電池ホルダー交換 (オーダーメイド)	1,550
耳掛形トリマー交換	1,900

		挿耳形トリマー交換（レディメイド）	6,300	
		挿耳形トリマー交換（オーダーメイド）	9,500	
		耳掛形フック交換	400	
		ダンパー入り耳掛形フック交換	640	
		耳掛形耳栓組立交換	400	
		耳掛形サスペンション交換	640	
		挿耳形サスペンション交換	890	
		耳掛形アンプ組立交換	20,200	
		挿耳形アンプ組立交換（レディメイド）	31,700	
		挿耳形アンプ組立交換（オーダーメイド）	42,200	
		高度難聴用耳掛形アンプ組立交換	36,700	
		眼鏡形アンプ組立交換	23,100	
		眼鏡形アンプ組立交換（送信用）	35,200	
		眼鏡形アンプ組立交換（受信用）	54,700	
		眼鏡形ブランク（空つる）交換	4,350	
		眼鏡形テンプル（補助つる）交換	3,100	
		眼鏡形フロント（前枠）交換	9,500	
		眼鏡形平面レンズ交換	3,600	
		骨導型箱形ヘッドバンド交換	3,100	
人 工 喉 頭		気管カニューレ交換	3,150	
		充電器交換	1,600	
		振動板交換	9,000	
		スナップリード線交換	50	
		プリント板交換	14,600	
		スイッチ交換	1,100	
		電気接点交換	4,500	
		振動スプリング交換	1,650	
		押ボタンスプリング交換	1,650	
		背当シート交換	7,500	
		肘当交換	3,900	
		座布交換	7,300	
		クッション交換	3,400	
		クッション（ポリエステル繊維、ウレタンフォーム等の	10,000	

車

い

す

多層構造のもの) 交換		
クッション (ゲルとウレタンフォームの組合せのもの)	17,000	
交換		
クッション (バルブを開閉するだけで空気量を調節するもの) 交換	30,000	
フローテーションパッド交換	31,300	主材料のみの場合は、 1,300円減とすること。
[主材料－高分子人工脂肪 構造－主材料 (一層) 及びウレタンフ ー姆 (二層) による三層構造		
フローテーションパッド交換	51,600	主材料のみの場合は、 1,300円減とすること。
[主材料－ポリマーゲル (高分子人工脂肪) 又は液胞ゲル 構造－主材料をプラスチックフィルム等 で包装した単層構造		
クッション (特殊な空気室構造のもの) 交換	43,000	
キャスター (大) 交換	8,000	
キャスター (小) 交換	5,800	
ハンドリム交換	4,350	
座席昇降ハンドルユニット交換	15,800	
座席昇降チェーン交換	8,400	
座席昇降メカユニット交換	22,100	
リーム交換	5,500	
レッグレスト交換	1,800	
フットレスト交換	3,000	
スカートガード交換	6,800	
タイヤ交換	4,250	
チューブ交換	2,450	
ブレーキ交換	9,100	
シートベルト交換	3,500	
テーブル交換	6,800	
スポークカバー交換	4,100	
塗装	17,900	1 回当たりとすること。総塗 り替えの場合に限ること。
夜光材交換	430	1 回当たりとすること。

夜光反射板交換	670	
バックレストパイプ交換	2,550	
バックレストパイプ取付部品交換	3,700	
アームレスト交換	4,600	
ハブ取付部品交換	6,100	
キャスター取付部品交換	7,000	
フレーム（サイドベース）交換	10,700	
フレーム（サイド拡張）交換	8,500	
フレーム（サイド拡張）取付部品交換	3,200	
フレーム（折りたたみ）交換	15,600	
ハブ用スプリング交換	16,000	
簡易電動型電動ユニット交換	165,000	アシスト式は、55,000円増し とすること。
簡易電動型ホイール交換	27,700	アシスト式は、6,000円増し とすること。
簡易電動型ホイール部品交換	3,900	
簡易電動型右側駆動ユニット交換	118,600	アシスト式は、21,900円増し とすること。
簡易電動型左側駆動ユニット交換	88,600	アシスト式は、39,900円増し とすること。
簡易電動型駆動ユニット部品交換	23,400	
簡易電動型電動又は電磁式ブレーキ交換	12,500	
簡易電動型外部充電器交換	25,000	
ステッキホルダー（杖たて）交換	3,000	
泥よけ交換	5,000	
屋外用キャスター（エアー式等）交換	7,500	
転倒防止用装置交換	3,750	
滑り止めハンドリム交換	7,000	
キャリパーブレーキ交換	8,000	
フットブレーキ（介助者用）交換	6,000	
酸素ボンベ固定装置交換	13,000	
人工呼吸器搭載台交換	25,000	
栄養パック取付用ガートル架交換	9,000	
点滴ポール交換	9,000	

電 動 車 い	コントローラー交換	84,300
	コントローラー部品交換	9,500
	電動リフトコントローラー交換	40,600
	電動リフトコントローラー部品交換	10,200
	操作制御部交換	24,300
	操作制御部部品交換	5,800
	電動リフト操作制御部交換	30,500
	電動リフト操作制御部部品交換	5,100
	電動リフト自動停止制御部交換	15,200
	電動リフト自動停止制御部部品交換	5,100
	ハーネス及びリレー交換	9,000
	ハーネス及びリレー部品交換	3,400
	電動リフトハーネス交換	15,200
	モーター交換	28,500
	モーター部品交換	7,200
	電動リクライニングモーター交換	17,000
	電動リフトモーター交換	60,900
	電動リフトモーター部品交換	8,100
	ギヤーボックス交換	45,100
	ギヤーボックス部品交換	9,700
	電動リクライニング装置交換	53,300
	電動リクライニング装置部品交換	22,200
	電動又は電磁式ブレーキ交換	17,400
	手動ブレーキ交換	12,200
	手動ブレーキ部品交換	7,200
	クラッチ交換	8,600
	フレーム交換	38,300
	フレーム部品交換	8,900
	シートフレーム交換	15,100
	シートフレーム部品交換	6,400
	電動リフトシートフレーム交換	81,200
	電動リフトメインフレーム交換	101,500
	バックレストパイプ交換	8,800
	アームレストパイプ交換	4,150

す	アームレストクッション交換	3,450	
	ガードアームレスト交換	5,000	
	バックシート交換	6,900	
	アンダーシート交換	7,500	
	フットレスト交換	11,500	
	フットレスト部品交換	5,200	
	キャスター交換	9,600	
	キャスター部品交換	3,900	
	フロントホイール交換	4,300	
	リヤーホイール交換	5,200	
	タイヤ交換	8,100	
	リヤシャフト交換	6,700	
	電動リフトシャフト交換	50,800	
	電動リフトチェーン交換	50,800	
	電動リフトチェーンアジャスター交換	25,400	
	バッテリー交換	21,500	密閉型は、2,000円増しとすること。
	バッテリー（マイコン内蔵型ニッカド電池）交換	31,000	
	バッテリー（マイコン内蔵型ニッケル水素電池）交換	45,000	
	バッテリー部品交換	2,300	
	内蔵充電器交換	47,400	
	外部充電器交換	20,000	
	充電器部品交換	11,800	
	オイル又はグリス交換	2,700	
	ステッキホルダー（杖たて）交換	3,000	
	屋外用キャスター（エア－式等）交換	7,500	
	転倒防止用装置交換	3,750	
	クライマーセット（段差乗り越え補助装置）交換	18,000	
	フロントサブホイール（溝・脱輪防止装置）交換	11,200	
	酸素ボンベ固定装置交換	13,000	
	人工呼吸器搭載台交換	25,000	
	栄養パック取付用ガートル架交換	9,000	
	点滴ポール交換	9,000	
	キャスター（大）交換	7,400	

歩 行 車		キャスター（小）交換	3,700	1回当たりとすること。総塗り替えの場合に限ること。
		腰掛交換	4,850	
		肘当交換	7,200	
		塗装	8,500	
収 尿 器	普 通 型	サポータ交換	4,000	1箱30枚入
		ゴムバンド付収尿瓶交換	3,900	
		ゴム管及びつなぎ管付収尿ゴム袋交換	1,950	
		両面粘着シート	2,100	
歩 行 補 助 つ え		脇当交換	1,450	
		凍結路面用滑り止め（非ゴム系）交換	1,000	
介 助 用 リ フ タ ー		a. 昇降機構（手動・油圧）		
		シリンダー交換	85,000	
		シリンダー修理	19,000	
		b. キャスター交換		
		キャスター交換（1ヶ）	11,000	
		ストッパー付きキャスター交換	13,000	
		c. ハンガーなど		
		ハンガー交換	34,000	
		S環交換	900	
		チェーン交換（80cm単位）	320	
		d. シート		
		キャンバスシート交換	29,000	
		メッシュシート交換	37,500	
		e. ベルト		
		スクリングベルト交換（1本）	16,000	
フ ロ ー テ ー シ ン 電 動 車 パ イ ッ ス		プラスチックフィルムカバー交換	3,420	

ド用)				
重 度 障 害 者 用 意 思 伝 達 装 置	本体修理	50,000		触れる操作で信号入力が可能なタッチセンサーコントローラーであること。別途必要なタッチ式入力装置は10,000円、ピンタッチ式先端部は6,300円増しとすること。
	固定台（アーム式又はテーブル置き式）交換	30,000		
	入力装置固定具交換	30,000		
	呼び鈴交換	20,000		
	呼び鈴分岐装置交換	20,000		
	接点式入力装置（スイッチ）交換	10,000		
	帯電式入力装置（スイッチ）交換	40,000		
	筋電式入力装置（スイッチ）交換	80,000		
	光電式入力装置（スイッチ）交換	50,000		
	呼気式（吸気式）入力装置（スイッチ）交換	35,000		
	圧電素子式入力装置（スイッチ）交換	38,000		
	注視点検出ユニット交換	1,150,000		
	CCDカメラ交換	100,000		
	赤外線照射セット交換	50,000		
CCDカメラ用リモコン雲台交換	39,800			

(注)

- 1 価格は、原則として1枚(個)当たりとすること。
- 2 矯正用レンズに乱視矯正を含む場合は、片眼又は両眼にかかわらず、4,200円増しとすること。
- 3 部品交換の価格は、1回当たりとすること。
- 4 重度障害者用意思伝達装置に対して行われた修理が、製造メーカー等による保証期間内である場合には、修理の対象とならないこと。